

PHILIPS

sonicare



Duș bucal portabil

Power Flosser 3000

2 moduri de curățare, 3
intensități

Tehnologie QuadStream și
Pulsewave 360°

2x Capete de curățare: F1
Standard + F3 QuadStream

Rezervor de 250 ml



HX3826/24

Curățare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană* în zonele tratate

Curățare interdentară temeinică și fără efort pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor. Capul unic Quad Stream curăță o suprafață mai mare cu mai puțin efort, pentru o curățare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îți permite să deprinzi ușor tehnica corectă.

Ușoare și comode

- Încărcare universală rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică
- Tehnică fără efort
- Rezervor de 250 ml ușor de umplut
- Capete standard pentru o curățare eficientă

Curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

- 2 moduri de curățare interdentară, 3 niveluri de intensitate
- Curățare completă în 60 de secunde
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Tehnologie Quad Stream pentru o curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

An effortless clean with advanced technology

- Tehnologie Quadstream: îndepărtează placa bacteriană de sub linia gingivală

Power Flosser 3000

Duș bucal portabil

HX3826/24

Repere

Tehnologie Quad Stream



Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinți și de-a lungul liniei gingiilor. Obține o curățare mai rapidă și mai profundă fără complicațiile aței dentare.

Curăță de sub linia gingivală



Tehnologia Quadstream elimină până la 99% din placa bacteriană din pungile parodontale adânci de 6 mm.

Tehnologie Pulse Wave




Jeturile delicate de apă curăță și te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curățare perfectă de fiecare dată.

2 moduri, 3 intensități



Alege curățarea care se potrivește zămbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curățare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curățare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.

Curățare completă în 60 de secunde



Cu capul de curățare care se rotește 360 de grade poți să ajungi în zonele greu accesibile și poți utiliza irigatorul în orice direcție. Obține o curățare 360° profundă în doar 60 de secunde.

Încărcare rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică




Încărcare convenabilă cu USB-A la cablul cu fișă mică. Vă puteți peria până la 14 zile cu doar o încărcare.

Rezervor de 250 ml




Capacitatea rezervorului de apă de 250 ml este suficientă pentru o curățare recomandată de 60 de secunde. Răsucește și scoate sau folosește capacul lateral de umplere pentru reumplere ușoară.

Tehnică fără efort



Doar orientează, apasă și curăță pentru o curățare interdentală mai eficientă. Îndreaptă capul de curățare pe zonele dintre dinți și de-a lungul liniei gingiilor și lasă-l să facă toată treaba în locul tău!

Capete standard pentru o curățare eficientă



Un cap de curățare standard cu un singur jet crește presiunea pentru curățare eficientă și îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.

Power Flosser 3000

Duș bucal portabil

HX3826/24

Specificații

Alimentare

Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Design și finisaj

Culoare: Mentă

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

Performanță

Curățare: Curăță întreaga cavitate bucală în 60-90 de secunde

Articole incluse

Aparat de curățare interdentară fără fir: 1

Cap de curățare standard F1: 1

Cap de curățare Quad Stream F3: 1

Cablu de încărcare USB: 1

Adaptor USB de perete: 1

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică temeinică

Deep Clean: Pentru curățare interdentară în profunzime

Niveluri de intensitate: 3

Beneficii pentru sănătate

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină până la 99 % din placa bacteriană în zonele tratate*

Subgingival: S-a dovedit că îndepărtează până la 99% din placa bacteriană de sub linia gingiei**



* Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.
* *Într-un studiu de laborator (rezultatele efective pot varia),
în cea mai adâncă zonă de 2 mm a unui model de pungă
parodontală de 6 mm.