

PHILIPS

sonicare

Birstes uzgaļi,
komplektā 2 gab.

Optimal White

100% baltāki zobi vienas nedēļas
laikā*

Likvidē 7 reizes vairāk aplikuma*
Vidēji mīksts



HX6062/88

Zobu suku uzgalis žilbinoši baltiem zobiem

100% baltāki zobi 1 nedēļas laikā*

Iegūstiet mirdzošāku smaidu ar šo klīniski pārbaudīto Philips Sonicare suku uzgali. Rezultāti ir redzami jau pēc vienas nedēļas, un ik dienu zobi būs izcili tīri.

Rūpes par planētu

- Izgatavots no 70% bioplastmasas**
- Pārstrādājams papīra iepakojums

Vienkārša lietošana jebkādā veidā

- Sader ar visiem Philips Sonicare uzspraužamajiem rokturiem
- Ar BrushSync atgādinājumiem tīrīšana vienmēr būs efektīva

Baltākiem un spodrākiem zobiem

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Likvidē līdz 100% vairāk plankumu tikai vienā nedēļā*
- Pierādīta Sonicare tehnoloģija
- Pierādīta efektivitāte mutes dobuma kopšanā


Optimal White

Birstes uzgaļi, komplektā 2 gab.

HX6062/88


Izceltie produkti

Baltākiem un mirdzošākiem zobiem




Birstes uzgaļa centrā esošais saru kūlis noņem plankumus un bez pūlēm padarīs zobus baltākus. Rombveida sari palielina virsmas saskares laukumu un efektīvāk notīra plankumus. Rezultāti ir acīmredzami — līdz 100% baltāki zobi jau pēc vienas nedēļas.*

Atvadies no zobu aplikuma



Optimal White birstes uzgaļim ir blīvi izvietoti sari, kas noņem līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā manuālā zobu birste, vienlaikus rūpējoties par visa mutes dobuma svaigumu un tīrību.


Uzticama zobu tīršana ar Sonicare



Izbaudiet zobu tīrību, ko iecienījuši miljoniem lietotāju. Philips Sonicare zobu birste nodrošina maigu, bet efektīvu tīršanu un rūpējas par zobu


un smaganu veselību, izmantojot līdz pat 62 000 saru kustību. Sonicare Fluid Action funkcija papildina saru darbību, raidot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju.

Kliniski pārbaudīts



Visi Philips Sonicare zobu suku uzgaļi ir rūpīgi izstrādāti un kliniski pārbaudīti. Tas sniedz pārlicību par atbilstību augstiem kvalitātes, drošuma un veiktspējas standartiem.

Nomainas atgādinājumi



Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem birstes uzgaļi zaudē efektivitāti? Zobārstniecības speciālisti iesaka regulāri mainīt birstes uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu birstēm ir BrushSync tehnoloģija. Tā seko tam, cik bieži un cik stipri jūs tīrāt zobus, un, kad pienācis vajadzīgais laiks, atgādina nomainīt birstes uzgaļi.

Uzspraužama konstrukcija




Šis birstes uzgaļis ir saderīgs ar visām Philips Sonicare elektriskajām zobu birstēm.*** Vienkārši uzspaudiet un noņemiet, lai ātri veiktu nomainīšanu vai tīrīšanu.

Bioplastmasa



Mēs cenšamies samazināt no fosilā kurināmā iegūtas plastmasas izmantošanu mūsu izstrādājumos. Tāpēc 70% plastmasas, kas izmantota šajā zobu suku uzgaļī, ir bioplastmasa.**

Papīra iepakojums



Visi mūsu birstes uzgaļi tiek nodrošināti papīra iepakojumā, kuru var pārstrādāt attiecīgās atkritumu pārstrādes vietās.

Optimal White

Birstes uzgaļi, komplektā 2 gab.

HX6062/88

Specifikācijas

Dizains un apdare

Saru stingrums: Vidēji miksts

Krāsa: Melna

Sari ar indikatoru: Zila saru krāsa, kas kļūst blāva

Lielums: Standarta

Viedā birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspraužams

Nav piemērots: Philips One

Saderīgās zobu suku: Philips Sonicare

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 W2 Optimal White

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Ražots: Austrija

Ieguvums: Smaganu veselība, Nosēdumu noņemšana, Plankumu tīrīšana/balināšana

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Izlaides datums
2025-06-17
Versija: 12.12.1

Specifikācijas var tikt mainītas bez
paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke
Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku
īpašums.

EAN: 87 20689 03521 7

www.philips.com



* Ieietošana režīmā white salīdzinājumā ar parasto zobu suku.
* * Noteikts birstes uzgaļa plastmasai, ņemot vērā masas
līdzsvaru.
* ** Nesader ar Philips One rokturiem.