

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningssystem

Lumea Precision  
Plus

Kun til brug på kroppen og i  
ansigtet

15 minutter for at behandle  
underbenene

Levetid > 100.000 lysimpulser

Ledningsfrit design



SC2003/11



## Forebyg hårvækst

### IPL-hårfjerning: Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag. Test i 120 dage!

#### **Glathed, der holder længe**

- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv

#### **Hårfjernelse med IPL-teknologi**

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

#### **Maksimal frihed, minimalt besvær**

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

#### **Nænsom og effektiv anvendelse i ansigtet og på kroppen**

- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- Præcisionstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Større kropstilbehør for hurtigere behandling
- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Vigtigste nyheder

## Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlinger afhænger af individuel hårvækst.

## IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 kvinder.

## Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips


Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

## 5 lysenergi-indstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

## Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til hårfjerning i ansigtet (overlæbe, hage og bakkenbarter) og fra forskellige kropszoner som ben, armhuler, bikiniområde, mave og arme.

## Trådløs komfort



Lumeas unikke ledningsfri design er perfekt til maksimal rækkevidde og brugervenlighed.

## Ekstra sikkerhed til ansigtet



Præcisionstilbehøret er udstyret med et ekstra integreret lysfilter og giver mulighed for sikker og komfortabel anvendelse på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne, ved bikiniområdet og på steder, som er svære at nå.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer

**Højeffektivt lys:** Giver > 100.000 blink

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret UV-filter:** Beskytter huden mod UV-lys

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

## Anvendelsesområder

**Områder af kroppen:** Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler, Arme

**Ansigtsovråder:** Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

## Tilbehør

**Kropstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

**Præcisionstilbehør (2 cm<sup>2</sup>):** For sikker anvendelse i ansigtet

## Anvendelsestid

**Underben:** 8 min.

**Armhule:** 1 min.

**Bikininlinje:** 1 min.

**Ansigtsovråder:** 1 min.

## Medfølgende dele

**Opbevaring:** Etui

**Brugervejledning:** Lynhåndbog, Brugervejledning

**Oplader:** Oplader til brug ved forskellige netspændinger

## Strøm

**Spænding:** 100-240 V

**Opladningstid:** 100 min.

**Driftstid:** Minimum 370 blink

## Service

**Garanti:** 2 års global reklamationsret

## Programtilstand

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Ledningsfri

**Slide and Flash:** Til praktisk anvendelse

**Step and Flash:** Til behandling på ujævne områder

