



飛利浦 Sonicare AirFloss  
牙間 - 充電式

附 3 個噴嘴  
1 個噴嘴座  
旅行盒

**AirFloss**



HX8255/02

## 試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

### 去除刷牙時刷不掉的牙菌斑

對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，再輕鬆簡單不過。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用。獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效去除刷牙時難以去除的牙菌斑。

#### 30 秒立即清潔

- 只要 30 秒，就能清潔整個口腔
- 對準。按壓。乾淨無比！

#### 協助建立健康好習慣

- 輕鬆簡單地清理牙間齒縫

#### 改善口腔衛生

- 齒縫牙菌斑清除效果更優異
- 兩週內協助改善牙齦健康
- 有助於預防齒間蛀牙


#### 簡單易用

- 空氣與微粒水珠技術
- 舒適的人體工學設計握把
- 引導端確保定位正確

**PHILIPS**  
**sonicare**


## 焦點

### 輕鬆簡單的好開始



齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

### 齒縫牙菌斑清除效果更優異



齒縫牙菌斑清除效果更優異

### 30 秒立即清潔



有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自動噴氣功能，按住按


鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。

### 便利填充水室



在握把上的水室中裝入漱口水或清水，然後對準並按壓，就能享受清新爽快的清潔體驗。水室能容納最多兩次使用所需的液體。

### 提升牙齦健康



Sonicare AirFloss 經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。

### 有助於預防蛀牙



Sonicare AirFloss 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。

### 空氣與微粒水珠技術



空氣與微粒水珠技術

### 人體工學握把

AirFloss 空氣動能牙線機經過特殊設計，能在狹隘的空間中輕鬆操控，而且具備舒適的人體工學握把和防滑設計。

### 引導端



薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。

# 規格

## 使用簡單

- 握把：纖巧的人體工學設計
- 電量指示燈：閃爍時表示電量不足
- 電池壽命：多達 2 週
- 噴嘴系統：輕鬆卡上與拆下

## 技術規格

- 電池：充電式
- 使用時間：每 6 個月更換一次噴嘴
- 電池類型：鋰離子
- 充電時間：完全充電需 24 小時

## 電源

- 電壓：國際電壓充電器

## 客戶服務

- 保固：2 年有限保固

## 內附配件

- 旅行盒：軟質旅行盒
- AirFloss 握把：1
- AirFloss 噴嘴：3
- 充電器：1 個國際電壓充電器
- 噴嘴座：1

## 清潔效能

- 效能：牙菌斑清除效果提高達 5 倍 \*
- 對健康有益：短短兩週改善牙齦健康
- 自動噴氣功能：30 秒內清理整個口腔
- 噴嘴：每 6 個月更換一次，可達到最佳效果

## 設計規格

- 顏色：白色 + 綠色



發行日期 2017-06-02

版本：4.1.1

EAN: 08 71010 36313 09

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 與僅用手動牙刷相較