

PHILIPS

sonicare

Antgaliai
tarpdantėms

AirFloss

su 2 antgaliais

HX8012/07



Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.

Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.

Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengvas būdas išvalyti tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Ugdykite sveiką įprotį


- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

Paprasta naudoti

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą
- Antgaliu lengvai išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas

Ypatybės

Lengva pradėti



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Oro ir mikrolašelių technologija



Oro ir mikrolašelių technologija

Kreipiamasis galiukas



Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiamą vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia dantenų linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį tarp dantų.

Plonas, kampu pakreiptas antgalis

Plonu, kampu pakreiptu antgaliu lengvai išvalysite sunkiai pasiekiamas vietas.

Specifikacijos

Lengva naudoti

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Pridėti priedai

„AirFloss“ antgalis: 2

Valymo veiksmingumas

Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato, keiskite kas 6 mėn.

