



Philips Sonicare AirFloss
Насадки для AirFloss

2 насадки

Сумісні з моделлю HX8211/02
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

HX8012/07

Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

Усуває наліт, де чищення не допомагає

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях.

Простий у використанні

- Технологія повітря та мікроструменя води
- Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення
- Насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць

Допомагає виробити здорову звичку

- Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

PHILIPS
sonicare

Насадки для AirFloss2

2 насадки

Сумісні з моделлю HX8211/02, Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

Специфікації

Простота у користуванні

- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

- Насадка AirFloss: 2


Ефективність чищення

- Насадки: Для найкращих результатів замінюйте кожні 6 місяців

HX8012/07

Основні

Простий початок



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.

Технологія повітря та мікроструменя води



В AirFloss реалізовано унікальну технологію спрямованого струменя з мікрокрапель води й повітря, яка дозволяє використовувати воду або ополіскувач для порожнини рота в поєднанні з потоком повітря під тиском для чищення між зубами. Кнопка активації одним дотиком зручна, як комп'ютерна миша.

Спрямований наконечник



Тонка вигнута насадка та спрямований наконечник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.

Тонка, вигнута насадка

Тонка, вигнута насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць



Дата випуску 2023-08-12

Версія: 3.3.2

EAN: 87 10103 62316 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* порівняно із чищенням лише звичайною зубною щіткою