



飛利浦 Sonicare AirFloss
牙間 - 充電式

附 1 個噴嘴

AirFloss



HX8241

試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

去除刷牙時刷不掉的牙菌斑

對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。

30 秒立即清潔

- 只要 30 秒，就能清潔整個口腔
- 對準。按壓。乾淨無比！

協助建立健康好習慣

- 輕鬆簡單地清理牙間齒縫

改善口腔衛生

- 齒縫牙菌斑清除效果更優異
- 兩週內協助改善牙齦健康
- 有助於預防齒間蛀牙


簡單易用

- 空氣與微粒水珠技術
- 舒適的人體工學設計握把
- 引導端確保定位正確
- 家裡的每個成員都能擁有自己的噴嘴

PHILIPS
sonicare


焦點

輕鬆簡單的好開始



齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

齒縫牙菌斑清除效果更優異



齒縫牙菌斑清除效果更優異

空氣與微粒水珠技術



空氣與微粒水珠技術

引導端



薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。

30 秒立即清潔



有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自動噴氣功能，按住按鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。


便利填充水室



在握把上的水室中裝入漱口水或清水，然後對準並按壓，就能享受清新爽快的清潔

體驗。水室能容納最多兩次使用所需的液體。

提升牙齦健康



Sonicare AirFloss 經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。

有助於預防蛀牙



Sonicare AirFloss 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。

人體工學握把

AirFloss 空氣動能牙線機經過特殊設計，能在狹隘的空間中輕鬆操控，而且具備舒適的人體工學握把和防滑設計。

彩色噴嘴頭

彩色的噴嘴頭和方便好用的噴嘴座讓全家都能輕鬆使用 AirFloss 空氣動能牙線機。

規格

使用簡單

- 握把：纖巧的人體工學設計
- 電量指示燈：閃爍時表示電量不足
- 電池壽命：多達 2 週
- 噴嘴系統：輕鬆卡上與拆下

技術規格

- 電池：充電式
- 使用時間：每 6 個月更換一次噴嘴
- 電池類型：鋰離子
- 充電時間：完全充電需 24 小時

電源

- 電壓：國際電壓充電器

客戶服務

- 保固：2 年有限保固

內附配件

- AirFloss 握把：1
- AirFloss 噴嘴：1, 3
- 充電器：1 個國際電壓充電器
- 噴嘴座：1

清潔效能

- 效能：牙菌斑清除效果提高達 5 倍 *
- 對健康有益：短短兩週改善牙齦健康
- 自動噴氣功能：30 秒內清理整個口腔
- 噴嘴：每 6 個月更換一次，可達到最佳效果

設計規格

- 顏色：白色 + 綠色



發行日期 2017-06-02

版本：3.1.1

EAN: 08 71010 36234 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與僅用手動牙刷相較