



牙間 - 充電式

- 附 1 個噴嘴

HX8241

試試 AirFloss 空氣動能牙線機。

去除刷牙時刷不掉的牙菌斑

對於沒有持續使用牙線的人而言，AirFloss 空氣動能牙線機是不錯的開始，清理牙間齒縫，輕鬆簡單。AirFloss 空氣動能牙線機可搭配漱口水或清水使用，獨特的空氣與微粒水珠技術亦能有效清除難以清潔部位的牙菌斑。

優點

30 秒立即清潔

- 只要 30 秒，就能清潔整個口腔
- 對準。按壓。乾淨無比！

協助建立健康好習慣

- 輕鬆簡單地清理牙間齒縫

改善口腔衛生

- 齒縫牙菌斑清除效果更優異
- 兩週內協助改善牙齦健康

- 有助於預防齒間蛀牙

簡單易用

- 空氣與微粒水珠技術
- 引導端確保定位正確
- 舒適的人體工學設計握把
- 家裡的每個成員都能擁有自己的噴嘴

功能

輕鬆簡單的好開始

齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss 空氣動能牙線機讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。不定期使用牙線的人在


使用 AirFloss 空氣動能牙線機三個月後，有 96% 持續每週使用 AirFloss 空氣動能牙線機至少四天。

PHILIPS

齒縫牙菌斑清除效果更優異



空氣與微粒水珠技術



引導端



薄型彎角噴嘴和引導端有助於更好找到正確定位。只要沿著牙齦邊緣附近的齒面滑動，直到引導端卡入牙齒之間的空隙即可。

30 秒立即清潔



有了 AirFloss 空氣動能牙線機，清潔整個口腔只需短短 30 秒鐘。只要按下按鈕即噴氣一次，然後移到下一個位置重複此動作即可。若要使用新的自

動噴氣功能，按住按鈕並將引導端依序移到各個齒縫，引導端會每秒自動噴氣。

便利填充水室



在握把上的水室中裝入漱口水或清水，然後對準並按壓，就能享受清新爽快的清潔體驗。水室能容納最多兩次使用所需的液體。

提升牙齦健康



Sonicare AirFloss 經臨床證實能在兩週內協助改善牙齦健康。

有助於預防蛀牙

Sonicare AirFloss 能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。

人體工學握把

AirFloss 空氣動能牙線機經過特殊設計，能在狹隘的空間中輕鬆操控，而且具備舒適的人體工學握把和防滑設計。

彩色噴嘴頭

彩色的噴嘴頭和方便好用的噴嘴座讓全家都能輕鬆使用 AirFloss 空氣動能牙線機。

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

使用簡單

握把	纖巧的人體工學設計
電量指示燈	閃爍時表示電量不足
電池壽命	多達 2 週
噴嘴系統	輕鬆卡上與拆下

技術規格

電池	充電式
使用時間	每 6 個月更換一次噴嘴
電池類型	鋰離子
充電時間	完全充電需 24 小時

電源

電壓	國際電壓充電器
----	---------

客戶服務

保固	2 年有限保固
----	---------

內附配件

AirFloss 握把	1
AirFloss 噴嘴	1
	3
充電器	1 個國際電壓充電器
噴嘴座	1

清潔效能

效能	牙菌斑清除效果提高達 5 倍*
對健康有益	短短兩週改善牙齦健康
自動噴氣功能	30 秒內清理整個口腔
噴嘴	每 6 個月更換一次，可達到最佳效果

設計規格

顏色	白色 + 綠色
----	---------

包裝尺寸

高度	23.50 cm
寬度	8.40 cm
深度	13.60 cm
淨重	0.31 kg
總重	0.44 kg
EAN	08710103623465
內含產品件數	1
產地	RO
國際商品統一分類代碼	850980

外箱

長度	26.80 cm
寬度	24.90 cm
高度	15.70 cm

AirFloss

總重
EAN
包裝數

1.52 kg
18710103623462
3

* 與僅用手動牙刷相較



資料可能異動
2016, 十一月 17

Version: 3.1.1
EAN: 08710103623465

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com