

PHILIPS

Systém odstraňování
chloupků IPL

Lumea Essential

Pouze pro použití na těle

15 minut na úpravu dolních částí
nohou

Životnost >100 000 světelných
pulzů

Mimořádně dlouhý kabel



SC1991/00



Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků pro hladkou pokožku doma

Systém Philips Lumea IPL umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhotrvající hladkost

- Radujte se z hladké pokožky každý den
- Účinné bez námahy

Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL

- Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova

Jemný a účinný i na citlivé pokožce

- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení
- Pro použití na těle
- Větší nástavec na tělo umožňuje rychlé ošetření
- Nastavitelný podle typu pokožky

Kompaktní provedení s napájecím kabelem

- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady



asimpleswitch.com


Přednosti

Radujte se z hladké pokožky každý den



Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. To vede k přirozenému odpadnutí chloupku a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.


Technologie IPL



Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními

dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 dobrovolnic.

5 nastavení světelné energie




Systém Philips Lumea má pět nastavitelných stupňů světelné energie, které zajistí jemné, ale účinné ošetření. Při správném použití je ošetření IPL systémem Philips Lumea bezpečné a jemné a lze je aplikovat i na citlivou pokožku a choulostivé tělesné partie.

Oblasti aplikace



Můžete bez obav použít k odstranění chloupků na tělesných partiích pod linií krku: na nohy, podpaží, oblast bikin, paže a břicho.

Větší nástavec na tělo, 4 cm2




Větší nástavec na tělo umožňuje rychlé ošetření větších partií, jako jsou nohy.

Nepotřebujete výměnné díly



Systém Philips Lumea představuje kompletní řešení dodávané tak, aby byl ihned připraven k použití. Ještě zajímavější je, že nepotřebujete žádné náhradní lampy ani gely.

Vhodné typy chloupků i pokožek



Systém Philips Lumea je účinný na chloupkách barvy (přirozeně) tmavé blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světlé blond nebo bílých/šedivých. Systém Philips Lumea rovněž NENÍ vhodný pro tmavou pokožku.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Technické údaje

Proud světla (J/cm²): 2,5–5

Světelné spektrum: >525 nm

Vysoce výkonná žárovka: Produkuje >100 000 záblesků

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

Oblasti aplikace

Oblast bikin: Paže, Nohy, Břicho, Bikiny, Podpažní jamky

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Doba aplikace

Spodní část nohy: 8 min

Podpažní jamka: 1 minuta

Oblast bikin: 1 minuta

Balení obsahuje

Návod na použití: Stručný návod, Uživatelská příručka

Uskladnění: Pouzdro

Adaptér: 24 V / 1 500 mA

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Režim použití

Použití s kabelem / bez kabelu: Kabel

Krok a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

