



Přístroj pro mezizubní hygienu

- S 1 tryskou

HX8210/22

Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.

Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.

Výhody

[Dosáhnete vyčištění za 30 sekund](#)

- Namiřte, stiskněte a čistěte!

[Pomáhá vybudovat zdravé návyky](#)

- Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

[Pro zdravější zuby a dásně](#)

- Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor
- Pomáhá zlepšit zdraví dásní za pouhé dva týdny

- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

[Snadné použití](#)

- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Pohodlná ergonomická rukojeť
- Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění

PHILIPS

Vlastnosti

Snadný začátek



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor




Nádržka se snadným plněním



Naplňte nádržku na rukojeti ústní nebo osvěžující vodou, namiřte, stiskněte a voda vystrlíkne. Nádržka pojme vodu až na dvě čištění.

Pro zdravější dásně




Je klinicky ověřeno, že zařízení Philips Sonicare AirFloss zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva týdny.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstranilo, pomáhá zařízení Philips Sonicare AirFloss předcházet tvorbě zubního kazu mezi zuby.

Vzduchová technologie a technologie mikrokapek



Ergonomická rukojeť

Zařízení AirFloss je navrženo k snadnému použití v těsných prostorech, a proto disponuje ergonomickou protiskluzovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci.

Vodící koncovka



Tenká zahnutá tryska a vodící koncovka usnadňují správné umístění. Stačí sjet po povrchu zubu blízko dásně, dokud koncovka nezapadne do prostoru mezi zuby.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Snadné použití

Tělo kartáčku	Tenký ergonomický design
Indikátor baterie	Blikání dává najevo, že je baterie téměř vybitá
Výdrž baterie	Až 3 týdny při plném nabití
Systém trysky	Snadné nasazení a sejmutí

Technické údaje

Baterie	Nabíjecí
Doba provozu	Trysku vyměňujte každých 6 měsíců
Typ baterie	Lithium-iontová
Doba nabíjení	Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba

Napětí	Vícenapět'ová nabíječka
--------	-------------------------

Servis

Záruka	2letá omezená záruka
--------	----------------------

Balení obsahuje

Rukojeť AirFloss	1
Hubice AirFloss	1
Nabíječka	1 univerzální nabíječka

Výkon čištění

Výkon	Odstraňuje až 5x více plaku*
Přínos pro zdraví	Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

AirFloss

Hubice	Pro nejlepší výsledky vyměňujte každých 6 měsíců	Země původu Kód harmonizovaných systémů	CN 850980
Specifikace provedení		Vnější obal	
Barva(y)	Bílá se zelenými prvky	Délka	23,60 cm
Rozměry balení		Šířka	11,90 cm
Výška	24,40 cm	Výška	20,30 cm
Šířka	11,10 cm	Hrubá hmotnost	1,27 kg
Hloubka	6,40 cm	EAN	18710103673726
Čistá hmotnost	0,30 kg	Počet spotřebitelských balení	3
Hrubá hmotnost	0,38 kg		
EAN	08710103673729		
Počet zahrnutých výrobků	1		

* než samotné manuální čištění zubním kartáčkem



Změna údajů vyhrazena
2019, Duben 11

Version: 4.0.1
EAN: 08710103673729

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com