



Mikrodermabrazja

- Zabiegi resurfacingu
- z końcówkami do skóry wrażliwej i norm.

SC6240/01

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

z systemem do mikrodermabrazji Philips VisaCare

Dodaj skórze energii i zachowaj jej naturalny, młodzieńczy wygląd dzięki podwójnemu systemowi Air Lift i systemowi złuszczenia, w jakie wyposażone jest urządzenie VisaCare. Masuje ono skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.

Korzyści

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

- Młodziej wyglądająca skóra
- Skóra staje się gładsza, bardziej promienna i jędrna w ciągu 4–6 tygodni

Technologia mikrodermabrazji

- System DualAction Air Lift i system złuszczenia
- System Air Lift łagodnie stymuluje mikrocyrkulację
- Końcówka złuszcząca stymuluje proces odnowy komórek skóry

Bezpieczne i delikatne działanie potwierdzone klinicznie

- Do wszystkich typów skóry

- Opracowane z udziałem doświadczonych dermatologów i innych specjalistów
- Technologia wykorzystywana w salonach kosmetycznych do bezpiecznego zastosowania w domu

Wygodne użytkowanie

- 5-minutowy zabieg, 2 razy w tygodniu
- Bezprzewodowe użytkowanie
- Ładowanie przez noc wystarcza na 3 tygodnie użytkowania


PHILIPS

Cechy

Młodzięcy wygląd

Urządzenie do mikrodermabrazji Philips VisaCare stymuluje proces odnowy skóry (resurfacing), sprawiając, że staje się ona gładsza, bardziej jędrna i promienna.

Widoczne efekty




93% kobiet, które przetestowały produkt, od razu zauważyło większą gładkość skóry, a 84% przyznaje, że skóra jest bardziej promienna. Również 84% zauważyło, że skóra wygląda zdrowiej*.

System DualAction




Masuje skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.

System Air Lift




Masaż podciśnieniowy intensywnie stymuluje mikrocyrkulację. Skóra jest delikatnie podnoszona i rozciągana, aby umożliwić masowanie jej głębszych warstw. Krążenie krwi przyspiesza, co powoduje przenoszenie tlenu i składników odżywczych do powierzchni skóry, która zostaje zrewitalizowana. Urządzenie VisaCare zostało zaprojektowane do masowania i rozciągania odpowiednich miejsc w celu stymulacji produkcji kolagenu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna w ciągu 4–6 tygodni.

Końcówka złuszczająca



Końcówka złuszczająca delikatnie usuwa zrogowaciałą warstwę naskórka (górną warstwę skóry) i sprawia, że naskórek staje się grubszy (druga warstwa skóry), dzięki czemu odkrywa skórę, która jest gładsza i wygląda bardziej promiennie. Delikatnie pozbywa się szorstkiej i łuszczącej się skóry skuteczniej i w bardziej kontrolowany sposób niż jest to możliwe ręcznie. Skóra jest stymulowana do odnowy komórek i staje się bardziej jędrna w ciągu 4–6 tygodni.

Do wszystkich typów skóry




Łagodne działanie urządzenia VisaCare zostało potwierdzone klinicznie. Urządzenie jest wyposażone w dwie końcówki do skóry o różnym stopniu wrażliwości (skóra wrażliwa i normalna). Zespół ekspertów w dziedzinie pielęgnacji zapewnia wskazówki, które pomogą osiągnąć najlepsze rezultaty.

Opracowane przez ekspertów


Urządzenie Philips VisaCare wykorzystuje technologię mikrodermabrazji często stosowaną w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie korzystać z niej w domu. Urządzenie Philips VisaCare zostało zaprojektowane we współpracy z doświadczonymi dermatologami i innymi specjalistami.

5-minutowy zabieg



Natychmiastowe rezultaty — 5-minutowy zabieg dwa razy w tygodniu. Gładka skóra o zdrowym blasku!

Bezprzewodowe użytkowanie



Wyjątkowa, bezprzewodowa konstrukcja urządzenia VisaCare umożliwia przeprowadzanie zabiegów w najwygodniejszy sposób.

Ładowanie przez noc



Naładuj urządzenie VisaCare w eleganckiej podstawce ładującej i wykonuj zabiegi przez 3 tygodnie bez konieczności podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.

Technologia wykorzystywana w salonach kosmetycznych

Technologia wykorzystywana w salonach kosmetycznych do bezpiecznego zastosowania w domu.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Cechy:

Usuwanie martwych komórek naskórka	dzięki końcówce złączającej
Pogrubianie naskórka	za sprawą działania systemu złączającego
Stymulacja mikrocyrculacji	dzięki systemowi Air Lift System™
Kremy pielęgnacyjne	lepiej się wchłaniają, co potwierdza 87% użytkowników

Łatwa obsługa

Indywidualnie dopasowane końcówki	Do skóry normalnej i wrażliwej
Sieć bezprzewodowa	do 6 użyc bez potrzeby ponownego ładowania
Wskaźnik akumulatora	podświetlana ikona
Łatwa obsługa	Ergonomiczna i elegancka konstrukcja
Ekskluzywna, wygodna podstawka	podstawka do ładowania i przechowywania

Obszary zastosowania

Twarz i szyja	Tak
---------------	-----

Elementy zestawu

Indywidualnie dopasowane końcówki	Do skóry normalnej i wrażliwej
Instrukcja użytkowania	Pełna instrukcja obsługi
Ekskluzywna, wygodna podstawka	podstawka do ładowania i przechowywania
Zasilacz	Zasilacz 100–240 V
Etui do przechowywania	Do przechowywania, również podczas podróży
Szczoteczka do czyszczenia	Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia VisaCare

Moc

Czas ładowania	8 godzin
Zasilanie	Akumulator
Czas działania	6 użyc po 5 minut
Napięcie	100–240 V

Serwis

Gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja
-----------	--------------------------------

Wymiary opakowania

Wysokość	19,00 cm
Szerokość	24,10 cm
Głębokość	7,40 cm
Waga netto	0,36 kg
Waga brutto	0,63 kg
EAN	08710103680017
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	HU
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	850980

Karton zewnętrzny

Długość	24,80 cm
Szerokość	15,50 cm
Wysokość	20,30 cm
Waga brutto	1,37 kg
EAN	18710103680014
Liczba opakowań konsumenckich	2

* Wyniki niezależnego testu przeprowadzonego na 75 kobietach przez 4 tygodnie zabiegów, Wielka Brytania, 2014 r.



Dane wkrótce ulegną zmianie
2017, Maj 29
Version: 4.2.1
EAN: 08710103680017

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com