



Philips VisaCare  
Rezerves uzgalis

Jutīgais režīms



SC6890/01



## Rezerves uzgalis jutīgai ādai

Izmantošanai tikai ar Philips VisaCare mikrodermabrāziju: izmantojot sava mājokļa komfortā, apvienotais pīlings un vakuuma masāža saudzīgi stimulē ādas dabīgo atjaunošanās procesu un novērš pirmās novecošanās pazīmes.

### Mikrodermabrāzijas uzgalis jutīgai ādai

- Mikrodermabrāzijas uzgalis saudzīgai procedūrai
- Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

### Viegli nomaināms pīlinga uzgalis

- Viegli uzspraužams uzgalis

Rezerves uzgalis  
Jūtīgais režīms

# Specifikācijas

## Ieguvumi

- Ādas tips: Jūtīgai ādai

## Vienkārša izmantošana

- Tīrīšana: Mazgājiet svaigā ūdenī, ar ziepēm un

birstīti

- Saderīgs ar: Philips SC6220, Philips SC6240
- Ieteicamā maiņa: Ik pēc 6 mēnešiem
- Maināmas detaļas: Viegli uzspraužams uzgalis

SC6890/01

# Izceltie produkti

## Mikrodermabrāzija Jūtīgai ādai

Ieteicams izmantot sievietēm, kas tikko uzsākušas mikrodermabrāzijas procedūras vai kurām ir jutīga āda, vai periodos, kad āda ir jutīgāka sezonas vai hormonālu izmaiņu dēļ. Izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, drošs lietošanai mājās. Izmantojot jaunu uzgali, vienmēr sāciet no jauna ar ierobežotu procedūras reižu skaitu, lai āda pierastu pie intensīvākas terapijas.\*

## Viegla uzlikšana

Viegli uzstādāms un saderīgs ar Philips SC6220 un SC6240.

## Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Optimāliem rezultātiem ieteicams nomainīt mikrodermabrāzijas uzgali ik pēc sešiem mēnešiem.



Izlaides datums  
2016-09-14

Versija: 8.2.1

EAN: 08 71010 36752 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* salīdzinājumā ar uzgali, kas tiek izmantots divreiz nedēļā sešus mēnešus.