

PHILIPS

Priedo galvutė, skirta
„VisaPure Advanced“

Gaivinamasis masažas

Išmanioji galvutė

SC6060/00



Švytinti ir gaivi oda

Stimuliuoja kraujotaką ir atpalaiduoja raumenis

Gaivinamojo masažo galvutė sukurta bendradarbiaujant su japonų masažo ekspertais. Pritaikyta programa „DualMotion“ skatina kraujotaką ir atpalaiduoja veido raumenis, kad oda būtų gaivi, švytinti ir sveikai spindėtų.

Pagerina kraujo apytaką, kad oda būtų švytinti

- Dar daugiau deguonies ir maistinių medžiagų odoje

Atpalaiduoja raumenis ir suteikia gaivumo

- Pasiekia gilesnius odos sluoksnius ir atpalaiduoja raumenis

Pritaikyta „DualMotion“ technologijos programa

- Tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotą odą

Paprasta naudoti, lengva pritaikyti rūpinantis oda

- Galima naudoti kartu su odos kremais, losjonais ir aliejais ar be jų
- Galvutę lengva valyti šiltu vandeniu ir muilu
- Norint atpalaiduoti naudoti 1–3 kartus per savaitę

Išmanusis galvutės atpažinimas, priderinta „DualMotion“

- 3 min. programa, 2 intensyvumo nustatymai, dvikryptis sukimasis




asimpleswitch.com

Ypatybės

Pagerina kraujo apytaką


Naudodami gaivinamojo masažo galvutę su pritaikyta „DualMotion“ programa skatinsite kraujotaką, kad oda būtų švytinti ir sveikai spindėtų. Pamaloninkite ir atgaivinkite savo odą.

Atpalaiduoja raumenis



Gaivinamojo masažo galvutė atlieka giluminį masažą, kai pasiekiami gilesni odos sluoksniai. Todėl procedūros metu atpalaiduojami maži veido raumenys, o jūs atsipalaiduojate ir jaučiatės maloniai.

750 pirštų palietimų per minutę



Pritaikyta „DualMotion“ programa atpalaiduoja ir atgaivina. Ją kūrė japonų masažo specialistai ir pritaikė veido raumenų masažui

minkymo ir tapšnojimo technikas. Ji atlieka tai, ką galima padaryti rankomis. Dėl elegantiško ir funkcionalaus dizaino su penkiais mažais rutuliukais apima jausmas, tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą. Gaivinamojo masažo programa tęsiasi 3 minutes, todėl veido masažu galite mėgautis kelis kartus per savaitę.

Lengva prižiūrėti odą

Lengva pritaikyti rūpinantis oda. Galvutę galima naudoti su turimais odos priežiūros produktais, pvz., kremais, serumais, aliejais ir esencijomis. Taip pat galima naudoti ir be kremo.

Lengva valyti

Galvutę lengva valyti. Tiesiog nuplaukite ją kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.

3 min. masažo programa

Dėl išmaniosios galvutės atpažinimo „VisaPure Advanced“ technologijos prietaisas iškart atpažįsta uždėtą galvutę ir automatiškai suaktyvina pritaikytą „DualMotion“ programą su paskirtais sukimosi, vibracijos, trukmės bei sukimosi krypties nustatymais. Gaivinamojo masažo programa naudoja dvikryptį sukimąsi ir skatina limfinio skysčio apytaką odoje.

Galima naudoti 1–3 kartus per savaitę

Norėdami atsipalaiduoti ir atgaivinti odą naudokite gaivinamojo masažo galvutę 1–3 kartus per savaitę.

Specifikacijos

Lengva naudoti

Tinka naudoti tik su: „VisaPure Advanced“
Lengva valyti

Išmanusis galvutės atpažinimas

Išmaniosios galvutės

Techniniai duomenys

Pritaikyta „DualMotion“
Specialus sukimasis, vibracija
Sukurta ekspertų: Japonų masažo ekspertai
Intensyvumo nustatymai: 2
Programos trukmė: 3 min.

Dvikryptis sukimasis

Sukasi į kairę ir dešinę



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiskumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdėbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

