



Philips Sonicare AirFloss
Irygator z dyszami

W zestawie 2 dysze

AirFloss

HX8012/33



Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Aby skutecznie czyścić przestrzenie między zębami, wymieniaj dysze co 6 miesięcy.

Urządzenie Sonicare AirFloss pomaga usuwać do 5 razy więcej płytki nazębnej niż samo szczotkowanie zwykłą szczoteczką.

Wygodne użytkowanie

- Dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc
- Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie

Pomoc w budowaniu zdrowych nawyków

- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

PHILIPS
sonicare

Dane techniczne

Łatwa obsługa

- System dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Elementy zestawu

- Dysza AirFloss: 2

Skuteczność czyszczenia


- Dysze: W celu uzyskania najlepszych wyników należy dokonywać wymiany co 6 miesięcy

Stylistyka i wykończenie

- Kolor dyszy: Różowa z różową końcówką, Różowa z białą końcówką


Zalety

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzenie między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

Końcówka z naprowadzaniem




Wąska, zakrzywiona dysza oraz końcówka z naprowadzaniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Wąska, zakrzywiona dysza

Wąska, zakrzywiona dysza zaprojektowana z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu do trudno dostępnych miejsc

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.



Data wydania 2017-09-23

Wersja: 5.0.1

EAN: 08 71010 36898 81

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* niż w przypadku samego szczotkowania zębów szczoteczką manualną