

PHILIPS

sonicare

Fogközi tisztítás -
Fúvófejek

AirFloss

2 fej (nem Airfloss Ultra
kompatibilis)

HX8012/33



Nem használ fogselymet? Akkor használjon
AirFloss-t.

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem

Cserélje le a fúvókát 6 havonta a fogak közötti leghatékonyabb tisztítás érdekében. A Sonicare AirFloss technológiával akár 5-ször több lepedéket távolíthat el a fogak közül, mint a kézi fogkefével.

Egyszerű használat


- Speciálisan a nehezen hozzáférhető helyekhez tervezett fúvófej
- Egyetlen gombnyomással tisztító technológia
- A könnyű pozicionálást irányítófej segíti

Hozzájárul az egészségesebb szokások kialakításához

- Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát

Fénypontok

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia



Az AirFloss egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia segítségével sűrített levegőt és vizet vagy szájvizet fúj a fogak közé. Az egyetlen érintésre aktiválódó gomb kezelése olyan egyszerű, mint az egérrel való kattintás.

Írányítófej




A karcsú, hajlított fej és az irányítófej segít, hogy könnyedén a megfelelő helyre irányítsa a fúvófejet. Csúsztassa végig az irányítófejet az ínyvonal mentén, amíg az meg nem állapodik a következő két fog között.

Karcsú, hajlított fúvófej

A nehezen elérhető helyekhez is egyszerű hozzáférést nyújtó, karcsú, hajlított fúvófej

Egyszerűen elkezdheti



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhygiénia szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások kialakítását. A nem rendszeres fogszelvényhasználatok 96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti legalább négyszeri használatát.

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Fúvófej rendszer: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

AirFloss Nozzle: 2

Fogmosási teljesítmény

Fúvófejek: A legjobb eredmény érdekében 6 havonta cserélje

Formatervezés és kidolgozás

A fúvófej színe: Rózsaszín, rózsaszín hegygel, Rózsaszín, fehér hegygel

