



Philips AirFloss
Interdental – oppladbart

- med to munnstykker

HX8222/02

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, kan du ved å bruke AirFloss enkelt gjøre det til en vane å rengjøre mellom tennene. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der det er vanskelig å komme til.

Fordeler

Rengjør på 30 sekunder

- Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder
- Pek, trykk og rengjør!

Forbedrer munnhygien

- Bidrar til å forbedre tannkjøttelsen på bare to uker
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene
- Fjerner opptil fem ganger så mye plakk mellom tennene*

Lett å bruke

- Teknologi som rengjør med ett trykk
- Ledetupp sikrer riktig plassering
- Komfortabelt, ergonomisk håndtak


Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

PHILIPS

Funksjoner

Teknologi med luft og små dråper



AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

30-sekunders rengjøring



Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Bedre tannkjøttthelse



Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøttthelsen på bare to uker.

Beholder som er enkel å fylle




Fyll beholderen på håndtaket med enten munnskyl eller vann for å få en forfriskende rengjøring. Deretter peker du og trykker. Vannbeholderen rommer tilstrekkelig væske til å bruke den to ganger.

Ledetupp




Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøtttranden til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Ergonomisk håndtak



AirFloss er utformet for å være enkel å manøvrere på steder der det er trangt, ved at det har et komfortabelt, ergonomisk håndtak og et sklisikkert grep.

Bidrar til å forhindre hull



Ved å forsiktig sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under børstingen, bidrar Sonicare AirFloss til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene.

Fjerner mer plakk



Rengjøring mellom tennene er en viktig del av tannhelsen. Sonicare AirFloss bruker en teknologi med luft og små dråper for å fjerne opptil fem ganger mer plakk mellom tennene enn manuell pussing alene.

En enkel måte å komme i gang på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

AirFloss

spesifikasjoner

AirFloss

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Enkel i bruk

Håndtak	Slank, ergonomisk design
Batteriindikator	Blinking indikerer lavt batterinivå
Batterilevetid	Opptil tre uker når den er fulladet
Munnstykkessystem	Klikkes enkelt av og på

Tekniske spesifikasjoner

Batteri	Oppladbar
Driftstid	Skift ut munnstykket hver 6. måned
Batteritype	Litium-ION
Ladetid	24 timer for å oppnå full lading

Drift

Spenning	Flerspenningslader
----------	--------------------

Deler som medfølger

AirFloss-munnstykke	2
---------------------	---

Lader	En flerspenningslader
Munnstykkeholder	1

Rengjøring

Ytelse	Fjerner opptil 5 ganger så mye plakk*
Helsefordeler	Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker
Funksjon for automatisk sprut	Rengjør hele munnen på 30 sek
Munnstykker	Best resultat fås ved å bytte etter 6 md

Design og utseende

Farge	Rosa
Munnstykkefarge	Rosa med rosa tupp
	Rosa med hvit tupp

* enn bare å børste med vanlig tannbørste



data kan endres
2016, januar 9

Version: 3.1.1
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com