



치간 클리너 - 노즐

• 노즐 2 개 포함

HX8012/35

치간 세정을 하지 않으세요? 그렇다면 에어 플로스로 규칙적인 치간 세정을 시작해보세요.

칫솔이 닿지 않는 깊은 곳의 플라그를 한번에 제거

가장 효과적인 치간 세정을 위해 6 개월마다 노즐을 교체하십시오. 소닉케어 치간 클리너로 일반 칫솔만으로 양치질하는 것보다 최대 5 배 더 치아 사이 플라그를 제거할 수 있습니다.

장점

편리한 사용

- 버튼 하나로 세정하는 기술
- 가이드스 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.
- 치아 깊은 곳 구석구석까지 접근이 용이하도록 디자인된 노즐

건강한 구강 관리 습관 형성에 도움이 됩니다.

- 효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법

PHILIPS

특징

공기와 물방울의 미세분사 기술



치간 클리너는 공기와 물방울을 미세분사하는 특수한 기술을 이용하여 치아 사이에 압축된 공기와 물 또는 구강 세정액을 분사합니다. 원터치 작동 버튼은 마우스를 클릭하는 것만큼 간단합니다.

가이던스 팁



슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이던스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도

와줍니다. 가이던스 팁을 치아 사이에 안착했다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

슬림하고 각진 노즐

슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐

쉽고 간편한 세정



치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3 개월 사용 후 일주일에 4 일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.

사양

이 문서는 예약 판매 안내서입니다. 안내서의 내용은 위에 언급된 날짜 및 국가별로 필립스에서 인지한 사항을 최대한 반영합니다. 이 안내서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있으며, 필립스는 이 내용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

편리한 사용

노즐 시스템 간편한 탈부착

구성품

에어플로스 노즐 2 개

세정 성능

노즐 최상의 효과를 위해 6 개월마다 교체 권장

디자인 및 마감

노즐 색상 핑크 팁의 핑크
화이트 팁의 핑크

포장 크기

높이 21.50 cm

폭	7.20 cm
깊이	2.10 cm
순중량	0.01 kg
총중량	0.03 kg
EAN	08710103689898
포함된 제품 수	1
원산지	MX
HS 코드	850990

외부 박스

길이	25.40 cm
폭	19.80 cm
높이	9.00 cm
총중량	0.58 kg
EAN	18710103689895
소비자 패키지 수	16

* 수동 칫솔만 사용 시 대비



변경될 수 있는 데이터
2019, 5 월 31

Version: 4.0.1
EAN: 08710103689898

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 해당 소유자의 자산입니다.

www.philips.com