

PHILIPS

IPL – Szőrtelenítő készülék


Lumea Advanced

Testen való használatra

15 perc a lábszárak kezelésére

>250 000 lámpavillanás

Extra hosszú vezeték



SC1995/00



Láthatóan kevesebb szőrszál hosszú távon, kíméletes módon

A Philips Lumea Advanced rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Egyszerűen hatékony
- Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Biztonságos, gyors és hatékony a test bőrén

- A testen való használatra
- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
- Gyengéd kezelés

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság érdekében
- Öt állítható fényenergia-beállítás


Fénypontok

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Clinical results after treatment: **example 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **example 2 (bikini line)**



Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet,

érezhetően sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismétlje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

Suitable body hair colours



Suitable skin tones




A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A termék szintén NEM alkalmas sötét bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek



Használja bátran a nyak alatti testszőrzet eltávolítására olyan területeken, mint a láb, hónalj, bikinivonal, kar és has.

Gyors kezelés a lábakon



Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekre, pl. lábakon végzett gyors használat érdekében.

Gyengéd kezelés



Gyengéd a bőrhöz.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

„Slide and flash” mód



A csúsztató mozgás (Slide & Flash mód) kényelmes és folyamatos használatot tesz lehetővé.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: > 250 000 villanást biztosít

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Védőtok

adapter: 24 V / 1500 mA

Tartozék: Tisztítókendő

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinvonal: 2 perc

Alkalmazás módja

Slide and flash: Kényelmesen alkalmazható

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes

Stamp and flash: A hajlatok kezeléséhez

