

PHILIPS

Zařízení na odstraňování chloupků IPL

Lumea Prestige

Pro použití na těle a obličeji

15 minut na úpravu nohou od kolen dolů

>250 000 záblesků

Bezdrátové provedení



SC2007/00



Pro stálý pocit bez chloupků*

Systém Philips Lumea Prestige je nejefektivnější bezdrátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na tváři i na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhodobé odstranění chloupků technologií IPL

- Radujte se z hladké pokožky každý den
- Účinné bez námahy
- Přizpůsobeno pro bezpečné a efektivní použití doma
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky

Jemná a účinná aplikace na tvář i tělo

- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Rychlá aplikace díky velkému ústí přístroje
- Přesný nástavec pro bezpečné ošetření obličeje
- Jemné použití

Maximální volnost, minimální námaha

- Pohodlný provoz bez kabelu
- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady
- Režimy posouvání a záblesku pro pohodlnější aplikaci
- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení



asimpleswitch.com


Přednosti

Technologie IPL



Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 dobrovolnic.

Radujte se z hladké pokožky každý den



Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou.

Účinné bez námahy

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních, vždy s odstupem dvou týdnů. Jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba

mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků. – Tento obrázek zvětšíte kliknutím na obrázek v galerii v horní části této stránky

Vhodné typy chloupků i pokožek



Systém Philips Lumea je účinný na chloupkách barvy (přirozeně) tmavě blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. Systém Philips Lumea rovněž NENÍ vhodný pro velmi tmavou pokožku.

Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličeji (horní ret, brada a kotlety) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

Rychlé ošetření nohou



Rychlá aplikace na velké oblasti – například nohy – díky velkému ústí přístroje.

Mimořádně bezpečné použití na obličeji



Přesný nástavec je vybaven speciálním integrovaným světelným filtrem a umožňuje bezpečnou a pohodlnou aplikaci na horním rtu, bradě a kotletách. Lze jej použít i na dalších citlivých tělesných partiích, jako je podpaží, oblast bikin a těžko dostupné části těla.

Jemné použití



Jemné k pokožce.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Technické údaje

Vysoce výkonná žárovka: Produkuje >250 000 záblesků

Oblasti aplikace

Oblast bikin: Paže, Nohy, Břicho, Bikiny, Podpažní jamky

Oblasti obličeje: Brada, Kotlety, Horní ret

Nástavce

Přesný nástavec (2 cm2): Pro bezpečnou aplikaci na obličeji

Nástavec na tělo (4 cm2): Pro použití pod linií krku

Balení obsahuje

Nabíječka: Nabíječka pro více druhů napětí

Návod na použití: Uživatelská příručka

Uskladnění: Luxusní pouzdro

Příslušenství: Čisticí hadřík

Spotřeba

Doba nabíjení: 100 min

Provozní doba: Minimálně 370 záblesků

Napětí: 100–240 V

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Doba aplikace

Noha od kolena dolů: 8 min

Podpažní jamka: 1 minuta

Oblast bikin: 1 minuta

Oblasti obličeje: 1 minuta

Režim použití

Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci

Použití s kabelem / bez kabelu: Bezdrátová

Přítisknutí a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

