



BlueControl

- 30 minut na znamię łuszczycy
- Terapia niebieskim światłem
- Skuteczność potwierdzona klinicznie
- Bez środków chemicznych i kortyzonu

PSK0202

Terapia niebieskim światłem LED.

Ogromna zmiana w leczeniu łuszczycy.

Poznaj pierwsze na świecie noszone na ciele urządzenie do terapii niebieskim światłem LED, które sprawdza się w lekkich i umiarkowanych przypadkach łuszczycy. Philips BlueControl działa delikatnie i nie emituje promieniowania UV. Przekonaj się o jego potwierdzonej klinicznie skuteczności bez ryzyka — obowiązuje 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.*

Korzyści

Pierwsza terapia niebieskim światłem lecząca łuszczycę

- Urządzenie jest delikatne — możesz dbać o skórę podczas leczenia łuszczycy.

Łagodna terapia bez promieniowania UV i bez środków chemicznych

- Urządzenie jest skuteczne — przekonaj się, na czym polega zmiana w leczeniu łuszczycy.

Znaczące złagodzenie objawów łuszczycy

- Urządzenie jest praktyczne — możesz cieszyć się wspaniałymi efektami, nie rezygnując z normalnego życia.

PHILIPS

Cechy

Praktyczność



Dzięki innowacyjnej konstrukcji niewielkiego, zasilanego bateryjnie urządzenia możesz korzystać z przebadanej klinicznie terapii niebieskim światłem LED, nie rezygnując z normalnego rytmu dnia*. Wystarczy wykonać trzy proste instrukcje: przymocuj urządzenie Philips BlueControl do ramienia lub nogi za pomocą tekstylnego paska; naciśnij przycisk, aby rozpocząć zabieg; codziennie poświęcaj 30 minut na jedną zmianę łuszczycy. Skorzystaj z terapii niebieskim światłem LED i pocuj ulgę — uwolnisz się od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry, bez konieczności stosowania substancji chemicznych oraz bez ryzyka potencjalnie wiążącego się z promieniowaniem UV.

Delikatność



Terapia niebieskim światłem LED jest wolna od promieniowania UV i bezpieczna dla skóry*. To delikatne, alternatywne rozwiązanie zapewni ulgę

bez konieczności stosowania dodatkowych maści lub leków. Emitowane przez urządzenie Philips BlueControl niebieskie światło LED stymuluje naturalne procesy zachodzące w skórze. Pozwala kontrolować szybką proliferację komórek i stan zapalny oraz wspomaga regenerację skóry w normalnym tempie, uwalniając od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry*. Urządzenie Philips BlueControl jest wolne od promieniowania UV i środków chemicznych — badania potwierdzają, że emitowane przez urządzenie niebieskie światło LED urządzenia Philips BlueControl jest nieszkodliwe dla skóry*.

Skuteczność



Z tym innowacyjnym urządzeniem z powodzeniem rzucisz wyzwanie łuszczycy. Aby zauważyć znaczną poprawę, wystarczy przez co najmniej cztery tygodnie poddawać zmianom łuszczycy zabiegom po 30 minut dziennie*. Wykonywana przy użyciu urządzenia Philips BlueControl terapia niebieskim światłem LED wspomaga prawidłową regenerację skóry, spowalniając nadmierne wytwarzanie komórek skóry*. Urządzenie Philips BlueControl stymuluje naturalny proces gojenia się i pomaga uporać się z objawami łuszczycy, takimi jak łuszczenie się i zaczerwienienie skóry. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie*.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Akcesoria

Przewód USB	Ładowanie
Ładowarka	Ładowanie
Pasek do mocowania	Mocowanie
Ładowarka	Z wtyczką UK i EU
Przechowywanie	Sztywny futerał

Dane techniczne

Częstotliwość	50–60 Hz
Rodzaj lamp	LED
Napięcie	100–240 V
Zużycie energii	5 W
Akumulator	Możliwość powtórnego ładowania
Rodzaj baterii/akumulatora	Litowo-jonowy
Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania)	Do 4 zabiegów

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Certyfikat CE 0344	Tak
Bez promieniowania UV	Tak
Klasyfikacja wyjścia optycznego	Grupa ryzyka 1 (EN 60601-2-57)
Gęstość zasilania	200 mW/cm ² (wartość szczytowa) 40 mW/cm ² (wartość średnia)
Maks. dzienna dawka	90 J/cm ² na zmianę łuszczycy
Urządzenie medyczne klasy IIa	Tak
MDD 93/42/EWG	Tak

Dane logistyczne

Kraj pochodzenia	Holandia
------------------	----------

Badania kliniczne

Skuteczność potwierdzona w badaniach	Produkt przetestowany klinicznie
--------------------------------------	----------------------------------

Wymiary i waga

Wymiary produktu	S/W/D: 77 x 23 x 125 mm
Waga produktu	165 g

Możliwość przenoszenia

Akumulator	Tak
Mała, zwarta konstrukcja	Tak
Zasilacze (dla krajów UE i Wielkiej Brytanii)	Tak

Wzornictwo

Kolor urządzenia	Biały
Kolor paska	Szary i niebieski

Wygodne użytkowanie

Zegar odmierzający czas zabiegu	Tak
---------------------------------	-----

Wydajność

Produkt przetestowany klinicznie	Tak
Czas trwania zabiegu	30 minut na zmianę łuszczycy

Serwis

90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy	Tak
Gwarancja	2-letnia ograniczona gwarancja

* Philips BlueControl to oznaczone znakiem CE urządzenie medyczne klasy IIa przeznaczone do leczenia łuszczycy. Obecnie urządzenie nie jest dostępne poza Unią Europejską. Przed zmianą przyjmowanych leków na receptę, a także przed rozpoczęciem stosowania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać się z instrukcją obsługi. Sierpień 2017 r.

* Irradiation with blue light reduces the production of skin cells - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

* Irradiation with blue light reduces the production of skin cells - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

* Blue light induces anti-inflammatory processes - Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

* Blue light induces anti-inflammatory processes - Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

* Over 12 weeks of treatment the plaque symptoms reduced for 84% of the patients. For some patients the blue light even cleared their treated plaque completely - Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24 - 34



Dane wkrótce ulegną
zmianie
2018, Kwiecień 1
Version: 9.0.1
EAN:

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V.
lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com