



Philips  
BlueControl

30 minut na znamię łuszczycy

Terapia niebieskim światłem  
Skuteczność potwierdzona  
klinicznie  
Bez środków chemicznych i  
kortyzonu



PSK0202

## Terapia niebieskim światłem LED.

Ogromna zmiana w leczeniu łuszczycy.

Poznaj pierwsze na świecie noszone na ciele urządzenie do terapii niebieskim światłem LED, które sprawdza się w lekkich i umiarkowanych przypadkach łuszczycy. Philips BlueControl działa delikatnie i nie emituje promieniowania UV. Przekonaj się o jego potwierdzonej klinicznie skuteczności bez ryzyka — obowiązuje 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.\*

### Pierwsza terapia niebieskim światłem lecząca łuszczycę

- Urządzenie jest delikatne — możesz dbać o skórę podczas leczenia łuszczycy.

### Łagodna terapia bez promieniowania UV i bez środków chemicznych

- Urządzenie jest skuteczne — przekonaj się, na czym polega zmiana w leczeniu łuszczycy.

### Znaczące złagodzenie objawów łuszczycy

- Urządzenie jest praktyczne — możesz cieszyć się wspaniałymi efektami, nie rezygnując z normalnego życia.

# PHILIPS

## BlueControl

30 minut na zmianę łuszczycy Terapia niebieskim światłem, Skuteczność potwierdzona klinicznie, Bez środków chemicznych i kortyzonu


# Zalety

### Praktyczność



Dzięki innowacyjnej konstrukcji niewielkiego, zasilanego baterijnie urządzenia możesz korzystać z przebadanej klinicznie terapii niebieskim światłem LED, nie rezygnując z normalnego rytmu dnia\*. Wystarczy wykonać trzy proste instrukcje: przymocuj urządzenie Philips BlueControl do ramienia lub nogi za pomocą tekstylnego paska; naciśnij przycisk, aby rozpocząć zabieg; codziennie poświęć 30 minut na jedną zmianę łuszczycy. Skorzystaj z terapii niebieskim światłem LED i poczuć ulgę — uwolnisz się od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry, bez konieczności stosowania substancji chemicznych oraz bez ryzyka potencjalnie wiążącego się z promieniowaniem UV.

### Delikatność



Terapia niebieskim światłem LED jest wolna od promieniowania UV i bezpieczna dla skóry\*. To

delikatne, alternatywne rozwiązanie zapewnia ulgę bez konieczności stosowania dodatkowych maści lub leków. Emitowane przez urządzenie Philips BlueControl niebieskie światło LED stymuluje naturalne procesy zachodzące w skórze. Pozwala kontrolować szybką proliferację komórek i stan zapalny oraz wspomaga regenerację skóry w normalnym tempie, uwalniając od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry\*. Urządzenie Philips BlueControl jest wolne od promieniowania UV i środków chemicznych — badania potwierdzają, że emitowane przez urządzenie niebieskie światło LED urządzenia Philips BlueControl jest nieszkodliwe dla skóry\*.

### Skuteczność



Z tym innowacyjnym urządzeniem z powodzeniem rzucisz wyzwanie łuszczycy. Aby zauważyć znaczną poprawę, wystarczy przez co najmniej cztery tygodnie poddawać zmianą łuszczycy zabiegom po 30 minut dziennie\*. Wykonywana przy użyciu urządzenia Philips BlueControl terapia niebieskim światłem LED wspomaga prawidłową regenerację skóry, spowalniając nadmierne wytwarzanie komórek skóry\*. Urządzenie Philips BlueControl stymuluje naturalny proces gojenia się i pomaga uporać się z objawami łuszczycy, takimi jak łuszczenie się i zaczerwienienie skóry. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie\*.

PSK0202/10

# Dane techniczne

### Akcesoria

- Przewód USB: Ładowanie
- Ładowarka: Ładowanie
- Pasek do mocowania: Mocowanie
- Ładowarka: Z wtyczką UK i EU
- Przechowywanie: Sztynny futerał

### Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Rodzaj lamp: LED
- Napięcie: 100–240 V
- Zużycie energii: 5 W
- Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania): Do 4 zabiegów

### Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

- Certyfikat CE 0344
- Bez promieniowania UV
- Klasyfikacja wyjścia optycznego: Grupa ryzyka 1 (EN 60601-2-57)
- Gęstość zasilania: 200 mW/cm<sup>2</sup> (wartość szczytowa), 40 mW/cm<sup>2</sup> (wartość średnia)
- Maks. dzienna dawka: 90 J/cm<sup>2</sup> na zmianę łuszczycy
- Urządzenie medyczne klasy IIa
- MDD 93/42/EWG

### Dane logistyczne

- Kraj pochodzenia: Holandia

### Badania kliniczne

- Skuteczność potwierdzona w badaniach: Produkt przetestowany klinicznie

### Wymiary i waga

- Wymiary produktu: S/W/D: 77 x 23 x 125 mm
- Waga produktu: 165 g

### Możliwość przenoszenia

- Akumulator
- Mała, zwarta konstrukcja
- Zasilacze (dla krajów UE i Wielkiej Brytanii)

### Wzornictwo

- Kolor urządzenia: Biały
- Kolor paska: Szary i niebieski

### Wygodne użytkowanie

- Zegar odmierzający czas zabiegu

### Wydajność

- Produkt przetestowany klinicznie
- Czas trwania zabiegu: 30 minut na zmianę łuszczycy

### Serwis

- 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja



Data wydania 2019-07-25

Wersja: 9.0.1

12 NC: 8670 001 32907

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Philips Lighting Holding B.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips BlueControl to oznaczone znakiem CE urządzenie medyczne klasy IIa przeznaczone do leczenia łuszczycy. Obecnie urządzenie nie jest dostępne poza Unią Europejską. Przed zmianą przyjmowanych leków na receptę, a także przed rozpoczęciem stosowania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać się z instrukcją obsługi. Sierpień 2017 r.

\* Irradiation with blue light reduces the production of skin cells - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

\* Irradiation with blue light reduces the production of skin cells - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

\* Blue light induces anti-inflammatory processes - Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

\* Blue light induces anti-inflammatory processes - Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

\* Over 12 weeks of treatment the plaque symptoms reduced for 84% of the patients. For some patients the blue light even cleared their treated plaque completely - Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24 - 34