

# PHILIPS

## IPL 脉冲光脱毛仪 – 抑制毛发再生

### Lumea Essential

适用于身体及面部肌肤

照射小腿 16 分钟

超过 20 万次闪光

紧凑的有线设计



BRI861/80



## 轻松减少毛发，保持肌肤柔滑

飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器能够有效抑制面部及身体毛发再生。柔和的脉冲光定期照射，让您的肌肤每天丝般柔滑。

### IPL 技术，持久脱毛

- 专为在家中安全使用而打造
- 享受柔滑肌肤每一天
- 轻松高效
- 适用于不同的毛发和皮肤类型

### 安全高效，适用于面部及全身肌肤

- 即使在敏感部位，也能安全有效地使用
- 速度提升 25%，照射时间更短\*
- 肤色传感器
- 5 种可调节的光能设置
- 轻柔脱毛

### 灵活自如，省心省力

- 滑动和闪光模式，应用更为便利
- 不需要替换部件，无隐性花费



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## IPL 技术




飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器采用源自专业美容院的脉冲光 (IPL) 技术，并进行了创新优化。让您在家中安全高效地享受脱毛护理。飞利浦与皮肤专家紧密合作，研发了这项技术。飞利浦针对 IPL 技术进行了 10 多年广泛的消费者研究，超过 2000 名女性参与了该研究。

## 享受柔滑肌肤每一天



飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。

## 轻松高效



我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea 脱毛器，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短根据每个人的生理状况有所不同。

## 适合的毛发和皮肤类型



飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。

## 适用部位



请放心用它来去除面部（嘴唇上方、下巴）和腿部、腋下、比基尼区域、腹部和两臂等区域的毛发。

## 肤色传感器



为确保放心使用，集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不时测量照射皮肤肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲。

## 5 种光能设置



飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

## 速度提升 25%\*



采用优化设计的较大照射窗口，可更快速地进行照射\*

## 轻柔脱毛



触感轻柔。

## 滑动和闪光模式



主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。

## 不需要替换部件



飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 适用部位

身体部位: 手臂, 腿部, 腹部, 比基尼区域, 腋下  
面部区域: 下巴, 鬓角, 嘴唇上方

## 照射模式

滑动和闪光: 适于简单移动照射  
有线/无线使用: 有线  
重压和闪烁: 适于照射弯曲部位

## 照射时间

腋下: 1.5 分钟  
敏感区域: 1.5 分钟  
面部区域: 2 分钟  
小腿: 8 分钟

## 包含

适配器: 12 伏/550 毫安, 400 伏/60 瓦  
使用说明: 用户手册

## 功率

电压: 100-240 伏

## 安全性和可调节设置

集成紫外线滤光器: 防止皮肤受到紫外线伤害  
5 种光能设置: 可根据您的皮肤类型进行调节  
集成式安全系统: 防止意外闪光  
肤色传感器: 检测肤色

## 服务

保修: 2 年全球保修

## 技术规格

高性能灯泡: 提供多于 20 万次闪光

