



Philips Sonicare For Kids  
Электрическая зубная  
щетка

2 режима  
2 чистящие насадки

**For Kids**



**HX6311/02**

Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов

Электрическая зубная щетка для детей

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/02 для детей

**Обеспечивает наилучшую чистку**

- Динамический поток жидкости Sonicare очищает межзубные промежутки

**Уход и защита для детских улыбок**

- Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

**Разработана для развития навыков самостоятельной чистки зубов**

- KidTimer позволяет увеличить время чистки
- 2 безопасных для ребенка режима энергопотребления обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов
- Чистящие насадки для разных возрастов для защиты детских зубов
- KidPacer доставляет удовольствие и воспроизводит подходящие мелодии
- Смешные сменные панели для пользовательской настройки
- Нескользящая форма
- Удобная ручка для родителей и детей

**PHILIPS**  
**sonicare**

Электрическая зубная щетка  
2 режима 2 чистящие насадки

HX6311/02

## Особенности

### Запатентованная звуковая технология



Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

### Прорезиненная насадка для зубной щетки



Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

### KidTimer



Постепенно увеличивает время чистки зубов в течение 90 дней, стремясь к рекомендуемому стоматологами значению равному 2 минутам

### Режимы энергопотребления




2 безопасных для ребенка режима энергопотребления предназначены для различных возрастов, обеспечивая бережную чистку, которая идеально соответствует различным возрастам. Предусмотрен режим бережной чистки для детей от 4 лет и режим интенсивной чистки для детей от 7 лет и старше

### Чистящие насадки для разных возрастов



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare поставляется с насадками 2 размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты зубов на важнейших этапах развития малыша

### KidPacer




Веселые мелодии вдохновляют малышей на чистку верхних и нижних зубов со всех сторон

### Сменные панели



Позволяют детям придать щетке желаемый внешний вид

### Нескользящая форма



Надежная ручка позволяет малышам хранить щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, расположив в горизонтальном положении.

### Удобная ручка



Эргономичный дизайн позволяет родителям и детям чистить зубы вместе или по отдельности

# Характеристики

## Режимы

- Режимы энергопотребления: 2

## В комплекте

- Ручки: 1 Sonicare for Kids
- Насадки: 1 стандартная насадка Sonicare for Kids, 1 компактная насадка Sonicare for Kids
- зарядное устройство: 1

## Дизайн и отделка

- цвет: Красный с 3 сменными панелями

## Качество чистки

- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Performance: На 75 % эффективнее\*
- Польза для здоровья: Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
- Таймер: KidTimer и Quadrasen

## Удобство использования

- Система чистящих насадок: Удобная сменная

насадка

- Время чистки: До 3 недель\*\*
- Индикатор состояния аккумулятора: Индикатор отображает состояние аккумулятора
- Ручка: Плоский эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства использования
- Экран: Дисплей с подсветкой

## Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель

## Питание

- напряжение: 110—220 В

## Обслуживание

- Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 12.1.1

12 NC: 0000 000 00000  
EAN: 08 71010 36009 47

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* по сравнению с обычной зубной щеткой

\*\* при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме