

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico connesso

DiamondClean
Smart

Coaching personalizzato

Testina con sensori intelligenti

Riconoscimento intelligente
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9903/03



Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa

Prova la sensazione di una pulizia completa al 100%

DiamondClean Smart è il nostro miglior spazzolino di sempre, per un'igiene orale completa. Il sensore di pressione indica quando spazzoli con troppa forza. La tecnologia BrushSync seleziona automaticamente la modalità e l'intensità più adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina. L'Applicazione dedicata ti segue passo a passo con consigli e coaching personalizzati e in tempo reale. Tre testine ad altissime prestazioni.

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Rimuove fino a 10 volte più placca per una pulizia profonda (1)
- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane (3)
- Rimuove fino al 100% di macchie in più in soli 3 giorni (4)

Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Monitora i punti che hai pulito ed evidenzia quelli che hai trascurato
- Indica eventuali zone trascurate per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Ti aiuta a ridurre l'eccessivo spazzolamento

Spazzolamento ottimale

- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità
- Bicchiere di ricarica e custodia da viaggio di alta qualità



asimpleswitch.com


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Inserisci la testina Premium Plaque Defence per ottenere una pulizia orale davvero profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma dei denti e delle gengive offrendo una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia (2) e rimuovono fino a 10 volte più placca perfino nelle zone più difficili da raggiungere (1).

Cura delle gengive



Inserisci la testina Premium Gum Care per migliorare la salute delle gengive. Le sue dimensioni più piccole e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100% e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane. (3)


Denti bianchi in poco tempo



Inserisci la testina Premium White per rimuovere le macchie superficiali e avere sorriso più bianco e luminoso. Le setole centrali più fitte e il design unico, rimuovono la placca e le macchie dovute ai cibi e alle


bevande. Clinicamente testata per rimuovere fino al 100% di macchie in più in soli tre giorni. (4)

Non tralasciare nessun punto




Il nostro sensore intelligente ti indica quali punti hai pulito e quali non hai pulito. Il controllo in tempo reale sull'app Philips Sonicare ti consente di sapere quando hai raggiunto una pulizia completa e ti insegna a ottenere risultati migliori in modo più attento.

Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

Zone specifiche e obiettivi




Il tuo dentista o igienista ti ha segnalato delle zone problematiche? Potrai salvarle nell'app e monitorarle sulla mappa in 3D del cavo orale. L'App ti ricorderà di prestare particolare attenzione a queste zone.

Pressione eccessiva?



Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Detto fatto



Con uno spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo inserito un sensore nell'impugnatura che ti ricorda di ridurre la pressione mentre spazzoli. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ma efficace.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Tempo di pulizia: 2 minuti

White+: Per rimuovere le macchie superficiali.

Questa modalità offre 2 minuti dedicati alla pulizia dei denti, 30 secondi alla loro lucidatura. Tempo di pulizia: 2:30 minuti

Deep Clean+: Per una pulizia profonda e rinvigorente. Tempo di pulizia: 3 minuti

Gum Health: Per la cura delle gengive. Questa modalità offre un ciclo di massaggio esteso dopo la modalità standard di 2 minuti per la pulizia delle gengive. Tempo di pulizia: 3:20 minuti.

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 DiamondClean Smart

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Bicchiera ricarica: 1

Custodia da viaggio: Custodia da viaggio di alta qualità

Associazione con modalità BrushSync

Testina C3 Premium Plaque Defence:

Associazione con la modalità Clean

Testina G3 Premium Gum Care: Associazione con la modalità Gum Health

Testina W3 Premium White: Associazione con la modalità White+

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App connessa per la pulizia dei denti

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android,

Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

Aspetto e rifiniture

Colore: White

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca (1)

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte più sane (3)

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di macchie in meno (4)

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Timer: BrushPacer e SmartTimer

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora la copertura

Sensore pressione spazzolamento: Guida per ridurre l'eccessivo spazzolamento

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Sensore di posizione: Ti guida verso le aree da pulire

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Riconoscimento della testina: Si sincronizza con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Indicatore di stato della batteria: L'icona

illuminata indica la durata della batteria

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni*

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni



* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

* (1) Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2014, su un campione di 129 individui utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.

* (2) Rispetto a una testina DiamondClean.

* (3) In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana, nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 settimane.

* (4) In modalità White+, rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

* * Sulla base di due sessioni di due minuti al giorno, con la modalità standard.