

PHILIPS

sonicare

컴팩트형 음파 칫솔 칫
솔모

For Kids

2개입

컴팩트한 사이즈

클릭온

어린이용 치아 세정

HX6032/63



몇 초 만에 깔끔하게 세정*

3세 이상 성장기 어린이의 밝고 깨끗한 미소를 지켜주는 세정 효과

어린이용 소닉케어 칫솔모는 치아가 자라고 있는 아이의 작은 입에 알맞습니다. 어린이용 음파 칫솔에서만 작동하여 안전하고 즐거운 양치 경험을 선사하며 어린이가 스스로 재미있게 습관을 형성할 수 있도록 도와줍니다.

성능을 최적화한 디자인

- 3세 이상
- 더욱 효과적인 세정이 가능하게 해주는 칫솔모 교체 시기 알림 기능
- 언제나 최대의 효과를 내는 뛰어난 세정
- 음파 진동을 최적화하도록 설계

검증된 구강 건강 개선


- 보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

다양한 종류의 필립스 소닉케어 핸들과 호환

- 모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

주요 제품

3세 이상



필립스 소닉케어 키즈 스탠다드형 칫솔모는 3세 이상 어린이의 치아에 맞게 인체공학적으로 설계된 매끄러운 칫솔모이므로 부드러운 세정이 가능합니다. 또한 칫솔모 뒷쪽이 고무로 마감되어 있어 더 안전하고 즐겁게 양치할 수 있습니다. 7세 이상 어린이의 경우 크기가 더 큰 표준 크기로 이용하실 수도 있습니다.

몇 초 만에 깔끔하게 세정



아이들이 음파 칫솔을 사용하면 양치질을 하는 제한된 시간동안 최대의 효과를 볼 수 있으며 건강한 습관과 올바른 양치 기술이 길러집니다.

탈부착이 쉬운 클릭은 칫솔모




필립스 소닉케어 키즈 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭 운하여 단단히 고정할 수 있으며 유지 관리 및 세척이 용이합니다.

구강 건강 개선




모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

칫솔모 교체 시기 알림



초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뽀뽀함이 줄어들고 점차 마모됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면 칫솔모를 교체해야 합니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

극대화된 음파 진동



필립스 소닉케어 칫솔모는 높은 진동 횟수와 진폭으로 분당 31,000번 이상의 움직임을 구현하는 필립스 소닉케어 음파 기술의 핵심입니다. 최고의 필립스 소닉케어 음파 기술 덕분에 손잡이부터 칫솔모 끝까지 진동 파워가 완벽하게 전해집니다. 이 음파 진동은 치아 사이와 잇몸 선 깊숙한 곳까지 침투하는 역동적 유체 세정작용을 하므로 양치할 때마다 보다 우수하면서도 부드러운 세정력을 느낄 수 있습니다.

사양

구성품

칫솔모: 소닉케어 키즈 스탠다드형 2개

호환성

칫솔모 시스템: 클릭은

사용 가능 모델: 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)

디자인 및 마감

칫솔모 강도: 일반

색상: 아쿠아

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열

어짐

크기: 컴팩트

칫솔모 재질: BPA free

구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 플라그 제거에 도움

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

