

PHILIPS

Dispositivo di
epilazione IPL

Lumea Prestige

4 accessori intelligenti

Ascelle, zona bikini, corpo, viso

Con sensore SmartSkin

Più rifinitore a penna Satin
Compact



BRI949/00



Goditi 6 mesi* di pelle liscia e depilata

Accessori intelligenti progettati per i migliori risultati

Philips Lumea Prestige, il nostro dispositivo IPL più potente, è stato progettato per le curve del tuo corpo e per una facile epilazione direttamente a casa tua. Gli accessori unici, intelligenti ed ergonomici, si adattano perfettamente alle tue curve e adattano i programmi di trattamento a ogni zona del corpo.

Pelle liscia a lungo grazie alla tecnologia Lumea IPL

- Avanzata tecnologia IPL direttamente a casa tua, sviluppata in collaborazione con dermatologi
- Trattamento sicuro ed efficace provato
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Trattamento specifico per diverse zone del corpo

- Gli accessori intelligenti adattano i programmi a ogni zona del corpo
- Accessorio per il corpo dal design ergonomico
- Accessorio per la zona bikini con filtro luce aggiuntivo
- Accessorio per ascelle dal design ergonomico
- Accessorio di precisione per il viso con filtro aggiuntivo
- Speciale Beauty Edition con rifinitore a penna Satin Compact

Massima libertà, minimo sforzo

- Con sensore SmartSkin
- L'app GRATUITA Lumea ti offre un assistente personale a portata di mano
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo



asimpleswitch.com

In evidenza

Lumea previene la ricrescita dei peli*



IPL è l'acronimo di Intense Pulsed Light (intensi impulsi di luce). Philips Lumea emette delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo, facendo sì che il follicolo entri in fase di riposo. Così si otterrà una diminuzione graduale della ricrescita; la ripetizione del trattamento garantisce una pelle depilata e liscia al tatto. Il trattamento è sicuro e delicato anche sulle aree sensibili. Philips Lumea è clinicamente testato e sviluppato in collaborazione con dermatologi per un trattamento semplice ed efficace, comodamente a casa.

Efficacia dimostrata



Studi oggettivi dimostrano una riduzione dei peli fino al 92% con soli 3 trattamenti**. Per ottenere i risultati desiderati, i primi 4 trattamenti devono essere effettuati ogni 2 settimane. Per mantenere i risultati ottenuti, effettua un ritocco ogni 4 settimane. Pelle liscia per 6 mesi* dopo soli 8 ritocchi. Per

ingrandire questa foto, fai clic sull'immagine nella Galleria immagini nella parte superiore di questa pagina.

Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea Prestige è efficace, facile e sicuro su una vasta gamma di tipi di pelle e di peli. Funziona su peli biondo scuro naturali, castani e neri e su tonalità di pelle da molto bianca a marrone scuro. Come per gli altri trattamenti basati sulla luce pulsata, Philips Lumea non può essere utilizzato per trattare peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi e non è adatto per pelli molto scure. Il motivo è la necessità di un elevato contrasto tra il pigmento di colore dei peli e quello della tonalità della pelle.

Trattamento delle zone del corpo



Il tuo corpo è unico. E anche la pelle, le forme e i contorni devono essere trattati in modo unico. Gli accessori Lumea per ogni zona del corpo hanno una forma che si adatta perfettamente alle tue curve e dispongono di programmi personalizzati per ogni zona. Le

finestre per il trattamento sono progettate per massimizzare il contatto con la pelle e garantire che la luce non fuoriesca, consentendo trattamenti efficaci e gradevoli anche su zone delicate o sensibili.

Accessorio per ascelle



Progettato appositamente per trattare la zona delle ascelle difficile da raggiungere, l'accessorio intelligente dedicato è di medie dimensioni con una finestra di 3 cm². Quando l'accessorio viene agganciato al dispositivo, viene attivato un programma personalizzato per l'area interessata. L'86% delle donne è soddisfatta della riduzione dei peli delle ascelle.****



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Specifiche tecniche accessori

Accessorio trattamento corpo: Dimensione finestra: 4,1 cm², Forma: convesso, Trattamento specifico per il corpo

Accessorio trattamento viso: Dimensione finestra: 2 cm², filtro aggiuntivo, Forma: piatto, Trattamento specifico per il viso

Accessorio trattamento ascelle: Dimensione finestra: 3 cm², Forma: concavo, Trattamento specifico per le ascelle

Accessorio trattamento zona bikini: Forma: concavo, Dimensione finestra: 3 cm², filtro aggiuntivo, Trattamento specifico per la zona bikini

Specifiche tecniche

Lampadina ad alte prestazioni: Assicura più di 250.000 impulsi di luce

Zone di applicazione

Aree del corpo: Braccia, Gambe, Addome

Aree del viso: Mento, Labbro superiore, Linea della mandibola

Zone sensibili: Ascelle, Zona bikini

Accessori inclusi

Istruzioni per l'uso: Manuale di istruzioni

Conservazione: Custodia elegante

Adattatore: 19,5V / 4000mA

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce

l'attivazione accidentale del flash

Sensore della tonalità della pelle: Rileva il colore della pelle

Sensore SmartSkin: La giusta impostazione in ogni momento

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Tempo di applicazione

Ascelle: 2,5 min

Zona bikini: 2 minuti

Aree del viso: 1,5 minuti

Parte inferiore delle gambe: 8,5 min

Modalità di applicazione

Slide and Flash: Per un'applicazione rapida

Con filo/senza filo: Con filo

Stamp & Flash: Per il trattamento su zone di piccole dimensioni



* Risultato medio relativo alle gambe: 78%, dopo 12 trattamenti, studio obiettivo condotto su 48 donne in Olanda e Austria

** Riduzione dei peli fino al 92% dopo 3 trattamenti quando si segue il programma di trattamento. Test valutato sulle gambe. I risultati individuali possono variare

*** Studio condotto nei Paesi Bassi e in Austria su 46 donne. Dopo 3 trattamenti su ascelle, zona bikini, gambe e dopo 2 trattamenti sul viso