



필립스 소닉케어 e-Series  
컴팩트형 음파 칫솔 칫솔  
모

**2 개입**

컴팩트한 사이즈  
장착형

**HX7012/10**

## 최고의 성능, 최상의 청결함

더 나은 구강 건강을 위한 상쾌한 출발

필립스 소닉케어 E- 시리즈는 매일 효과적으로 플라그를 제거하고자 하는 분들에게 적합합니다.

### 성능을 최적화한 디자인

- 필립스 일반 칫솔모
- 음파 진동을 최적화하도록 설계
- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

### 검증된 구강 건강 개선

- 보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부

### 다양한 종류의 필립스 소닉케어 핸들과 호환

- 에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 장착형 시스템 디자인

# PHILIPS

**sonicare**

# 주요 제품

## 필립스 일반 칫솔모



필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

## 최적화된 음파 진동



필립스 소닉케어 칫솔모는 높은 진동 횟수와 진폭으로 분당 31,000번 이상의 움직임을 구현하는 필립스 소닉케어 음파 기술의 핵심입니다. 우수한 필립스 소닉케어 음파 기술 덕분에 핸들에서부터 칫솔모 끝까지 진동의 힘이 완벽하게 전달됩니다. 이 음파 진동은 잇몸 선을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 침투하는 역동적 유체 세정작용을 하므로 양치할 때마다 보다 우수하면서도 부드러운 세정력을 경험할 수 있습니다.

## 장착형 칫솔모 시스템



필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 칫솔 핸들에 단단히 고정되고 탈부착이 가능하며 유지 관리 및 세척이 용이합니다.

## 구강 건강 개선



이 칫솔모는 모든 필립스 소닉케어 브랜드의 정품 칫솔모와 같이 치아와 잇몸에 안전합니다. 각각의 칫솔모는 우수한 성능과 내구성에 대한 품질 테스트를 통과했습니다.

## 칫솔모 교체 시기 알림 기능



칫솔모는 정상적으로 몇 달 간 사용하면 성능이 감소하고 점차 마모됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면 칫솔모를 교체해야 합니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

# 사양

## 구성품

- 칫솔모 : e- 시리즈 컴팩트형 2개

## 호환성

- 칫솔모 시스템 : 장착형
- 호환 모델 : 에센스 +

## 디자인 및 마감

- 탄력 있는 칫솔모 : 보통
- 색상 : 화이트
- 칫솔모 교체 시기 알림 기능 : 파란색 칫솔모 색이 열어짐
- 크기 : 컴팩트

## 우수한 품질 및 성능

- 교체용 : 매 3개월마다
- 검증된 : 최적의 사용을 위한



발행 일자 2018-07-21

버전 : 5.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com