

PHILIPS

sonicare

„AirFloss Ultra“ – tarpdančių valymo priemonė

AirFloss Ultra

2 antgaliai

HX8438/01



Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Tiems, kurie naudoja tarpdančių siūlą nereguliariai, tarpdančių valymo prietaisas „AirFloss Ultra“ – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Ultra“**** gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai išvalo tarpdančius ir pagerina dantenų sveikatą.**

Gerina burnos sveikatos būklę

- Pašalina iki 99,9 % apnašų***
- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Pranašiausia technologija


- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

Lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius

- Gaiva ir švara suteiks jums pasitikėjimo kiekvieną dieną
- Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!
- Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį


Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydymose zonos pašalina iki 99,9 % apnašų.**

Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenų.

Išsiugdykite sveiką įprotį



Tarpdančių valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss Ultra“ lengvai išvalysite giliuose tarpdančiuose esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Išvalo vos per 60 sekundžių



Naudodami „AirFloss Ultra“ visą burną išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių. Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du arba trys) ir laikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio automatinio pliūpsnio funkciją, arba nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti rankinio pliūpsnio režimą.

Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį



Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo skystčio arba vandens, nukreipkite į norimą vietą ir spauskite mygtuką. Naudokite burnos skalavimo skystį, jei norite jausti gaivą ir sunaikinti mikrobus.

Padedą išvengti ertmių



Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomiškas.

Trijų pliūpsnių pritaikymas



„AirFloss Ultra“ antgalio purškimo galingumą galite reguliuoti taip, kaip jums patinka. Galite rinktis, kad spustelėjus įjungimo mygtuką būtų purškiama viena, du arba tris kartus.

Specifikacijos

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Akumulatoriaus indikatorius: Rankenos LED rodo įkrovimo lygį
Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės****
Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama
Baterijos tipas: Ličio jonų
Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1
Rankena „AirFloss Ultra“: 1
Antgalis „AirFloss Ultra“: 2

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**
Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60 sekundžių, Pagarinkite dantenų sveikatą per 2 savaites*
Tinkinami nustatymai: Automatinis arba rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas /

trigubas įpurškimas***

Geriausiams rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius

Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas, sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau kraujaujančios dantenos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Baltos spalvos su pilkais akcentais, Pilkas



* arba sugrąžinsime pinigus

** pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenų uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“ skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai, įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros. Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtoje, klausimuose ir atsakymuose.

*** Iš gydytų vietų; tyrimas atliktas laboratorijoje, individualūs rezultatai gali skirtis

**** „AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai, tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar informacijos kanalą.

***** priklausomai nuo naudojamo įpurškimo nustatymo