

PHILIPS

sonicare



煥白閃耀智能鑽石音
波電動牙刷

DiamondClean 9000

牙菌斑清除效果達 10 倍*

齒垢清除效果高達 100%**

壓力感測器

4 種模式，3 種強度



HX9912/17

乾淨、潔白的牙齒，宛如天天微洗牙

只需 1 週煥白兩色階*

飛利浦 Sonicare 煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷兼具高雅設計與 Sonicare 最佳美白效果，立刻改用飛利浦 Sonicare。

輕鬆刷牙

- 壓力感測器有助保護您的牙齦
- 選擇最適合您的清潔方式
- 輕鬆掌握刷牙深入分析

優質的深層清潔

- Sonicare 流體潔牙作用力

專為您的生活步調所設計

- 精心設計只為您
- 連續 14 天都能正常刷牙
- 刷牙無顧忌，交給刷頭更換提醒來通知您

Sonicare 在乎您


- 3 天內齒垢清除效果提升 100%*

DiamondClean 9000

煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷

焦點

和牙菌斑說再見




深層清潔需要特殊方式達成，而 C3 刷頭中間的五邊形高密度硬刷毛，能讓牙齒更潔淨亮澤，三天內齒垢清除效果就能提升 100%。比起手動牙刷，更能清除 10 倍以上的牙菌斑。

Sonicare 流體潔牙作用力



飛利浦 Sonicare 牙刷每分鐘刷毛震動 62,000 次，溫和有效地清潔、照顧牙齒與牙齦。Sonicare 流體潔牙作用力讓刷毛深入齒間和牙齦曲線進行清潔。

壓力感測器




刷牙的力道很容易過大，因此飛利浦 Sonicare 牙刷有智慧光學感測器，可以偵測過多的壓力。如果刷牙力道過大，牙刷會以溫和的震動提醒您放輕力道，以保護您的牙齦。

模式與強度



共 12 種刷牙設定，讓您提升口腔保健體驗。無論需要深層清潔或是重點加強，這支電動牙刷都能辦到。有五種模式可選擇：清潔、亮白+、牙齦保健和深層清潔模式，且能調整三種強度等級，提供個人化潔牙體驗。

Sonicare 應用程式



讓 Sonicare 牙刷和應用程式助您達成口腔保健目標。兩者相輔相成，提供刷牙指引、秘訣和技巧，以及個人化的內容。三者合一，勢不可擋。


頂級設計與配件



電動牙刷的一切，從輕薄設計到雅致玻璃充電座，都由專業設計師與工程師精心打造。另外，旅行充電盒可讓您隨時隨地都能保護好電動牙刷，並為其充電。


HX9912/17

更換提醒



您知道刷頭在使用三個月後，效果會降低嗎？牙科專家建議，需定期更換刷頭。因此飛利浦 Sonicare 牙刷內建刷頭更換提醒，追蹤您刷牙的頻率與力道，並適時提醒您需更換新刷頭。

電池續航力達14 天



充電一次即可連續正常刷牙 14 天，提升刷牙習慣的便利性。

DiamondClean 9000

煥白閃耀智能鑽石音波電動牙刷

HX9912/17

規格

強度

高: 強化清潔效果
中: 日常清潔
低: 適合敏感牙齒和牙齦

功率

電壓: 100-240 V

技術規格

電池續航力 (從電力充滿到沒電): 14 天
電池: 充電式
電池類型: 鋰離子
耗電量: 無顯示待機模式 <0.11W

設計與外型

色彩: 黑色

客戶服務

保固: 2 年有限保固
軟體支援: 飛利浦提供購買日期後為期 2 年的相關軟體更新。

相容性

藍牙無線技術: 已連線 Sonicare 應用程式
與 Android 相容: 具備藍牙 4.0 (和以上) 功能的 Android 手機
與 iOS 相容: 具備藍牙 4.0 (和以上) 功能的 iPhone

使用簡單

電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命
握把: 時尚輕巧的設計
握把相容性: 方便的一按即用刷頭
計時器: 換區提醒與潔牙自動計時

內附配件

握把: 1 支 DiamondClean 9000
刷頭: 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 W2 Optimal White 智能鑽石型
充電器: 1 個充電座及玻璃
旅行盒: 1 個旅行充電盒

清潔效能

清除牙菌斑: 效果高出 10 倍*
亮白: 齒垢清除效果高達 100%**
速度: 每分鐘震動 62,000 次

模式

清潔: 實現優異的每日清潔效果
深層清潔+: 實現活力深層清潔
牙齦保健: 溫和按摩牙齦
亮白+: 清除表面齒垢

智慧型感應器技術

壓力回饋: 震動聲
更換提醒: 通知您何時該更換刷頭

Sonicare 應用程式

追蹤與進度報告: 長時間監控刷牙模式，有助您維持良好口腔衛生。



* *係指與手動牙刷相比之效果，數據出自於飛利浦實驗室報告，實際效果因人而異。
* *持續 3 天使用「亮白+」模式搭配領導品牌美白牙膏。