

PHILIPS

sonicare

серії 7000

Стационарний іригатор

Технологія Quad Stream

Технологія імпульсної хвилі

спрямовує ваші рухи

Стационарний іригатор



HX3911/40

До 180% ефективніший догляд за яснами* Видаляє до 99,9% нальоту**

Сучасна версія зубної нитки для досягнення відмінного стану
ясен

Завдяки надзвичайним властивостям, які виводять догляд за зубами та міжзубними проміжками пацієнтів на новий рівень, та сприяють тривалому ефекту здорових ясен, нова система Philips Sonicare Power Flosser – інноваційна хвиля у догляді за ротовою порожниною.

Чищення без зусиль завдяки вдосконаленій технології

- Технологія Quad Stream

New level clean


- 4 режими чищення міжзубних проміжків, 10 рівнів інтенсивності
- Резервуар ємністю 600 мл, який легко наповнювати
- Компактний футляр для насадок
- Проста магнітна док-станція з автоматичним вимкненням
- Насадка F1 Standard для регулярного чищення
- Насадка F3 Quad Stream для максимального покриття
- Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків
- Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба

Основні особливості

Для ретельного чищення


Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ефективніше завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

Технологія Quad Stream



Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ретельно завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

Спрямовує від зуба до зуба



Ніжні імпульси води під час чищення спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди правильного результату.

4 режими, 10 рівнів інтенсивності




Пацієнти отримують догляд, який враховує усі їхні потреби. Режим чищення забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення; режим Ретельного чищення використовує імпульси різної інтенсивності для ретельнішого догляду; Чутливий режим надзвичайно лагідний для чутливих ясен; режим Масаж заспокоює і стимулює ясна. Для досягнення максимального комфорту пацієнти мають змогу налаштовувати режими власноруч, використовуючи світлодіодний дисплей як вказівник.

Насадка F3 Quad Stream



Для максимального покриття та надзвичайно ретельного чищення використовуйте насадку Quad Stream, яка концентрує воду у чотири широкі потоки між зубами та вздовж лінії ясен. Насадка з м'якої гуми ніжна до ясен. Кожна насадка легко встановлюється.

Насадка F1 Standard



Насадка Standard призначена для інтенсивного чищення між зубами і видалення нальоту та залишків їжі.

Проста магнітна док-станція



Після закінчення процедури чищення пацієнт просто встановлює ручку на магнітну док-станцію. Ручка автоматично переходить з режиму паузи в режим вимкнення.

Резервуар ємністю 600 мл



Резервуар ємністю 600 мл з кришкою, яка легко відкривається, вміщає достатню кількість води для однієї процедури чищення. Щоб долити води, просто вийміть, наповніть і встановіть назад на місце.

Компактний футляр для насадок

Пацієнти можуть зберігати додаткові насадки у гігієнічному середовищі компактного і стильного футляру для насадок.

Специфікації

Потужність

Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Технічні характеристики

Споживання енергії: Режим вимкнення
<0,3 Вт, Режим очікування без відображення
<0,5 Вт

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція
Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

Насадка F1 Standard: 2
Насадка F3 Quad Stream: 2
Іригатор Power Flosser: 1
Футляр для зберігання насадки: 1

Ефективність чищення

Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту*

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Ретельне чищення+: Для освіжаючого ретельного чищення

Масаж: Бадьорий масаж

Рівні інтенсивності: 10

Делікатний: Лагідне чищення зубів та ясен

Переваги для здоров'я

Очищення під яснами: Видалення до 99% зубного нальоту з-під лінії ясен**



* *При використанні насадки Quad Stream на рівні інтенсивності 8 із звичайною зубною щіткою у пацієнтів із помірним або важким захворюванням ясен порівняно з використанням звичайної зубної щітки із зубною ниткою

* **Видаляє до 99,9 % нальоту на оброблених ділянках; (згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися)