

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare-vaihtosuutin

Kaksoispakkaus

AirFloss

HX8002/05



Helpompi tapa puhdistaa hampaiden välit

Parantaa suunhoitoa hellävaraisesti ja tehokkaasti

Hammassvälien puhdistaminen voi olla mukavaa. Vaihda nyt Philips Sonicare AirFlossiin.

Helppo käyttää ja keskittyä hankaliin kohtiin

- Ohjaukärki helpottaa käyttöä
- Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Vaihdettavan suuttimen ansiosta AirFlossia voivat käyttää muutkin

- Suuttimeen painetut pisarat helpottavat yhteiskäyttöä

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 99 % enemmän plakkia hampaiden välistä*

PHILIPS

sonicare

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

- Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein

HX8002/05

Kohokohdat

Ohjaukärki




Aseta ohjaukärki ienrajaan, kunnes tunnet sen asettuvan hampaiden väliin. Ohjaukärki helpottaa laitteen käyttöä jopa hankalien takahampaiden kohdalla.

Suuttimeen painetut pisarat

Kussakin kahden suuttimen pakkauksessa toiseen suuttimeen on painettu värillinen pisara ja toiseen läpinäkyvä pisara. Näin laitteen kumpikin käyttäjä tunnistaa oman suuttimensa helposti.

Ohut, suunnattu suutin



Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista



Julkaisupäivä 2017-09-07

Versio: 5.1.1

EAN: 08 71010 35357 44

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com