

Always here to help you



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



Philips Sonicare FlexCare Platinum

PHILIPS
sonicare



Sonicare FlexCare Platinum

ENGLISH 4

ESPAÑOL 24

PORTUGUÊS DO BRASIL 44

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser.
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces. Do not operate the sanitiser where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Customer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee & service').
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Children shall not play with the appliance.
- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger, the charger cover and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.

- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

- Do not insert objects into the air openings of the sanitiser or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).
- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitiser has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity level indicator
- 6 Intensity level button (+ and -)
- 7 Brushing modes
- 8 Mode button
- 9 Battery level indicator
- 10 UV sanitiser and base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
 - Not shown: UV light bulb
 - Not shown: Sanitiser drip tray
 - Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 11 Mains cord with plug
- 12 Deluxe charger (specific types only)
- 13 Charger cover with brush head holders and base with cord wrap
- 14 Travel charger
 - Not shown: Travel case

Note: *The contents of the box may vary based on the type purchased.*

Preparing for use


Attaching the brush head



- 1 Align the front of the brush head with the front of the handle.
- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: Sonicare Platinum brush heads come with easily identifiable icons to identify your brush head.

Charging the appliance




- 1 Put the plug of the charger or sanitiser in a wall socket.
- 2 Place the handle on the charger.
 - ▶ The flashing light of the battery level indicator shows that the toothbrush is charging.

Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance


Brushing instructions




- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline.
- 3 Press the power on/off button to switch on the Sonicare.
- 4 Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.

- 5** Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').



- 6** Brush each section for 30 seconds for a total brushing time of 2 minutes. Start with section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeth) and finally brush section 4 (inside bottom teeth).



Note: After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

The Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads may wear out more quickly when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers, implants)

Brushing modes

- 1 **Clean:** The ultimate in plaque removal (default mode).
- 2 **White:** 2 minutes to remove surface stains and 30 seconds to brighten and polish your front teeth.
- 3 **Gum care:** Combines the Clean mode with an additional minute to gently stimulate and massage gums to improve gum health.

The Sonicare comes with the Clean mode activated.

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1** Before you switch on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - ▶ The selected brushing mode lights up.
 - ▶ Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Note: When the Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected. The handle has to be fully charged and the Easy-start feature must be deactivated.

Intensity levels per mode

- **Low:** 1 LED indicator light
- **Medium:** 2 LED indicator lights
- **High:** 3 LED indicator lights

Note: To adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear a long beep and the yellow LED of the battery level indicator flashes, the rechargeable battery is empty and the Sonicare switches off. Place the handle on the charger to recharge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you can keep the Sonicare on the charger when you are not using it.

Features


Pressure Sensor

This Sonicare comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

To deactivate or reactivate the Pressure Sensor feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the power button and the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor has been activated.

Quadpacer



- The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. The Quadpacer works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

The Quadpacer feature on this Sonicare has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate that the Quadpacer has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate that the Quadpacer has been activated.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dentists recommend brushing at least 2 minutes twice a day.

Easy-start

The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to let you get used to brushing with the Sonicare. The Easy-start feature only works in the Clean mode and at the High intensity level. This Sonicare comes with the Easy-start feature deactivated. To activate or deactivate the Easy-start feature:


- 1** Attach your brush head to the handle.
- 2** Place the handle on the plugged-in charger or sanitiser.
- 3** Activate or deactivate Easy-start:
 - ▶ To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
 - ▶ To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.


Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Cord wrap on charger (specific types only)


If your Sonicare includes the charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover.



- 1** To separate the charger cover from the charger base, press the two gray snap bars on the charger base and pull the white charger cover upwards.




- 2** Wrap excess mains cord around the gray charger base as shown in the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap levers. Guide the cord through the small groove in the back of the charger base.



- 3** To reattach the charger cover, press it down over the charger base until it snaps into place.

Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and use it without the charger cover and charger base.

Sanitising (specific types only)



- With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use.

Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitiser.
- The sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. The Sanitiser should be kept out of reach of children at all times.

- 1** After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitisation.

- 2** Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door.


- 3** Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser with the bristles facing the light bulb.

Note: Only clean Sonicare snap-on brush heads in the sanitiser.

Note: Do not clean Sonicare for Kids brush heads in the sanitiser.

- 4** Put the plug in a wall socket.

- 5** Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.



Note: You can only switch on the sanitiser if the door is properly closed.

Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.


Note: The sanitiser operates for 10 minutes and then automatically switches off.

- ▶ The sanitiser is in operation when the light glows through the window.

Cleaning

Do not clean the brush head, handle, travel charger, charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher.

Toothbrush handle




- 1** Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water.

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2** Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Brush head



- 1** Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2** Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

Deluxe charger (specific types only)


- 1** Unplug the charger and remove the charger cover.
- 2** Use a damp cloth to wipe the surface of the charger and charger cover.

UV sanitiser (specific types only)


Do not immerse the sanitiser in water or rinse it under the tap.

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean the sanitiser every week.



- 1** Unplug the sanitiser.
- 2** Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.
- 3** Clean all interior surfaces with a damp cloth.



- 4** Remove the protective screen in front of the UV light bulb.

To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

- 5** Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

- 6** Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.

7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser.

Storage

If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

Replacement**Brush head**

Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.

Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads that are suitable for this model.

UV light bulb

Replacement UV bulbs are available through the Philips Consumer Care Centre in your country.

Environment



- Do not throw away the appliance or the UV light bulb (bulb contains mercury) with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable battery of the Sonicare contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery


This process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


- 1** Remove the toothbrush from the charger, switch it on and let it operate until it stops. Continue to switch on the Sonicare until the battery is completely empty.



- 2** Insert a flathead (standard) screwdriver into the slot located at the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap.



- 3** Place the handle on a solid surface with the buttons facing up and lightly tap the housing 2.5cm from the bottom edge with a hammer.



- 4** Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.

- 5** Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.
- UV light bulb

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el cargador y/o el higienizador alejados del agua. No los coloque ni guarde por encima o cerca del agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. No sumerja el cargador ni el higienizador en agua ni en otros líquidos. Después de limpiarlos, asegúrese de que el cargador y/o el higienizador estén completamente secos antes de enchufarlos a la red eléctrica.

Advertencia

- El cable de alimentación no se puede sustituir. Si está dañado, deseche el cargador y/o el higienizador.

- Sustituya siempre el cargador y/o el higienizador por otros del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No utilice el cargador ni el higienizador al aire libre ni cerca de superficies calientes. No utilice el higienizador en lugares donde se utilicen aerosoles (spray) o donde se administre oxígeno.
- Deje de utilizar el aparato si tiene algún daño (en el cabezal del cepillo, en el mango, en el cargador o en el higienizador). Este aparato contiene piezas que no son reemplazables. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el capítulo "Garantía y servicio").
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los

riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Deje de utilizar el higienizador si la lámpara de rayos UV permanece encendida cuando la puerta está abierta. La luz UV puede ser perjudicial para los ojos y la piel de las personas. Mantenga el higienizador fuera del alcance de los niños en todo momento.

Precaución

- No lave el cabezal del cepillo, el mango, el cargador, la cubierta del cargador ni el higienizador en el lavavajillas.
- Consulte a su dentista antes de utilizar este cepillo dental si ha sufrido cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este cepillo dental, o si el

sangrado continúa produciéndose después de 1 semana de uso.

Consulte también a su dentista si experimenta molestias o dolor al utilizar el Sonicare.

- El cepillo dental Sonicare cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante de dichos dispositivos antes de utilizar el aparato.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar su Sonicare.
- Este aparato está diseñado para limpiar sólo los dientes, las encías y la lengua. No lo utilice con otra finalidad. Deje de utilizar este aparato y consulte a su médico si experimenta algún tipo de dolor o molestia.
- El cepillo dental Sonicare es un aparato de higiene personal y no ha sido concebido para su uso en múltiples pacientes de clínicas o instituciones.

- No utilice un cabezal de cepillo si tiene las cerdas aplastadas o curvadas. Sustituya el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si aparecen signos de desgaste.
- No utilice otros cabezales que no sean los recomendados por el fabricante.
- Si su dentífrico contiene peróxido, bicarbonato sódico u otro bicarbonato (frecuentes en los dentífricos blanqueadores), limpie bien el cabezal con agua y jabón después de cada uso. Esto evitará la aparición de posibles grietas en el plástico.
- No introduzca objetos en las rejillas de aire del higienizador ni las bloquee colocando el higienizador en una superficie blanda o en una posición en la que haya objetos que bloqueen estas rejillas (ejemplos de objetos: revistas, papel de cocina y pelo).
- La lámpara de rayos UV está caliente durante e inmediatamente después del ciclo de higienización. No toque la lámpara de rayos UV cuando esté caliente.

- Para evitar el contacto con la lámpara caliente, no utilice el higienizador si la pantalla protectora no está colocada en su sitio.
- Si el higienizador se ha utilizado para realizar tres ciclos de limpieza por rayos UV consecutivos (es decir, tres veces seguidas), apáguelo durante al menos 30 minutos antes de iniciar un nuevo ciclo de limpieza por rayos UV.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.


Descripción general (fig. 1)

- 1 Capuchón higiénico
- 2 Cabezal del cepillo con identificador exclusivo
- 3 Mango
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Indicador de nivel de intensidad
- 6 Botón de nivel de intensidad (+ y -)
- 7 Modos de cepillado
- 8 Botón de modo
- 9 Indicador de nivel de batería
- 10 Higienizador por rayos UV y base con cargador y recogecable incorporados (solo en modelos específicos)
 - No se muestra: lámpara de rayos UV
 - No se muestra: bandeja antigoteo del higienizador
 - No se muestra: pantalla protectora para la lámpara de rayos UV
- 11 Cable de alimentación con clavija
- 12 Cargador de lujo (sólo en modelos específicos)
- 13 Cubierta del cargador con soportes de los cabezales de los cepillos y base con recogecable
- 14 Cargador de viaje
 - No se muestra: estuche de viaje

Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

Preparación para su uso


Cómo fijar el cabezal del cepillo



- 1** Alinee la parte frontal del cabezal con la parte frontal del mango.
- 2** Presione firmemente hacia abajo el cabezal del cepillo sobre el eje metálico hasta que encaje.

Nota: Los cabezales del cepillo Sonicare Platinum disponen de iconos de fácil identificación para que identifique el suyo.

Carga del aparato




- 1** Enchufe la clavija del cargador o higienizador a una toma de corriente.
- 2** Coloque el mango en el cargador.
 - ▶ El piloto del indicador de nivel de batería parpadea para indicar que el cepillo dental se está cargando.

Nota: Se necesitan al menos 24 horas para cargar totalmente la batería.


Uso del aparato

Instrucciones de cepillado




- 1** Moje las cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes.
- 2** Coloque las cerdas del cepillo sobre los dientes, formando un ligero ángulo con la línea de las encías.
- 3** Pulse el botón de encendido/apagado para encender su Sonicare.
- 4** Ejercer una ligera presión para maximizar la eficacia de Sonicare y deje que éste se encargue del cepillado. No frote.
- 5** Desplace suavemente el cabezal del cepillo por todos los dientes con un pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, de forma que las cerdas más largas lleguen a los espacios interdentes. Continúe con este movimiento durante el ciclo de cepillado.

Nota: Para asegurar el cepillado uniforme de toda la boca, divida la cavidad bucal en 4 secciones mediante la función Quadpacer (consulte el capítulo “Características”).



- 6** Cepille cada sección durante 30 segundos durante un tiempo total de cepillado de 2 minutos. Comience por la sección 1 (cara externa dientes superiores) y continúe con la sección 2 (cara interna dientes superiores). Luego cepille la sección 3 (cara externa dientes inferiores) y termine con la sección 4 (cara interna dientes inferiores).



Nota: Después de completar el ciclo de cepillado, puede dedicar un tiempo adicional al cepillado de la superficie de masticación de los dientes y las zonas donde se forman manchas. También puede cepillarse la lengua con el cepillo encendido o apagado, como prefiera.

Puede utilizar Sonicare de forma segura en:

- Aparatos correctores (los cabezales del cepillo se pueden desgastar con mayor rapidez cuando se utilizan en aparatos correctores)
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas e implantes)

Modos de cepillado

- 1 **Limpieza:** lo último en eliminación de la placa (en el modo predeterminado).
- 2 **Blanqueado:** 2 minutos para eliminar las manchas de la superficie y 30 segundos para dar brillo a los dientes anteriores.
- 3 **Cuidado de las encías:** combina el modo de limpieza con un minuto adicional para estimular y masajear suavemente las encías, mejorando así su salud.

El Sonicare viene con el modo Limpieza activado.

Nota: Una vez encendido el cepillo dental, no podrá alternar entre los modos.

- 1** Antes de encender el Sonicare, pulse el botón de modo para alternar entre los distintos modos.
- ▶ El modo de cepillado seleccionado se ilumina.
- ▶ Una vez que se ha seleccionado un modo de cepillado, éste permanece activo hasta que se seleccione otro modo de cepillado.

Nota: Cuando se utiliza Sonicare en estudios clínicos, se debe seleccionar el modo Limpieza predeterminado de 2 minutos. El mango debe estar completamente cargado u la función Easy-start debe estar desactivada.

Niveles de intensidad por modo

- **Bajo:** 1 piloto indicador LED
- **Medio:** 2 pilotos indicadores LED
- **Alto:** 3 pilotos indicadores LED

Nota: Para ajustar el nivel de intensidad en el nivel superior o inferior, puede pulsar el botón + para aumentar la intensidad o el botón - para reducirla en cualquier momento durante el ciclo de cepillado.

Sensor de presión

Un cambio en la vibración (y un ligero cambio en el sonido) le avisa cuando está ejerciendo demasiada presión durante el cepillado. Consulte el capítulo "Características".

Estado de la batería (cuando el mango no está en el cargador)

- 1 LED amarillo indica una carga baja.
- 3 LED verdes indican una carga completa.

Nota: Si oye un pitido largo y el LED amarillo del indicador de nivel de la batería parpadea, la batería recargable está vacía y el Sonicare se apaga. Coloque el mango en el cargador para recargarla.

Nota: Para mantener la batería totalmente cargada en todo momento, puede mantener el Sonicare en el cargador cuando no lo utilice.

Características


Sensor de presión

Este Sonicare incluye un sensor de presión activado. El sensor de presión funciona en los 3 modos y en los 3 niveles de intensidad.

Para desactivar o volver a activar el sensor de presión:

- 1** Coloque el mango, con el cabezal del cepillo puesto, en el cargador o en el higienizador enchufados.
- 2** Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de modo durante 2 segundos.
 - ▶ Oirá 1 pitido, que indica que el sensor de presión se ha desactivado.
 - ▶ Oirá 2 pitidos, que indican que el sensor de presión se ha activado.

Quadpacer



- Quadpacer es un temporizador de intervalos que utiliza un pitido corto y una pausa para ayudarle a cepillarse las 4 secciones de la boca. Dependiendo del modo de cepillado que haya seleccionado, el temporizador Quadpacer emitirá pitidos en diferentes intervalos durante el ciclo de cepillado. Quadpacer funciona en los 3 modos y en los 3 niveles de intensidad.

La función Quadpacer de este Sonicare ha sido activada. Para desactivar o volver a activar la función Quadpacer:

- 1** Coloque el mango, con el cabezal del cepillo puesto, en el cargador o en el higienizador enchufados.
- 2** Mantenga pulsado el botón de modo durante 2 segundos.
 - Oirá 1 pitido, que indica que la función Quadpacer se ha desactivado.
 - Oirá 2 pitidos, que indican que la función Quadpacer se ha activado.

Smartimer

El temporizador Smartimer indica que el ciclo de cepillado se ha completado al apagar automáticamente el cepillo dental al final del ciclo de cepillado.

Los profesionales dentales recomiendan cepillarse al menos durante 2 minutos 2 veces al día.

Easy-start

La función Easy-start aumenta paulatinamente la potencia a lo largo de los primeros 14 cepillados, para que se acostumbre fácilmente al cepillado con el Sonicare. La función Easy-start solo funciona en el modo Limpieza y en el nivel de intensidad alto. Este Sonicare viene con la función Easy-start desactivada. Para activar o desactivar la función Easy-start:

- 1** Fije el cabezal del cepillo al mango.
- 2** Coloque el mango en el cargador o en el higienizador enchufados.
- 3** Activación o desactivación de Easy-start:


- ▶ Para activar Easy-start: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Oirá 2 pitidos que indican que se ha activado la función Easy-start.
- ▶ Para desactivar Easy-start: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Oirá 1 pitido que indica que se ha desactivado la función Easy-start.

Nota: Los 14 primeros cepillados deben tener una duración de al menos 1 minuto para realizar adecuadamente el ciclo ascendente de Easy-start.


Nota: No se recomienda utilizar la función Easy-start más allá del periodo inicial de regulación, ya que reduce la eficacia de Sonicare en la eliminación de la placa.

Recogecable del cargador (solo en modelos específicos)


Si su Sonicare incluye la base y cubierta del cargador, el cargador de viaje estará preinstalado dentro de la cubierta.



- 1** Para separar la cubierta del cargador de la base del mismo, pulse las dos pestañas grises de la base y tire hacia arriba de la cubierta blanca.




- 2** Enrolle el cable sobrante alrededor de la base gris del cargador tal y como se muestra en la ilustración. Asegúrese de enrollar el cable dentro de las 2 palancas. Guíe el cable a través de la pequeña ranura situada en la parte posterior de la base del cargador.



- 3** Para volver a colocar la cubierta del cargador, presiónela sobre la base hasta que encaje en su sitio.

Consejo: Para mayor comodidad durante los viajes, puede retirar el cargador de viaje y utilizarlo sin la cubierta y sin la base del cargador.

Higienizador (sólo en modelos específicos)



- Con el higienizador por rayos UV puede limpiar el cabezal del cepillo después de cada uso.

Desenchufe el higienizador, deje de utilizarlo y llame al Servicio de Atención al Cliente si:

- La lámpara de rayos UV permanece encendida cuando la puerta está abierta.
- La ventana está rota o se ha desprendido del higienizador.
- El higienizador desprende humo o si hay un olor a quemado mientras está en funcionamiento.

Nota: La luz UV puede ser perjudicial para los ojos y la piel de las personas. Mantenga el higienizador fuera del alcance de los niños en todo momento.

- 1** Después del cepillado, enjuague el cabezal del cepillo y sacúdalo para eliminar el exceso de agua.



No coloque el capuchón en el cabezal del cepillo durante la higienización.

- 2** Coloque el dedo en el orificio de la puerta situado en la parte superior del higienizador y tire para abrir la puerta.



- 3** Coloque el cabezal del cepillo en uno de los 2 soportes del higienizador con las cerdas orientadas hacia la lámpara.

Nota: Limpie en el higienizador únicamente cabezales de cepillo fáciles de encajar Sonicare.

Nota: No limpie cabezales de cepillo Sonicare For Kids en el higienizador.

- 4** Enchufe la clavija a la toma de corriente.
- 5** Cierre la puerta y pulse el botón verde de encendido/apagado una vez para seleccionar el ciclo de limpieza de rayos UV.

Nota: El higienizador sólo se puede encender si la puerta está bien cerrada.

Nota: El higienizador se apaga si se abre la puerta durante el ciclo de higienización.

Nota: El higienizador funciona durante 10 minutos y luego se apaga automáticamente.

- ▶ Cuando el higienizador está en funcionamiento, se ve una luz a través de la ventana.

Limpeza

No lave el cabezal del cepillo, el mango, el cargador de viaje, la cubierta del cargador ni el higienizador por rayos UV en el lavavajillas.

Mango del cepillo




- 1** Quite el cabezal del cepillo y enjuague la zona del eje metálico con agua caliente.

No empuje la junta de goma del eje metálico con ningún objeto afilado, ya que podría dañarla.

- 2** Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del mango.

Cabezal del cepillo



- 1** Enjuague siempre el cabezal y las cerdas después de cada uso.

- 2 Quite el cabezal del cepillo del mango y enjuague la conexión del cabezal del cepillo al menos una vez a la semana con agua caliente.

Cargador de lujo (sólo en modelos específicos)


- 1 Desenchufe el cargador y quite la cubierta del cargador.
- 2 Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del cargador y la cubierta del cargador.

Higienizador por rayos UV (solo en modelos específicos)


No sumerja el higienizador en agua ni lo enjuague bajo el grifo.

No limpie el higienizador cuando la lámpara de rayos UV está caliente.

Para una mayor eficacia, le aconsejamos que limpie el higienizador una vez a la semana.



- 1 Desenchufe el higienizador.
- 2 Extraiga la bandeja antigoteo. Enjuáguela y límpiela con un paño húmedo.
- 3 Limpie todas las superficies interiores con un paño húmedo.



- 4 Extraiga la pantalla protectora situada delante de la lámpara de rayos UV.

Para quitar la pantalla protectora, agarre los bordes cerca de los botones de presión, apriete suavemente y extráigala.

- 5 Quite la lámpara de rayos UV.

Para quitar la lámpara de rayos UV, agárrela y sáquela del casquillo metálico.

6 Limpie la pantalla protectora y la lámpara de rayos UV con un paño húmedo.

7 Vuelva a colocar la lámpara de rayos UV.
Para volver a colocar la lámpara, alinee la parte inferior de la misma con el casquillo metálico y empújela para introducirla en el mismo.

8 Vuelva a colocar la pantalla protectora.
Para volver a colocar la pantalla, alinee los salientes de la pantalla con las ranuras de la superficie reflectora junto a la lámpara de rayos UV. Presione la pantalla en las ranuras del higienizador.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente. Luego limpie el aparato y guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol. Puede utilizar el recogecable para guardar cómodamente el cable de alimentación.

Sustitución

Cabezal del cepillo

Sustituya los cabezales de Sonicare cada 3 meses para conseguir unos resultados óptimos. Utilice solo los cabezales de repuesto Sonicare originales de Philips adecuados para este modelo.

Lámpara de rayos UV

Las lámparas de rayos UV están disponibles en el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato ni la lámpara de rayos UV (contiene mercurio) junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.




- La batería recargable incorporada del Sonicare contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato y de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips, donde la extraerán y se desharán de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable


Este proceso no es reversible.

Para extraer la batería recargable se necesita un destornillador plano normal. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.


- 1** Quite el cepillo del cargador, enciéndalo y déjelo funcionar hasta que se pare. Siga encendiendo el cepillo Sonicare hasta que la batería se agote por completo.



2 Introduzca un destornillador plano normal en la ranura situada en la parte inferior del mango y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj para liberar la tapa inferior.



3 Coloque el mango en una superficie sólida con los botones orientados hacia arriba y dé un ligero golpe en la carcasa a 2,5 cm del borde inferior con un martillo.



4 Sujete el mango boca abajo y presione en el eje para sacar los componentes del mango.

5 Introduzca el destornillador debajo del circuito, junto a las conexiones de la batería y gírelo para romper las conexiones. Quite el circuito y separe la batería de la carcasa de plástico.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre los siguientes daños:

- Cabezales del cepillo
- Deterioros causados por el uso de piezas de repuesto no autorizadas.
- Deterioros causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, desteñidos o pérdida de color.
- Lámpara de rayos UV

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com.br/clube.

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o carregador e/ou o higienizador longe da água. Não o coloque nem armazene sobre nem próximo à água contida em banheiras, pias, tanques etc. Não mergulhe o carregador e/ou o higienizador na água nem em qualquer outro líquido. Após a limpeza, o carregador e/ou o higienizador devem estar completamente secos antes de você ligá-los à rede elétrica.

Aviso

- O cabo de energia não pode ser substituído. Se ele estiver danificado, descarte o carregador e/ou o higienizador.

- Sempre substitua o carregador e/ou o higienizador por outro do mesmo tipo original para evitar riscos.
- Não use o carregador e/ou o higienizador ao ar livre nem próximo a superfícies aquecidas. Não opere o higienizador em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados nem onde oxigênio esteja sendo administrado.
- Se o aparelho estiver danificado de qualquer forma (cabeça de escovação, corpo da escova de dentes, carregador e/ou higienizador), pare de usá-lo. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas. Se o aparelho estiver danificado, contate a Central de Atendimento ao Cliente local (consulte o capítulo “Garantia e assistência técnica”).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças acima de 8 anos e pessoas com capacidades física, sensorial e mental reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que o uso seja sob supervisão ou instrução de uma maneira segura e desde que compreendam os riscos

envolvidos. A limpeza e a manutenção não deverão ser feitas por crianças com menos de 8 anos e somente sob supervisão. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Suspenda uso do higienizador se a lâmpada de UV permanecer acesa quando a porta estiver aberta. A luz UV pode ser nociva ao olho humano e à pele. Mantenha o higienizador fora do alcance de crianças sempre.

Atenção

- Não limpe a cabeça de escovação, o corpo, o carregador, a tampa do carregador e/ou o higienizador da escova na lava-louças.
- Se você passou por uma cirurgia oral ou nas gengivas nos últimos 2 meses, consulte seu dentista antes de utilizar a escova de dentes.
- Consulte seu dentista se ocorrer hemorragia excessiva depois de você utilizar esta escova de dentes ou se continuar ocorrendo hemorragia

- após uma semana de uso. Consulte também seu dentista se você sentir desconforto ou dor ao usar a Sonicare.
- A escova de dentes Sonicare está em conformidade com as normas de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo implantado, contate seu médico ou o fabricante do aparelho implantado antes de utilizar a escova.
 - Se você tiver alguma ressalva médica, consulte seu médico antes de utilizar a Sonicare.
 - O aparelho foi desenvolvido apenas para a limpeza dos dentes, das gengivas e da língua. Não use-o para nenhum outro propósito. Pare de usar o aparelho e consulte seu dentista caso você sinta qualquer dor ou desconforto.
 - A escova de dentes Sonicare é um produto de higiene pessoal e não deve ser usada por mais de um paciente em consultórios ou instituições odontológicas.

- Não use uma cabeça de escovação com cerdas tortas ou quebradas. Troque a cabeça de escovação a cada três meses ou quando houver sinais de desgaste.
- Não use cabeças de escovação de escovas que não sejam recomendadas pelo fabricante.
- Caso seu creme dental contenha peróxido, bicarbonato de sódio ou outro tipo de bicarbonato (comum em cremes dentais branqueadores), lave bem a cabeça de escovação com água e sabonete após o uso. Isso evita possíveis rachaduras do plástico.
- Não insira objetos nem bloqueie as aberturas de ar do higienizador colocando-o sobre uma superfície macia ou em uma posição ou local onde objetos bloquearão essas aberturas (exemplos de objetos: revistas, lenços papel e pelos).
- A lâmpada de UV é aquecida durante e imediatamente após o ciclo de desinfecção. Não toque na lâmpada de UV quando ela estiver quente.

- Não opere o higienizador sem a estrutura de proteção encaixada para evitar contato com uma lâmpada quente.
- Se o higienizador foi utilizado por 3 ciclos de limpeza por UV consecutivos (isto é, 3 vezes seguidas), desligue-o por, no mínimo, 30 minutos antes ou inicie outro ciclo de limpeza por UV.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado de modo adequado e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.


Descrição geral (fig. 1)

- 1 Protetor higiênico para transporte
- 2 Cabeça de escovação com identificador exclusivo
- 3 Corpo da Escova
- 4 Botão liga/desliga
- 5 Indicador de nível de intensidade
- 6 Botão de nível de intensidade (+ e -)
- 7 Modos de escovação
- 8 Botão de modo
- 9 Indicador do nível da bateria
- 10 Higienizador UV e base com carregador integrado e suporte para fio
(apenas em modelos específicos)
 - Não ilustrado: lâmpada de UV
 - Não ilustrado: bandeja de pingos do higienizador
 - Não ilustrado: tela de proteção para lâmpada de UV
- 11 Cabo de energia com plugue
- 12 Carregador Deluxe (somente em alguns modelos)
- 13 Capa do carregador com suportes para cabeças de escovação e base com suporte para fio
- 14 Carregador de viagem
 - Não ilustrado: estojo de transporte

Nota: O conteúdo da caixa pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Preparação para o uso


Encaixe da cabeça de escovação



- 1** Alinhe a parte frontal da cabeça de escovação com a parte frontal do corpo da escova.
- 2** Pressione com força a cabeça de escovação contra o eixo de metal até encaixá-la.

Nota: As cabeças de escovação Sonicare Platinum vêm com ícones facilmente identificáveis para diferenciar sua cabeça de escovação.

Carregamento do aparelho




- 1** Conecte o plugue do carregador ou do higienizador à tomada.
- 2** Coloque o corpo da escova no carregador.
 - ▶ A luz piscante do indicador de nível da bateria mostra que a escova de dentes está carregando.


Nota: O carregamento completo da bateria leva pelo menos 24 horas.

Utilização do aparelho

Instruções de escovação



- 1** Umedeça as cerdas e aplique uma pequena quantidade de creme dental.
- 2** Posicione as cerdas da escova contra os dentes em um ângulo ligeiramente inclinado na direção da linha da gengiva.
- 3** Pressione o botão liga/desliga para ligar a Sonicare.
- 4** Aplique uma leve pressão para maximizar a eficiência da Sonicare e deixe que ela faça a escovação para você. Não esfregue.
- 5** Mova suave e lentamente a cabeça de escovação sobre os dentes com um pequeno movimento para frente e para trás para que as cerdas maiores alcancem os espaços entre os dentes. Continue fazendo esse movimento durante todo o ciclo de escovação.



Nota: Para ter a certeza de que escovou de modo uniforme toda a boca, divida-a em quatro seções usando o recurso QuadPacer (consulte o capítulo “Recursos”).

- 6** Escove cada seção por 30 segundos com um tempo de escovação total de 2 minutos. Comece pela seção 1 (dentes superiores - face externa) e depois escove a seção 2 (dentes superiores - face interna). Continue com a seção 3 (dentes inferiores - face externa) e finalmente escove a seção 4 (dentes inferiores - face interna).

Nota: Depois de concluir o ciclo de escovação, você pode prolongar a escovação para nas superfícies de mastigação de seus dentes e áreas onde ocorrem manchas. Você também pode escovar a língua, com a escova de dentes desligada, como preferir.

A Sonicare pode ser usada com segurança em:

- Aparelhos ortodônticos (as cabeças de escovação desgastam mais rapidamente quando usadas em aparelhos ortodônticos)
- Restaurações dentais (obturações, coroas, folhados, implantes)

Modos de escovação

- 1 **Clean:** ideal para a remoção de placa bacteriana (modo padrão).
- 2 **White:** 2 minutos para remover manchas superficiais e 30 segundos para clarear e polir seus dentes da frente.
- 3 **Gum care:** combina o modo Clean com um minuto adicional para estimular e massagear suavemente as gengivas para melhorar a saúde das gengivas.

A Sonicare vem com o modo Clean ativado.

Nota: Quando a escova de dentes está ligada, você não pode alternar entre os modos.

- 1** Antes de ligar a Sonicare, pressione o botão de modo para alternar entre os modos.
- ▶ O modo de escovação selecionado acenderá.
- ▶ Uma vez selecionado o modo de escovação, ele permanece ativo até que outro modo de escovação seja selecionado.

Nota: Quando a Sonicare for usada em estudos clínicos, o modo Clean padrão de 2 minutos deve ser selecionado. A bateria deve estar completamente carregada e o recurso Easy-Start deve estar desativado.

Níveis de intensidade por modo

- **Baixo:** 1 luz indicadora de LED
- **Médio:** 2 luzes indicadoras de LED
- **Alto:** 3 luzes indicadoras de LED

Nota: Para ajustar o nível de intensidade para o próximo nível mais alto ou mais baixo, você pode pressionar o botão + para aumentar a intensidade ou o botão - para diminuir a intensidade a qualquer momento durante o ciclo de escovação.

Sensor de Pressão

Uma mudança na vibração (e uma leve mudança no som) alerta quando você aplica pressão demais à escovação. Consulte o capítulo "Recursos".

Status da bateria (quando o cabo não está no carregador)

- 1 LED amarelo indica bateria fraca.
- 3 LEDs verdes indicam carga completa.

Nota: Se você ouvir um bipe longo e o LED amarelo do indicador de nível da bateria piscar, a bateria recarregável está descarregada e a Sonicare será desligada. Coloque o corpo da escova no carregador para recarregá-la.

Nota: Para manter a bateria completamente carregada a cada uso, você pode manter a Sonicare no carregador quando não estiver usando-a.

Recursos


Sensor de Pressão

Esta Sonicare vem com o Sensor de Pressão ativado. O Sensor de Pressão funciona nos 3 modos e nos 3 níveis de intensidade.

Para desativar ou reativar o Sensor de Pressão:

- 1** Coloque no carregador ou higienizador (conectado à tomada) o corpo da escova com uma cabeça de escovação encaixada.
 - 2** Mantenha o botão liga/desliga e o botão de modo pressionados por 2 segundos.
- ▶ Você ouvirá um bipe indicando que o Sensor de Pressão foi desativado.
 - ▶ Você ouvirá dois bipes indicando que o modo Sensor de Pressão foi ativado.

Quadpacer



- O Quadpacer é um timer de intervalo que emite um bipe curto e pausa para lembrar você de escovar as 4 seções da boca. Dependendo do modo de escovação selecionado, o Quadpacer emite bipes em intervalos diferentes durante o ciclo de escovação. O Quadpacer funciona nos 3 modos e nos 3 níveis de intensidade.

O recurso Quadpacer desta Sonicare foi ativado. Para desativar ou reativar o recurso Quadpacer:

- 1** Coloque no carregador ou higienizador (conectado à tomada) o corpo da escova com uma cabeça de escovação encaixada.
 - 2** Mantenha o botão de modo pressionado por 2 segundos.
- ▶ Você ouvirá um bipe indicando que o modo Quadpacer foi desativado.
 - ▶ Você ouvirá dois bipes indicando que o modo Quadpacer foi ativado.

Smartimer

O Smartimer indica que o seu ciclo de escovação foi concluído quando desliga automaticamente a escova de dentes ao final do processo.

Os dentistas recomendam escovar os dentes por no mínimo 2 minutos duas vezes ao dia.

Easy-Start

O recurso Easy-Start aumenta suavemente a potência nas primeiras 14 escovações para você se habituar à escovação com a Sonicare. O recurso Easy-Start só funciona no modo Clean e no nível de intensidade Alto.

Esta Sonicare vem com o recurso Easy-Start desativado. Para ativar ou desativar o recurso Easy-Start:

- 1** Encaixe a cabeça ao cabo da escova.
- 2** Coloque o corpo da escova no carregador ou higienizador conectado à tomada.

3 Ativar ou desativar o Easy-Start:


- ▶ Para ativar o Easy-start: mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos. Você ouvirá 2 bipes para indicar que o recurso Easy-Start foi ativado.
- ▶ Para desativar o Easy-start: mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos. Você ouvirá 1 bipe para indicar que o recurso Easy-Start foi desativado.

Nota: Cada uma das primeiras 14 escovações deve durar ao menos 1 minuto para executar o ciclo de adaptação do Easy-Start adequadamente.


Nota: Utilizar o recurso Easy-Start além do período inicial de adaptação não é recomendado e reduz a eficácia da Sonicare na remoção de placa.

Suporte para fio no carregador (apenas em modelos específicos)


Se sua Sonicare contiver a capa e a base do carregador, o carregador de viagem está pré-instalado dentro da capa.



- 1** Para separar a capa do carregador da base, pressione as duas barras de encaixe cinza na base do carregador e puxe a tampa branca para cima.




- 2** Enrole o excesso do cabo de energia ao redor da base do carregador cinza como mostrado na imagem. Você deve enrolar o cabo no interior das duas alavancas de encaixe. Passe o cabo pela pequena ranhura por trás da base do carregador.



- 3** Para recolocar a capa do carregador, pressione-a sobre a base do carregador até encaixá-la no lugar.

Dica: Para maior conveniência durante a viagem, você pode retirar o carregador de viagem e usá-lo sem a capa e a base do carregador.

Higienização (apenas alguns modelos)



- Com o higienizador UV você pode limpar a cabeça de escovação após cada uso.

Desconecte o higienizador, suspenda o uso e ligue para a Central de Atendimento ao Cliente se:

- A lâmpada de UV permanecer acesa quando a porta estiver aberta.
- A janela estiver quebrada ou ausente no higienizador.
- O higienizador exalar fumaça ou cheiro de queimado durante o funcionamento.

Nota: A luz UV pode ser nociva ao olho humano e à pele. O higienizador deve ser mantido sempre fora do alcance de crianças.

- 1** Depois da escovação, enxágue a cabeça de escovação e retire o excesso de água agitando a escova.

Não coloque o protetor higiênico para viagem na cabeça de escovação durante a desinfecção.



- 2** Coloque o dedo no canto da porta, na parte superior do higienizador e empurre para abrir a porta.



- 3** Coloque a cabeça de escovação em um dos 2 prendedores do higienizador com as cerdas voltadas para a lâmpada.

Nota: Limpe as cabeças de escovação encaixáveis Sonicare apenas no higienizador.

Nota: Não limpe as cabeças de escovação Sonicare for Kids no higienizador.

- 4** Conecte o plugue à tomada elétrica.

- 5** Feche a porta e pressione o botão liga/desliga verde uma vez para selecionar o ciclo de limpeza por UV.

Nota: Você só pode ligar o higienizador se a porta estiver devidamente fechada.

Nota: Se você abrir a porta durante o ciclo de desinfecção, o higienizador para.

Nota: O higienizador opera por 10 minutos e depois desliga automaticamente.

- ▶ O higienizador está funcionando quando a luz é refletida na janela.

Limpeza

Não limpe a cabeça de escovação, o corpo, o carregador, a tampa do carregador e o higienizador da escova na lava-louças.

Cabo da escova de dentes




- 1** Retire a cabeça de escovação e enxágue a área da haste de metal com água morna.

Não empurre a vedação de borracha na haste de metal com objetos de ponta fina, pois isso pode danificá-la.

- 2 Use um pano úmido para limpar toda a superfície do cabo.

Cabeça de escovação



- 1 Enxágue a cabeça de escovação e as cerdas depois de cada uso.
- 2 Remova a cabeça do corpo da escova e lave o encaixe com água morna no mínimo uma vez por semana.

Carregador Deluxe (somente em alguns modelos)


- 1 Desconecte e remova a capa do carregador.
- 2 Use um pano úmido para limpar a superfície e a capa do carregador.

Higienizador UV (somente em alguns modelos)


Não mergulhe o higienizador na água e não o lave em água corrente.

Não limpe o higienizador quando a lâmpada de UV estiver quente.

Para garantir a eficácia ideal, é recomendado limpar o higienizador uma vez por semana.



- 1 Desconecte o higienizador.
- 2 Retire a bandeja. Enxágue a bandeja e limpe-a com um pano úmido.



3 Limpe todas as superfícies internas com um pano úmido.

4 Retire a tela de proteção da frente da lâmpada de UV.

Para retirar a tela, segure as bordas ao lado dos encaixes, aperte suavemente e retire a tela de proteção.

5 Retire a lâmpada de UV.

Para retirar a lâmpada, segure-a e puxe-a do fecho de metal.

6 Limpe a tela de proteção e a lâmpada de UV com um pano úmido.

7 Recoloque a lâmpada de UV.

Para recolocar a lâmpada, alinhe a base da lâmpada com o fecho de metal e empurre a lâmpada no fecho.

8 Recoloque a tela de proteção.

Para recolocar a tela, alinhe os prendedores da tela com as ranhuras da superfície refletiva próximas da lâmpada de UV. Empurre a tela diretamente encaixando-as nas ranhuras do higienizador.

Armazenamento

Se não for usar o aparelho por um longo período, remova o plugue da tomada da parede. Depois, limpe o aparelho e guarde-o em um local seco e arejado longe da luz solar direta. Você pode usar o suporte para fio para armazenar o cabo de energia de forma organizada.

Troca

Cabeça de escovação

Para obter os melhores resultados, troque as cabeças de escovação da Sonicare a cada três meses. Use somente cabeças de escovação substitutas Philips Sonicare originais adequadas para este modelo.

Lâmpada de UV

Lâmpadas de UV substitutas estão disponíveis na Central de Atendimento ao Cliente da Philips em seu país.

Meio ambiente



- Não descarte o aparelho nem a lâmpada de UV (pois contém mercúrio) com o lixo doméstico quando não estiver mais apresentando bons resultados. Leve-os até um posto de coleta oficial para que possam ser reciclados. Com isso, você ajudará a preservar o meio ambiente.






- A bateria integrada recarregável da Sonicare contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do aparelho antes de descartá-lo ou levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica autorizada Philips, que executará esse procedimento e descartará a bateria de forma segura ao meio ambiente.

Remoção da bateria recarregável

Este processo não é reversível.

Para retirar a bateria recarregável, use uma chave de fenda de ponta chata (padrão). Observe as precauções de segurança básicas quando seguir o procedimento descrito abaixo. Proteja seus olhos, mãos, dedos e a superfície em que está trabalhando.

- 1** Retire a escova de dentes do carregador, ligue-a e deixe-a funcionando até parar. Continue a ligar a Sonicare até que a bateria fique completamente descarregada.
- 2** Insira uma chave de fenda (padrão) no orifício localizado na parte inferior do aparelho. Gire a chave de fenda no sentido anti-horário para soltar a tampa inferior.
- 3** Coloque o corpo da escova em uma superfície sólida com os botões voltados para cima e bata levemente no compartimento com um martelo a 2,5 cm da borda inferior.
- 4** Segure o corpo da escova de cabeça para baixo e pressione o eixo para liberar os componentes internos do corpo.
- 5** Insira a chave de fenda sob a placa de circuito impresso, ao lado dos conectores da bateria, e gire para quebrar as conexões. Remova a placa de circuito impresso e retire a bateria do suporte plástico.



Garantia e assistência técnica

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com.br/suporte** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

Os termos da garantia internacional não cobrem:

- Cabeças de escovação
- Danos causados por uso de peças substitutas não autorizadas.
- Danos causados por mau uso, negligência, modificações ou reparo não autorizado.
- Desgaste normal, incluindo rachadura, arranhão, abrasão, descoloração ou desbotamento.
- Lâmpada de UV



www.philips.com/Sonicare

©2013 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV).
All rights reserved. PHILIPS and Philips shield are
registered trademarks of KPENV.
Easy-start, Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo
are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.

Protected by U.S. and international patents.
Other patents pending, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.



100% recycled paper

4235.020.6929.1