






English 6
Français 18
Türkçe 30
العربية 51
فارسی 62

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one session or a few sessions. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After use, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips Microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after use.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
- 2 Exfoliation ring
- 3 Microdermabrasion tip
- 4 On/off button
- 5 Charging light and 'battery low' indication
- 6 Handle
- 7 Air outlet
- 8 Charging stand
- 9 'Normal' tip for regular use
- 10 'Sensitive' tip for mild use
- 11 Adapter
- 12 Small plug
- Pouch (not shown)
- Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Keep the adapter dry. Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning



- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2600) provided with the appliance.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.

- This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, as this may cause damage to the appliance and your skin.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

Contraindications and other warnings

This device has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


Charging

Charging the appliance


Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.


- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.




- 3 Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.



'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

Preparation

Always clean your face and gently dry it before you use the appliance.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Application tips

VisaCare comes with two different tips:

- 'Normal' tip for regular use.
- 'Sensitive' tip for mild use.


We advise you to use the 'Sensitive' tip during the first sessions to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 'Sensitive' tip, you can try the 'Normal' tip. Normal and adverse skin reactions are described elsewhere in this user manual (see 'Troubleshooting').

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.

Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Do not use the appliance more often, as this may cause skin irritation.

- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.





- 2 When you use the appliance for the first time, test the tip on your forearm before you use it on your face. Move the appliance over your skin once and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.

Note: Always visually check the tip before use to see if it is damaged. A damaged tip scratches your skin. If the tip is damaged, replace it.

Note: Do not use the device without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

- 3 Put the tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the tip and the area to be treated. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.
- 4 Gently move the tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. make sure you treat all areas.

Tip: Use your free hand to stretch and hold the skin. Move the device away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.


See facial map in the back of the user manual for detailed instructions on how to move the appliance across your face.

Note: Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Note: Do not use the appliance on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the appliance on the fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the device away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

- 5 Depending on the type of tip and the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When you skin is used to the treatment, increase to 4-6 times or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 times.



- 6 When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete session takes approximately 5 minutes.

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.


Caution: If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause scratches.

After treatment


After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.

Caution: Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean the appliance.

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.



- 1 Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.



- 2 Remove the tip from the appliance.



- 3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.



- 4 Clean the handle with a damp cloth.
- 5 Place the dry treatment tip back onto the appliance.
- 6 Wipe the charging stand with a damp cloth.

Danger: Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.

Clean the treatment tip after each use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing up-liquid or an alcohol solution (max 70%) to clean the treatment tip.

Storage

Store the appliance with the tip attached in the charging stand or pouch.

Note: Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the tips every six months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement tips are available on our website. The tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling




- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.



- 1 Remove the back and front panel of the appliance with a screwdriver and take out the inner housing of the appliance.



- 2 Remove the clips from the inner body using a screwdriver.
- 3 Remove the electronics from the inner housing (1) and detach the rechargeable battery (2).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please check if the appliance is suitable for your skin.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute session.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.
My skin is reacting to usage of the appliance.	Using this appliance may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next session or pass the appliance over the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the session. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.

Problem	Solution
It is difficult to slide the appliance over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions.	Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.
I have trouble maintaining the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.
I do not know when to start using the ' Normal' tip.	As soon as you do not experience side effects from using the 'Sensitive' tip, you may try the ' Normal' tip. Please note that the first time you use a new tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Qu'est-ce que VisaCare et comment cet appareil peut-il traiter votre peau ? Le vieillissement, le manque de sommeil, le stress ou les conditions climatiques peuvent affecter votre peau. Lorsque vous commencez à voir les premiers signes du vieillissement et que votre peau ne semble plus récupérer aussi rapidement, elle nécessite davantage de soins et d'attention. C'est pourquoi nous avons développé VisaCare, une nouvelle approche révolutionnaire pour lutter contre les premiers signes du vieillissement, pour une peau jeune et rayonnante, aujourd'hui comme demain. En fonction de la nature de votre peau, vous pouvez constater des effets immédiats tels qu'une peau plus lisse et revitalisée après une ou plusieurs séances. Les effets tels que le raffermissement de la peau et un teint plus uniforme peuvent être attendus au bout de 4 à 6 semaines.

VisaCare permet d'avoir une peau d'apparence plus lisse, plus ferme et revitalisée tout en restant chez soi ! VisaCare est fourni avec un système double action qui exfolie et masse en même temps. Ce système est plus efficace et contrôlé qu'une exfoliation manuelle de la peau. Pour compléter vos soins habituels, utilisez VisaCare après le nettoyage de la peau et avant d'appliquer un masque nourrissant, une crème de jour ou une crème de nuit. Après utilisation, votre peau est préparée pour une meilleure absorption du masque ou de la crème. Prêt à commencer ? Utilisez VisaCare chez vous, deux fois par semaine, pour des résultats visibles.

Fonctionnement de la technologie Philips Microdermabrasion

Philips VisaCare est équipé d'un système à double action d'aspiration et d'exfoliation qui masse et exfolie la peau en même temps. Il stimule le renouvellement de la peau, pour une peau plus ferme, plus lisse et visiblement rayonnante.

- 1 L'embout exfoliant renouvelle et expose une peau plus lisse et unifiée, et raffermie par la stimulation de votre processus de renouvellement cellulaire naturel. Il élimine en douceur les rugosités et les peaux mortes pour affiner la peau et la préparer à une meilleure absorption de votre crème préférée.
- 2 Le système Air Lift™ crée un léger mouvement de massage stimulant qui favorise la circulation sanguine tout en enlevant les cellules mortes de la peau et en la revitalisant.

Description générale (fig. 1)

- 1 Filtre
- 2 Anneau exfoliant
- 3 Embout de microdermabrasion
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Voyant de charge et indicateur de batterie faible
- 6 Poignée

- 7 Sortie d'air
- 8 Socle de charge
- 9 Embout « normal » pour une utilisation normale
- 10 Embout « sensible » pour une utilisation sur peaux sensibles
- 11 Adaptateur
- 12 Petite fiche
 - Trousse (non illustrée)
 - Brossette de nettoyage (non illustrée)

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec. Ne chargez pas cet appareil dans un environnement humide (par ex. près d'une baignoire remplie, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

Avertissement



- Pour charger la batterie, veuillez uniquement utiliser le bloc d'alimentation amovible (SSW-2600) fourni avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veuillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil, ni l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés afin d'éviter tout accident.

- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si l'embout est cassé, fissuré, endommagé ou sale. Vérifiez toujours l'embout avant utilisation. En cas de doute, remplacez-le.
- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise pour la petite fiche afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Cet appareil contient un aimant. Les aimants doivent être tenus éloignés des stimulateurs cardiaques. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté dans le corps ne doivent pas se trouver à proximité d'aimants. Il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant que ces personnes manipulent des aimants ou se trouvent en contact avec ceux-ci.

Attention

- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que le massage de la peau et l'élimination en douceur des cellules mortes de la couche supérieure dans le but d'accélérer le renouvellement normal de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par semaine cela pourrait entraîner des irritations de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil avec des crèmes (exfoliantes) ou des peelings chimiques ou mécaniques, car cela pourrait endommager l'appareil et votre peau.
- Utilisez, chargez et rangez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- VisaCare améliore l'absorption des crèmes et des masques pour le visage. C'est pour cette raison qu'une mauvaise réaction cutanée peut survenir. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas changer de crème au cours des 2 à 4 premières semaines d'utilisation de VisaCare. Lorsque vous commencez à utiliser une nouvelle crème

après cette période, commencez par la tester sur une petite zone. Cessez d'utiliser cette crème en présence d'une mauvaise réaction cutanée lors de son application sur une peau traitée avec VisaCare. Lorsque vous commencez à utiliser l'appareil ou que vous recommencez à l'utiliser après une interruption de plus de 2 semaines, utilisez l'embout sensible. Cela permettra à votre peau de se réhabituer à l'utilisation de l'appareil.

Contre-indications et autres avertissements

Cet appareil a été conçu pour traiter les premiers signes de vieillissement du visage. L'épiderme s'amincissant au fil des années en raison de facteurs extrinsèques et intrinsèques, la rugosité de la peau et les signes de photodommages s'accroissent. Il doit être utilisé sur le visage (à l'exception de la zone autour des yeux).

N'utilisez pas cet appareil :

- si vous souffrez d'infections cutanées, de plaies ouvertes, de rougeurs, de brûlures, de coups de soleil, d'inflammations, d'eczéma, de psoriasis, de rosacée, de télangiectasie (couperose ou vaisseaux apparents), d'une peau sensible ou d'infections actives comme de l'herpès ou des éruptions d'acné sur les zones d'utilisation de l'appareil.
- Si vous avez de grands grains de beauté, des tatouages, des taches de vin, du maquillage permanent ou toute autre irritation cutanée sur les zones d'utilisation de l'appareil.
- Si, au cours des deux dernières semaines, votre peau a fait l'objet de soins cosmétiques, tels qu'un peeling chimique ou mécanique, une restructuration au laser, un traitement de laser fractionné ou mésothérapie ou tout autre traitement avec des rempisseurs dermiques.
- Si vous prenez des médicaments qui peuvent avoir des effets sur la peau, comme ceux contenant des stéroïdes ou traitant l'acné (Accutane, isotrétinoïne ou Roaccutane). Consultez votre médecin.
- Si vous avez des verrues, n'essayez pas de les faire disparaître avec cet appareil. Elles pourraient s'étendre.
- Si vous avez des cicatrices, consultez votre médecin ou votre dermatologue avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Si vous utilisez un autre système de soin de la peau à domicile contenant un ingrédient exfoliant actif.

Conseil général

- Après chaque utilisation, il est conseillé d'utiliser une protection solaire avec un indice (SPF) 30 ou supérieur sur les zones où l'appareil a été utilisé, pendant au moins trois jours.
- Si votre peau présente un état particulier (y compris, mais non limitatif, mélanome, carcinome basocellulaire, kératose actinique, mélasme, lupus érythémateux systémique, porphyrie, trouble de la coagulation

et troubles du collagène comme des cicatrices chéloïdes, la formation de cicatrices excessives ou des antécédents de cicatrisation difficile), consultez votre médecin avant de commencer à utiliser l'appareil.

- Si vous avez l'intention de profiter du soleil (par exemple durant les vacances d'été), nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'embout raffermissant une semaine avant les vacances et d'utiliser uniquement l'embout illuminateur, tant que vous vous exposez au soleil de manière intense.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.



Charge

Charge de l'appareil


Remarque : Vous pouvez utiliser l'appareil même si la batterie n'est pas complètement chargée. Cependant, ses performances et son autonomie ne seront pas optimales.

Remarque : En général, une charge dure environ 8 heures. Après une charge complète, l'appareil a une autonomie sans fil de 30 minutes environ.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans la prise du socle de charge et l'adaptateur dans la prise secteur.



- 3 Placez l'appareil sur le socle de charge.



- Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil est en charge.



- Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge devient blanc et cesse de clignoter. Après environ 30 minutes, le voyant de charge s'éteint pour économiser de l'énergie.

Indication de batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge clignote en orange pendant 4 secondes en cours d'utilisation et une fois que l'appareil est éteint. La batterie contient encore assez d'énergie pour 5 minutes d'utilisation. Lorsque la batterie est complètement vide, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant de charge clignote en orange très rapidement.

Avant utilisation

Assurez-vous que vous avez chargé l'appareil pendant 8 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Préparation

Nettoyez toujours votre visage et séchez-le doucement avant d'utiliser l'appareil.

Remarque : L'appareil est réservé à une utilisation sur peau sèche. Ne l'utilisez pas sur une peau mouillée ni sous la douche ou dans le bain.

Conseils d'application

VisaCare est fourni avec deux embouts différents :


- Embout « normal » pour une utilisation normale.
- Embout « sensible » pour une utilisation sur peaux sensibles.

Nous vous conseillons d'utiliser l'embout « sensible » durant les premières séances pour voir comment votre peau réagit. Si la peau réagit bien à l'embout « sensible », vous pouvez essayer l'embout « normal ». Des réactions cutanées normales et indésirables sont décrites dans le présent mode d'emploi (voir 'Dépannage').

Remarque : Utilisez le code QR situé sur le cache avant ou suivez le lien pour regarder la vidéo en ligne et connaître les instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Utilisez l'appareil deux fois par semaine. N'utilisez pas l'appareil plus souvent, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.



- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 2 Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, testez l'embout sur votre avant-bras avant de l'utiliser sur votre visage. Déplacez l'appareil sur votre peau, une fois, puis attendez pendant environ une heure. Si la réaction cutanée éventuelle diminue, vous pouvez utiliser l'embout sur le visage sans danger.

Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours si l'embout n'est pas endommagé. Un embout endommagé érafle la peau. Si l'embout est endommagé, remplacez-le.

Remarque : N'utilisez pas l'appareil sans l'embout car cela ne serait pas bénéfique pour votre peau et pourrait causer une réaction cutanée indésirable.

- 3 Placez l'embout sur le visage de manière à sentir l'aspiration. Assurez-vous que l'embout est toujours complètement en contact avec la zone à traiter. Néanmoins, n'exercez pas une pression trop forte sur la peau.
- 4 Déplacez doucement l'embout en ligne droite. Commencez par le menton, puis déplacez-le vers les joues, le front et le nez. Veillez à traiter toutes les zones.


Conseil : Utilisez votre main libre pour tendre et maintenir la peau. Éloignez l'appareil de votre main. Cela permet d'obtenir une aspiration correcte plus facilement, particulièrement sur les tempes et les joues.]

Consultez la carte visage à l'arrière du mode d'emploi pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de déplacer l'appareil sur votre visage.

Remarque : ne passez pas l'appareil sur de grands grains de beauté, des tatouages, des taches de vin ou du maquillage permanent.

Remarque : N'utilisez pas l'appareil sur le contour des yeux, car cette peau est fine et fragile. Lorsque vous utilisez l'appareil sur les ridules à côté de l'œil, placez un doigt de l'autre main sur le coin de la paupière et déplacez l'appareil vers la tempe, en l'éloignant du doigt.

Remarque : Ne maintenez pas la tête d'utilisation à un endroit après l'avoir placée sur la peau.



- 5 Selon le type de l'embout et l'état de votre peau, commencez par traiter chaque zone 2 à 4 fois. Lorsque votre peau est habituée au traitement, augmentez à 4 à 6 fois ou commencez à utiliser l'embout normal. Lorsque vous utilisez l'embout normal, commencez par traiter chaque zone 3 à 4 fois. Lorsque votre peau est habituée au traitement, passez à 4 à 6 fois.
- 6 Lorsque vous avez fini de traiter toutes les zones, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Une séance complète dure environ 5 minutes.

Selon votre type de peau, vous pouvez éprouver une sensation de chaleur et de picotement et votre peau peut légèrement rougir. Ceci est un effet temporaire, qui devrait s'atténuer au bout de 5 à 10 minutes.

Conseil : Dans les zones où il est plus difficile d'obtenir un contact parfait avec la peau, par exemple sur le front, essayez de tenir l'appareil de différentes façons. Essayez d'effectuer des mouvements verticaux et horizontaux pour trouver le meilleur moyen d'établir un contact correct avec la peau. Vous pouvez également essayer de garder la main immobile et déplacer plutôt la tête.


Attention : Si vous pensez que l'appareil a été endommagé (comme après une chute ou un choc), examinez soigneusement l'embout. Si l'embout est endommagé, remplacez-le. Afin d'éviter toute éraflure, n'utilisez pas un embout endommagé.

Après la séance


Après la séance, appliquez un masque nourrissant, une crème de jour ou une crème de nuit et assurez-vous d'utiliser une protection solaire lorsque vous sortez. N'utilisez aucune autre méthode d'exfoliation mécanique ou chimique pendant 3 jours. N'effectuez pas d'électrolyse, d'épilation à la cire du visage et n'utilisez pas de crème dépilatoire dans les trois jours après avoir utilisé l'appareil. Vous pouvez vous maquiller immédiatement après la séance.

Attention : Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de détergents chimiques pour nettoyer l'appareil.

Avertissement : n'utilisez jamais d'éponge à récureur, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le manche ou les embouts.



- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.



2 Enlevez l'embout de l'appareil.



3 Nettoyez l'embout avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude (70 °C max.). Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ou dans une solution à base d'alcool, pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser la brosse pour nettoyer l'embout. Assurez-vous de nettoyer le filtre en retournant l'embout bas pour retirer les saletés restantes. Séchez l'embout avec une serviette non pelucheuse ou laissez-le sécher à l'air libre. Remettez-le sur le manche lorsqu'il est sec.



4 Nettoyez la poignée avec un chiffon humide.

5 Remplacez l'embout sec sur l'appareil.

6 Nettoyez le socle de charge avec un chiffon humide.

Danger : Évitez de mouiller l'adaptateur et la base de recharge.
Évitez de les plonger dans l'eau et ne les rincez jamais sous le robinet.

Nettoyez l'embout après chaque utilisation pour des raisons d'hygiène et afin d'éviter l'obstruction du filtre. Utilisez uniquement du liquide vaisselle ou une solution à base d'alcool (maximum 70 %) pour nettoyer l'embout.

Rangement

Rangez l'appareil, avec l'embout fixé dessus, sur le socle de charge ou dans la housse.

Remarque : Ne rangez pas l'embout sur l'appareil ou dans la housse s'il est mouillé.

Remplacement

Pour des résultats optimaux, il est recommandé de remplacer les embouts tous les six mois (ou plus tôt si la structure abrasive est déformée ou endommagée). Les embouts de rechange sont vendus sur le site Web de Philips. L'embout peut être identifié à l'aide du code du produit. Vous trouverez ce code à l'intérieur de l'embout.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage



- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).




- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.


Retrait de la batterie rechargeable

Ne retirez les batteries rechargeables que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant d'enlever les batteries, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que les batteries sont complètement vides.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.



- 1 Retirez le dos et le panneau avant de l'appareil avec un tournevis et retirez le boîtier interne de l'appareil.



- 2 Retirez les clips du boîtier interne à l'aide d'un tournevis.
- 3 Retirez les éléments électroniques du boîtier interne (1) et détachez la batterie rechargeable (2).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
Je ne sais pas si l'appareil convient à ma peau.	Vous pouvez vérifier ici si l'appareil convient à votre peau.
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que la prise sur laquelle vous avez branché l'appareil est alimentée. Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du secteur. Vérifiez si l'appareil est correctement placé sur le socle de charge. Si vous utilisez une prise dans une salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de l'appareil ne s'allume toujours pas ou si l'appareil ne se charge pas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.	Il s'agit d'une mesure de sécurité. L'appareil ne doit pas fonctionner lorsqu'il est en charge. Pour une utilisation pendant 5 minutes, laissez l'appareil se charger pendant environ 1 heure.
Je n'obtiens pas de résultats optimaux lorsque j'utilise l'appareil sur peau humide.	Utilisez l'appareil uniquement sur peau sèche. L'appareil ne fonctionne de manière optimale que sur peau sèche.

Problème	Solution
Ma peau réagit lorsque j'utilise l'appareil.	Une légère rougeur peut apparaître immédiatement après avoir utilisé l'appareil. Vous pouvez également ressentir une sensation de chaleur et de picotement pendant l'utilisation. En général, ces réactions disparaissent au bout de quelques minutes et ne sont pas désagréables. Il est possible que votre peau devienne sèche et écailleuse, qu'elle reste rouge ou qu'elle gonfle. Dans ce cas, il est possible que vous ayez appuyé l'appareil trop fortement sur votre visage ou utilisé l'appareil à trop de reprises sur une même zone. Essayez d'exercer une pression moins forte lors de la séance suivante ou utilisez l'appareil à moins de reprises sur la zone. Dans de rares cas, l'appareil peut causer une ecchymose, une cloque, une égratignure ou un changement de pigmentation. La plupart des réactions cutanées disparaîtront en une semaine et un changement de pigmentation s'atténuera en plusieurs semaines ou quelques mois. Pour éviter d'éventuels effets secondaires, utilisez une crème de jour avec un indice de protection solaire ou une crème de protection solaire après la séance. Cela permet d'éviter les coups de soleil. L'appareil a été testé et homologué pour une utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. Les médicaments ou produits et leurs éventuels effets secondaires peuvent affecter des personnes de différentes manières. Il est toujours possible qu'un effet secondaire rare ou inconnu survienne lors de l'utilisation de cet appareil ou de tout autre produit. Dans ce cas, contactez le Service Consommateurs Philips si vous présentez un effet secondaire non mentionné ci-dessus.
Il est difficile de faire glisser l'appareil sur ma peau. Je ne sens pas l'aspiration. L'effet semble être moins important qu'après les séances précédentes.	Vérifiez si le filtre est obstrué. Rincez l'embout sous le robinet. Si l'anneau exfoliant est sale, laissez l'embout tremper dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ou dans une solution à base d'alcool, pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer l'embout. Assurez-vous de nettoyer le filtre en dirigeant l'embout vers le bas pour retirer les saletés restantes. Séchez l'embout avec une serviette non pelucheuse ou laissez-le sécher à l'air libre. Vérifiez si vous ressentez l'aspiration lorsque l'embout est retiré : retirez l'embout et allumez l'appareil. Mettez un doigt sur le trou ; vous devez sentir l'aspiration. Si vous ne sentez pas l'aspiration, l'appareil est peut-être cassé. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
J'ai du mal à maintenir l'aspiration sur mon front.	Essayez différentes façons de maintenir l'appareil sur le front afin de trouver l'angle correct pour l'embout et garantir un contact adapté avec la peau. Assurez-vous de déplacer lentement l'appareil sur le front. Vous pouvez essayer de garder votre main immobile et déplacer plutôt votre tête.
Je ne sais pas quand je peux commencer à utiliser l'embout normal.	Si vous ne ressentez aucun effet secondaire après avoir utilisé l'embout sensible, vous pouvez essayer l'embout normal. Remarque : la première fois que vous utilisez un nouvel embout, vous pouvez avoir une réaction cutanée différente. Laissez un peu de temps à votre peau pour s'adapter au nouvel embout.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden kaydettingin.

VisaCare nedir ve cildinize nasıl yardımcı olabilir? Yaş, uyku eksikliği, duygusal stres veya çevresel faktörler cildinizi kötü yönde etkileyebilir. Cildinizin yaşlandığına dair ilk belirtileri görmeniz ve cildinizin artık hızlı şekilde iyileşmemesi, cildinizin ekstra bakım ve ilgiye ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu yüzden, bugün ve ileride cildinizin genç görünmesini sağlamak için yaşlanmanın ilk belirtileriyle başa çıkacak yeni formülümüz VisaCare'i geliştirdik. Cilt türünüze göre bir veya birkaç seanstan sonra cildinizin daha yumuşak ve daha canlı olduğunu hissedebilirsiniz. 4 ile 6 hafta arasında cilt dayanıklılığı ve daha dengeli bir cilt tonu gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

VisaCare'i rahat ev ortamınızda kullanarak cildinizin daha yumuşak, daha dayanıklı ve daha canlı olmasını sağlayabilirsiniz. VisaCare aynı anda ölü deriyi soyup masaj yapan çift işlevli sisteme sahiptir. Bu sistem, ölü deriyi yalnızca elinizle dökmeye kıyasla daha etkili ve kontrollüdür. Rutininizi geliştirmek için tasarlanmış VisaCare'i cildinizi yıkadıktan sonra ve besleyici maske, gündüz kremi ya da gece kremi uygulamadan önce kullanın. Uygulama sonrasında cildiniz maskeyi veya kremi daha iyi emecek kıvama gelir. Başlamaya hazır mısınız? VisaCare'i evde haftada iki kere kullanarak gerçek ve gözle görülür sonuçların keyfini çıkarın.

Philips Mikrodermabrazyon teknolojisi nasıl çalışır

Philips VisaCare aynı anda hem masaj yapan hem de ölü deriyi soyan DualAction Air Lift & Exfoliation sistemine sahiptir. Bu sistem, daha sıkı, pürüzsüz ve fark edilir şekilde ısıtılı bir cilt için cildin kendini yenileme sürecini harekete geçirir.

- 1 Peeling uygulayan uç, doğal hücre yenileme sürecinizi harekete geçirerek cildinizi yenileyip mükemmel dokulu ve daha sıkı, pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarır. Cildi yenilemek ve kullanım sonrasında cildinizin en sevdiğiniz kremi daha iyi emmesini sağlamak için pürüzü ve çatlakları özenle giderir.
- 2 Air Lift System™ ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırıp cildinize canlılık kazandırırken kan dolaşımını iyileştiren, nazık, harekete geçirici masaj etkisi yaratır.

Genel açıklama (Şek. 1)

- 1 Filtre
- 2 Soyma halkası
- 3 Mikrodermabrazyon ucu
- 4 Açma/kapama düğmesi
- 5 Şarj ışığı ve 'pil zayıf' göstergesi
- 6 Tutma yeri
- 7 Hava çıkışı
- 8 Şarj standı
- 9 Düzenli kullanım için 'normal' uç
- 10 Hafif kullanım için 'hassas' uç
- 11 Adaptör
- 12 Küçük fiş

- Kılıf (gösterilmiyor)
- Temizleme fırçası (gösterilmiyor)

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike



- Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin. Cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin, dolu bir küvetin yakınında, akan bir musluk veya dolu bir havuz yakınında) şarj etmeyin.

Uyarı



- Pili şarj etmek için yalnızca cihaz ile birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini (SSW-2600) kullanın.

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, düşük fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerilere sahip veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Yaralanmaları önlemek için hasar gören veya kırılan cihazı veya besleme ünitesini kullanmayın.
- Adaptör içinde bir transformatör bulunur. Adaptörü kesip başka bir fişle değiştirmeyin, aksi takdirde cihazı kullanmak tehlikeli hale gelir.
- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Uç kırılmışsa, çatlamışsa, hasar görmüşse veya kirliyse cihazı kullanmayın. Kullanmadan önce ucu her zaman kontrol edin. Emin değilseniz ucu değiştirin.
- Küçük fişin kısa devre yapmasını önlemek için soketin içine metal içeren materyaller sokmayın.

- Bu cihazda bir mıknatıs bulunmaktadır. Mıknatısı kalp pillerinden uzak tutun. Kalp pilleri veya vücuduna takılı başka cihazlar bulunan kişiler mıknatıslara yaklaşmamalıdır. Bu kişiler mıknatısları kullanmadan veya mıknatıslara temas etmeden önce uzman tıbbi görüşlere danışılması gerekir.

Dikkat

- Cihazı, masaj ve normal deri değişimini hızlandırmak üzere ölü üst cilt tabakasını ortadan kaldırma amaçları dışında başka bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı haftada en fazla iki kez kullanın, aksi takdirde cildiniz tahriş olabilir.
- Cihazı kremlerle (ovma) veya kimyasal ya da mekanik peelinglerle birlikte kullanmayın, aksi takdirde cildiniz ve cihaz zarar görebilir.
- Cihazı 5°C/40°F ile 35°C/95°F sıcaklık aralığında kullanın, şarj edin ve saklayın.
- Pil ömrünü korumak için cihazı en az 3 ayda bir tamamen şarj edin.
- VisaCare, kremlerin ve yüz maskelerinin emilimini artırır. Bu gelişme nedeniyle ciltte olumsuz bir reaksiyon görülebilir. VisaCare'in ilk 2-4 haftalık kullanımı boyunca kremlerin değiştirilmemesi önerilir. Bu süreden sonra yeni bir krem kullanmaya başladığınızda kremi ilk olarak küçük bir alanda test edin. VisaCare'i kullandığınız cilt üzerine kremi uyguladığınızda olumsuz bir cilt reaksiyonu olursa bu kremi kullanmaya devam etmeyin. Cihazı kullanmaya başladığınızda veya en az 2 hafta ara verdikten sonra yeniden başlarken hassas uç ile başlayın. Bu sayede, cildiniz cihaza tekrar alışır.

Kullanılmaması gereken durumlar ve diğer uyarılar

Bu cihaz, yaşlanmanın yüzdeki ilk işaretlerini ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Yıllar geçtikçe epidermal cilt tabakası iç ve dış faktörler nedeniyle incelendiğinden ciltteki pürüz ve foto yaşlanma daha belirgin hâle gelir. Bu cihazın odak noktası yüz cildidir (göz altındaki ve üstündeki alanlar hariç).

Cihazı şu koşullarda kullanmayın:

- Uygulama yapılacak bölgede cilt enfeksiyonları, açık yaralar, kızamıklıklar, yanıklar, güneş yanığı, yanma, egzama, sedef hastalığı, gül hastalığı, telenjiyektazi (kuperoz veya varis) hassas cilt, uçuk veya aktif akne oluşumları gibi aktif enfeksiyonlar varsa.
- Uygulama yapılacak bölgede büyük benler, dövmeleler, lekeler, kalıcı makyaj veya herhangi bir cilt tahrişi varsa.
- Cildiniz son iki hafta içinde uygulanan kimyasal veya mekanik peeling işlemi, lazer cilt modelleme, kısmi lazer tedavisi, mezoterapi tedavisi gibi bir kozmetik işlemin ya da dermal dolguyla yapılan başka bir tedavinin etkisindeyse.
- Steroid veya akne ilacı (Accutane, Isotretinoine veya Roaccutane) gibi cildinizi etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız. Doktorunuza danışın.
- Siğiliniz varsa bu cihazla ortadan kaldırmaya çalışmayın. Siğiller yayılabilir.
- Yaranız varsa cihazı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya dermatoloğunuza danışın.
- Aktif peeling malzemesi içeren ev tipi bir cilt bakım sistemiyle birlikte.

Genel tavsiye

- Her seanstan sonra cihazı kullandığınız bölgelere en az 3 gün boyunca 30 veya daha fazla faktöre sahip güneş koruma (SPF) kremi uygulanması önerilir.
- Önemli bir cilt hastalığınız varsa (melanom, bazal hücreli karsinom, aktinik keratoz, melazma, sistemik lupus eritematozus, porfiri, pıhtılaşma abnormalitesi ve keloit yaraları, aşırı yara oluşumu veya kötü yara iyileşme geçmişi gibi kolajen abnormaliteleri) cihazı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
- Güneşin keyfini çıkarmak istiyorsanız (ör. yaz tatillerinde) tatillerden bir hafta önce ve güneşe maruz kaldığınız süre boyunca Sıkılaştırma ucunu kullanmayı bırakmanızı ve yalnızca Parlatma ucunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.


Şarj etme

Cihazın şarj edilmesi


Not: Cihazı pil tamamen şarj olmadan önce de kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda, performansı ve çalışma süresi optimum düzeyde olmayacaktır.

Not: Şarj işlemi yaklaşık 8 saat sürer. Cihaz tam olarak şarj edildiğinde, 30 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir.


34 Türkçe



- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Küçük fişi şarj standının soketine ve adaptörü de duvardaki prize takın.



- 3 Cihazı şarj standına yerleştirin.



- Cihazın şarj olduğunu göstermek için şarj ışığı beyaz renkte yanıp söner.



- Pil tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı devamlı olarak beyaz yanar. Şarj ediliyor ışığı yaklaşık 30 dakika sonra enerji tasarrufu sağlamak için söner.

'Pil zayıf' göstergesi

Pil bitmek üzereyken şarj ışığı, kullanım sırasında ve cihazı kapattıktan sonra 4 saniye boyunca sarı renkte yanıp söner. Pilin enerjisi hâlâ 5 dakikalık seansı tamamlamaya yetecek seviyededir. Pil tamamen boşsa cihaz otomatik olarak kapanır ve şarj ışığı çok hızlı bir şekilde sarı yanıp söner.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Cihazın ilk kullanımdan önce 8 saat şarj edildiğinden emin olun.

Hazırlık

Cihazı kullanmadan önce her zaman yüzünüzü yıkayın ve yavaşça kurulaşın.

Not: Cihaz sadece kuru kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı ıslak cilt üzerinde veya duşta ya da küvette kullanmayın.

Uygulama uçları

VisaCare iki farklı uç içerir:

- Düzenli kullanım için 'normal' uç.
- Hafif kullanım için 'hassas' uç.


Cildinizin vereceği tepkiyi görmek için ilk seansta 'Hassas' ucu kullanmanızı öneririz. Cildiniz 'Hassas' uca iyi tepki veriyorsa 'Normal' ucu deneyebilirsiniz. Normal ve olumsuz cilt reaksiyonları, bu kullanım kılavuzunun (bkz. 'Sorun giderme') başka bir bölümünde açıklanmaktadır.

Not: Ön kapaktaki QR kodunu kullanarak veya bağlantıyı takip ederek cihazın doğru kullanımıyla ilgili talimatları içeren çevrimiçi videoyu izleyin.

Cihazın kullanımı

Not: Cihazı haftada iki kez kullanın. Cihazı daha sık kullanmayın, aksi takdirde cildiniz tahriş olabilir.

- 1 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.





- 2 Cihazı ilk kez kullanırken yüzünüze sürmeden önce ucu dirseğinizle bileğinizin arasında deneyin. Cihazı bir kere cildinizde gezdirin ve ardından yaklaşık bir saat bekleyin. Olası bir cilt reaksiyonu görülmezse uygulama ucunu güvenle yüzünüzde kullanabilirsiniz.

Not: Ucu kullanmadan önce mutlaka bakarak hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir uç cildinizi çizebilir. Uç hasarlıysa değiştirin.

Not: Cihazı uç olmadan kullanmayın, aksi takdirde cildiniz yıpranabilir ve istenmeyen cilt reaksiyonu oluşabilir.

- 3 Ucu emmeyi hissedeceğiniz şekilde cildinize koyun. Uç ve uygulama yapılacak bölge arasında daima tam cilt teması olduğundan emin olun. Ancak ucu cilt yüzeyine sert bir şekilde bastırmayın.
- 4 Ucu düz çizgiler halinde hafifçe hareket ettirin. Çeneden başlayıp yanaklara, alna ve burna geçin. Tüm alanlara uyguladığınızdan emin olun.

İpucu: Cildinizi gerip tutmak için boşta elinizi kullanın. Cihazı elinize yaklaştırmayın. Bu sayede, özellikle şakaklarda ve yanaklarda daha kolay düzgün emme elde edilir.


Cihazı yüzünüzde gezdirme hakkında ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzunun arkasındaki yüz haritasına bakın.

Not: Cihazı büyük benler, dövme, porto şarabı lekeleri veya kalıcı makyaj üzerinde hareket ettirmeyin.

Not: İnce ve narin olduğu için gözlerin altındaki veya üstündeki ciltte cihazı kullanmayın. Gözlerinizin yanındaki ince çizgilerde cihazı kullanırken diğer elinizin bir parmağını göz kapağınızın köşesine koyun ve cihazı parmağın şakağına doğru hareket ettirin.

Not: Uygulama ucunu cildinizde bir noktaya koyduktan sonra sabit tutmayın.

- 5 Ucun türüne ve cildinizin durumuna bağlı olarak her bölgeye 2-4 kez uygulama yapmaya başlayın. Cildiniz uygulamaya alıştığında geçişleri 4-6 kez yapmaya başlayın veya normal uygulama ucuna geçin. Normal uygulama ucu kullandığınızda her bölgeye 3-4 kez uygulama yapın. Cildiniz uygulamaya alıştığında geçişleri 4-6 defaya çıkarın.



- 6 Tüm bölgelere uygulama yaptıktan sonra cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. Tam bir seans yaklaşık 5 dakika sürer.

Cilt türünüze bağlı olarak sıcaklık hissi ve karıncalanma hissedebilirsiniz ve cildiniz biraz kızarabilir. Bu geçici bir etkidir ve 5-10 dakika içerisinde geçmesi gerekir.

İpucu: Alın gibi tam cilt teması elde etmenin zor olduğu bölgelerde cihazı tutmanın farklı yollarını deneyin. Dikey ve yatay hareketler deneyerek cildinizle doğru teması kurmak için en iyi yolu bulun. Elinizi sabit tutup başınızı hareket ettirmeyi de deneyebilirsiniz.

Dikkat: Cihazda hasar olduğundan şüpheleniyorsanız (örneğin, düşürme veya darbe sonrasında) ucu dikkatle inceleyin. Uç hasarlıysa değiştirin. Hasarlı ucu kullanmayın, aksi takdirde çizikler meydana gelebilir.


Seans sonrası

Uygulama sonrasında besleyici bir maske uygulayın ya da gündüz kremi veya gece kremi sürün ve dışarı çıktığınızda güneşten korunduğunuzdan emin olun. 3 gün boyunca başka bir mekanik ya da kimyasal deri soyma yöntemi kullanmayın. Cihazı kullandıktan sonra 3 gün boyunca elektroliz veya yüz ağdasi yaptırmayın ya da tüy dökücü ilaç ya da krem kullanmayın. Uygulamadan hemen sonra makyaj yapabilirsiniz.


Dikkat: Cihazı suya batırmayın. Cihazı temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın.

Uyarı: Sapı ve uçları temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

1 Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.



2 Ucu cihazdan çıkarın.



3 Ucu musluk altında sıcak su (en fazla 70°C) ve bir miktar bulaşık deterjanıyla temizleyin. Deri soyma halkası kirliyse ucu bulaşık deterjanlı sıcak suda veya alkol çözeltisinde 5-10 dakika bekletin. Temizlemek için fırça kullanabilirsiniz. Filtreyi temizlerken filtrenin içinde kalan tüm kirlerin giderilmesi için ucun ters durduğundan emin olun. Ucu tiftiksiz bir havluyla kurulayın veya havada kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra sap üzerine tekrar yerleştirin.





- 4 Kolu nemli bir bezle silerek temizleyin.
- 5 Kuruyan uygulama ucunu tekrar cihaza takın.
- 6 Şarj ünitesini nemli bir bezle silin.

Tehlike: Adaptörü ve şarj standını kuru tutun. Hiçbir zaman suya daldırmayın veya musluk altında durulamayın.

Hijyenik nedenlerden ötürü ve filtrenin tıkanmasını önlemek için uygulama ucunu her kullanımdan sonra temizleyin. Uygulama ucunu temizlemek için yalnızca bulaşık deterjanı veya alkol çözeltisi (en fazla %70) kullanın.

Saklama

Cihazı ucu takılı hâlde şarj standında veya kılıfında saklayın.

Not: Cihaza takılı halde veya kılıfta ıslak bir uygulama ucu bulundurmayın.

Değiştirme

En iyi sonuçlar için ucun her altı ayda bir (ya da aşındırıcı yapısı deforme olmuş veya hasar görmüşse daha erken) değiştirilmesi önerilir. Yedek uçları web sitemizde bulabilirsiniz. Uç, ürün kodundan bulunabilir. Bu kodu ucun iç kısmında bulabilirsiniz.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında geçerli garanti belgesine göz atın).

Geri dönüşüm



- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).







- Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir pil bulunduğu anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin uzman bir kişi tarafından çıkarılması için, lütfen ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servisine götürün.
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Şarj edilebilir pili çıkarma

Şarj edilebilir pilleri yalnızca cihazı atarken çıkarın. Pilleri çıkarmadan önce cihazı prizden çıkardığınızdan ve pillerin tamamen boş olduğundan emin olun.

Cihazı açmak için araçlar kullanırken ve şarj edilebilir pili çöpe atarken tüm gerekli güvenlik önlemlerini alın.



- 1 Cihazın arka ve ön panelini bir tornavida ile söküp ve cihazın iç muhafazasını çıkarın.
- 2 Tornavida kullanarak klipsleri iç gövdeden çıkarın.
- 3 Elektronik parçaları iç gövdeden (1) çıkarın ve şarj edilebilir pili (2) çıkarın.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan soruları içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun**Çözüm**

Cihazın cildime uygun olup olmadığını bilmiyorum. Lütfen cihazın cildiniz için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Cihaz şarj olmuyor.

Cihazı bağladığınız soketin çalıştığından emin olun. Cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajıyla uygun olup olmadığını kontrol edin. Cihazın standa düzgün yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Soket banyo dolabının içindeyse, soketi çalıştırmak için ışığı açmanız gerekebilir. Cihazın üzerindeki ışık hâlâ yanmıyorsa veya cihaz hâlâ şarj olmuyorsa ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Cihaz şarj olurken çalışmıyor.

Bu bir güvenlik önlemidir. Cihaz şarj olurken çalışmayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazı 5 dakikalık bir seans için yaklaşık 1 saat boyunca şarj edin.

Cihazı ıslak ciltte kullandığımda en iyi sonuçları elde etmiyorum.

Cihazı sadece kuru ciltte kullanın. Cihaz en iyi şekilde yalnızca kuru ciltte çalışır.

Cildim cihaz kullanımına reaksiyon gösteriyor.

Bu cihazı kullanma, kullanımdan hemen sonra hafif kızanklığa yol açabilir. Kullanım sırasında sıcak bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu etkiler genellikle birkaç dakika içerisinde kaybolur ve hafif şekilde yaşanır. Cildinizin kuruması veya pul pul soyulması, kızanklığın hemen geçmemesi veya şişkinlik oluşması mümkündür. Bu durumda cihazı yüzünüze çok sert bastırmış veya aynı bölgeden çok fazla kez geçmiş olabilirsiniz. Bir sonraki seans sırasında cihaza daha az baskı yapmayı veya cihazı bölgeden daha az geçirmeyi deneyin. Ender görülen bazı durumlarda cihaz, yaraya veya su toplanmasına, çizige veya pigmentasyon değişimine neden olabilir. Neredeyse tüm cilt reaksiyonları bir hafta içerisinde geçer, pigmentasyon değişimi ise birkaç hafta ya da birkaç ay içerisinde azalır. Olası yan etkileri önlemek için seans sonrası güneşe karşı koruma faktörlü gündüz kremi veya güneş kremi kullanın. Böylece güneş yanıklarının oluşması engellenir. Cihazın kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullandığınızda kullanımının güvenli olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır. İlaçlar veya ürünler ve bunların olası yan etkileri bireyleri farklı şekillerde etkileyebilir. Bu cihazın veya başka bir ürünün kullanımı sonucu her zaman nadir veya daha önce karşılaşılmamış bir yan etkinin görülme olasılığı olduğundan böyle bir yan etkiyle karşılaşırsanız lütfen Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime kurun.

Cihazı cildimde kaydırmak zor/Emmeyi hissetmiyorum/Önceki seanslardan sonra uygulamanın etkisi daha az görünüyor.

Filtrenin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Ucu musluk suyuyla yıkayın. Deri soyuma halkası kirliyse ucu bulaşık deterjanlı sıcak suda 5-10 dakika bekletin. Temizlemek için temizleme fırçası kullanabilirsiniz. Filtrede kalan kiri durulamak için filtreyi ucunu ters çevirip temizleyin. Ucu tiftiksiz bir havluyla veya hava etkisi ile kurutun. Uç çıkarıldığında emmeyi hissedip hissetmediğinizi kontrol edin: Ucu çıkarın ve ardından cihazı kapatın. Parmağınızı delik üzerine koyduğunuzda emmeyi hissedebiliyor olmanız gerekir. Emmeyi hissetmiyorsanız cihaz bozulmuş olabilir. Lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime kurun.

Sorun	Çözüm
Alnımda emmeyi sağlamakta zorlanıyorum.	Alında iyi bir cilt teması için doğru uç açısını bulmak amacıyla cihazı farklı şekillerde tutun. Cihazı alnınız üzerinde yavaşça hareket ettirdiğinizden emin olun. Elinizi sabit tutup başınızı hareket ettirmeyi de deneyebilirsiniz.
'Normal' ucu ne zaman kullanmaya başlayacağımı bilmiyorum.	'Hassas' uç kullanımından yan etki görmemeye başladığınızda 'Normal' ucu deneyebilirsiniz. İlk defa yeni bir uç kullandığınızda cildinizin farklı bir reaksiyon verebileceğini lütfen unutmayın. Yeni uca alışması için cildinize zaman tanıyın.

المشكلة

الحل

أشعر بتهيّج بشرتي عقب استخدام الجهاز.

استخدام هذا الجهاز قد يؤدي إلى احمرار خفيف مباشرة بعد الاستخدام. وقد تشعرين بالدفء، أو وخز أثناء الاستخدام. عادة ما تختفي هذه الآثار في غضون عدة دقائق، وعادة ما تكون ممتعة. ومن الممكن أن تشعرين بجفاف أو تقشر بالجلد، احمرار أو تورم لفترات طويلة. في هذه الحالة يحتمل قيامك بضغط الجهاز على وجهك أكثر مما يلزم أو تمريره على منطقة محددة لمرات كثيرة جداً. لذا حاولي الضغط على الجهاز بصورة أخف أثناء الجلسة التالية أو تمرير الجهاز فوق المنطقة ذاتها مرات أقل. في حالات نادرة قد يحدث الجهاز كدمة، بثرة، خدش أو تغير في اللون. ولكن ستختفي جميع ردود الفعل الجلدية السابقة في غضون أسبوع تقريباً، وسيخفّض تغيير اللون في غضون عدة أسابيع أو بضعة أشهر. لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، استخدمي كريم النهار مع واقي الشمس أو كريم الحماية من أشعة الشمس بعد جلسة العلاج. فهذا يساعد على تجنب حروق الشمس. تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من كونه آمناً عند الاستخدام بالطريقة الموضحة في دليل المستخدم. علمًا بأن الأدوية أو غيرها من المنتجات التي لها آثار جانبية محتملة يمكن أن تؤثر على الأفراد بطرق مختلفة. ونظراً للاحتمال الدائم بحدوث تأثير جانبي نادر أو غير معروف سابقاً باستخدام هذا الجهاز أو أي منتج آخر، يرجى الاتصال بمركز Philips لرعاية المستهلك في حالة مواجهة تأثير جانبي لم يرد ذكره أعلاه.

من الصعب انزلاق الجهاز على بشرتي/لا أشعر بالشفط/يبدو أن التأثير انخفض عن الدورات السابقة.

تحققي مما إذا كان الفلتر مسدوداً. احرصي على تنظيف الرأس بشطفه تحت الصنبور. إذا كانت حلقة التقشير متسخة، فاتركي الرأس منقوعاً في الماء الساخن مع سائل الغسيل لمدة 5-10 دقائق. يمكنك استخدام فرشاة التنظيف لتنظيفه. تأكدي من تنظيف الفلتر مع قلب الرأس لإزالة أية أوساخ متبقية في الفلتر. ثم جففي الرأس بمنشفة خالية من الوبر أو اتركيه في الهواء حتى يجف. تحققي مما إذا كان يمكنك الشعور بشفط الجهاز عند سحب الرأس: قومي بإزالة الرأس ثم تشغيل الجهاز. عند وضع إصبعك على التجويف، يجب أن تكوني قادرة على الشعور بالشفط. إذا كنتي لا تشعرين بالشفط، فيحتمل أن يكون الجهاز مكسوراً. يرجى الاتصال بمركز رعاية مستهلك Philips التابع لدولتك.


لدي مشكلة في الحفاظ على شفط الجبهة.

جرّبي أساليب مختلفة لحمل الجهاز للعثور على الزاوية الصحيحة للرأس مع الجبهة لتوفير الاتصال بالجلد بالصورة المناسبة. تأكدي من تحريك الجهاز ببطء فوق الجبين. يمكنك محاولة تثبيت يدك وتحريك رأسك بدلاً منها.

طالما لا تواجهين آثاراً جانبية عقب استخدام الطرف "الحساس"، سيمكنك تجربة الرأس "عادي". يرجى ملاحظة أنه في المرة الأولى من استخدام رأس جديد، قد يكون لديك رد فعل جلدي مختلف. لذا، امنحي بشرتك بعض الوقت لتعتاد على الرأس الجديد.

لا أعرف موعد بدء استخدام الرأس "عادي".

- 2 ثم إزالة مشابك التثبيت من الجسم الداخلي باستخدام مفك البراغي.
- 3 وفي النهاية قومي بإزالة الأدوات الإلكترونية من المبيت الداخلي (1) ثم فصل البطارية القابلة لإعادة الشحن (2).



الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة www.philips.com/support أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

المشكلة	الحل
لا أعرف إذا كان الجهاز مناسبًا للاستخدام على بشرتي.	يرجى التحقق مما إذا كان الجهاز مناسبًا لبشرتك.
لا يتم شحن الجهاز.	تأكد من صلاحية مأخذ التيار المتصل به الجهاز. تحقق مما إذا كان الجهد المشار إليه على الجهاز يتوافق مع الجهد الكهربائي المحلي. تحقق من وضع الجهاز في الحامل بشكل صحيح. إذا كنت تستخدمين مأخذ توصيل موجود في كابينة الحمام، فقد يلزم تشغيل الضوء لتنشيط المقبس. إذا استمر ضوء الجهاز في التوقف عن الإضاءة أو إذا كان الجهاز متوقف عن الشحن، فاتصلي بمركز رعاية مستهلك Philips في دولتك.
لا يعمل الجهاز عند شحنه.	وهذا إجراء مُعزز للسلامة. هذا الجهاز غير مصمم للعمل أثناء الشحن. اتركي الجهاز يشحن لمدة ساعة واحدة تقريبًا لاستخدامه في جلسة مدتها 5 دقائق.
لا أحصل على أفضل النتائج عند استخدام الجهاز على جلد رطب.	استخدمي الجهاز على جلد جاف فقط. فالجهاز يعمل بطريقة مثالية على الجلد الجاف فقط.

طلب الملحقات

لشراء ملحقات أو قطع غيار، يرجى التفضل بزيارة www.shop.philips.com/service أو الذهاب إلى وكيل شركة Philips. يمكن كذلك الاتصال بمركز رعاية المستهلك في شركة Philips التابع لبلدتك (يرجى الرجوع إلى نشرة الضمان حول العالم للتعرف على تفاصيل الاتصال).

- يعني هذا الرمز ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية العادية (EU/2012/19).

إعادة التدوير



- يعني هذا الرمز أن هذا المنتج يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة ويجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية (2006/66/EC). يرجى أخذ المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز خدمة فيليبس لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بطريقة احترافية.

- اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنونة بتجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.




إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن


لا تقم بإزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطاريات، تأكد من فصل الجهاز من مقبس الحائط وتأكد من أن البطاريات فارغة تمامًا.

اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التعامل مع الأدوات اللازمة لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.


1 قومي بإزالة اللوحة الخلفية واللوحة الأمامية للجهاز باستخدام مفك براغي وإخراج المبيت الداخلي للجهاز.



1 وتأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل بدء تنظيفه.



2 قومي بإزالة الرأس من الجهاز.



3 يمكنك تنظيف الرأس تحت صنوبر مياه ساخنة (70 درجة مئوية كحد أقصى) مع القليل من سائل الغسيل. إذا كانت حلقة التقشير متسخة، فاتركي الرأس منقوعًا في الماء الساخن مع سائل الغسيل أو في محلول الكحول لمدة 5-10 دقائق. ويمكنك استخدام الفرشاة لتنظيفه. تأكد أيضًا من تنظيف الفلتر وهو مقلوب لإزالة أية أوساخ عالقة فيه. مع الحرص على تجفيف الرأس بمنشفة خالية من الوبر أو تركه في الهواء حتى يجف. ثم ضعيه مجدداً على المقبض عندما يكون جافاً.



4 نظفي المقبض بقطعة قماش رطبة.

5 ثم ضعي رأس العلاج الجاف مرة أخرى على الجهاز.

6 وامسح حامل الشحن بقطعة قماش رطبة. خطر: احرصي على جفاف المحول ومحرك الشحن.

لا تغمريهما في الماء أو تشطفيهما تحت الصنبور مطلقاً.

وقومي بتنظيف رأس العلاج بعد كل استخدام للحفاظ على صحة بشرتك ومنع انسداد الفلتر. لا تستخدمى سوى سائل غسيل أو محلول كحولي (بتركيز 70% كحد أقصى) لتنظيف رأس العلاج.



التخزين

قومي بتخزين الجهاز مع الرأس المرفق في حامل الشحن أو الحقيبة.

ملاحظة: لا تضي رأس العلاج على الجهاز أو تخزينه في الحقيبة وهو رطب.

الاستبدال

للحصول على أفضل النتائج، يستحسن استبدال الرؤوس كل ستة أشهر (أو قبل ذلك إذا كان هيكل الكشط مشوهاً أو تالفاً). علمًا بأن الرؤوس البديلة متاحة على موقعنا. يمكن تحديد نوع الرأس بواسطة رمز المنتج. ويمكنك العثور على هذا الرمز على جانب الرأس.

- 3 ضعي الرأس على وجهك بطريقة تشعرين فيها بالشفط. تأكدي من تلامس الجلد بالكامل بين الرأس والمنطقة المراد علاجها. ومع ذلك، لا تضغطي الرأس بقوة على سطح الجلد.
- 4 حركي الرأس بلطف في خطوط مستقيمة. وابدئي من الذقن، ثم انتقلي إلى الخدين والجبين والأنف، وتأكدي من معالجة جميع المناطق.

نصيحة: استخدمي إحدى يديك لشد البشرة وتثبيتها. حركي الجهاز بعيداً عن يدك. هذا يزيد من سهولة الشفط بدرجة مناسبة، خاصة على الصدغين والخدين.

انظري على خريطة الوجه الموجودة في الجزء الخلفي من دليل المستخدم للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية تحريك الجهاز على وجهك.

ملاحظة: لا تحركي الجهاز على شامات كبيرة، وشم، وحمات حمراء أو مآكياج دائم.

ملاحظة: لا تستخدمي الجهاز على الجلد الموجود تحت العينين أو فوقها، لأنه رقيق وحساس. عند استخدام الجهاز على الخطوط الدقيقة الموجودة جانب العين، ضعي أحد أصابعك على جهة أخرى في زاوية الجفن ثم حركي الجهاز بعيداً عن الأصبع نحو الصدغ.

ملاحظة: لا تثبتي رأس المعالجة في موضع واحد عند وضعه على الجلد.


- 5 اعتماداً على نوع الرأس وحالة بشرتك، ابدئي في علاج كل منطقة من 2 إلى 4 مرات. وعندما تعتاد بشرتك على العلاج سيمكن حينها زيادة عدد الجلسات من 4 إلى 6 فضلاً على إمكانية استخدام الرأس العادية. عند استخدام الرأس العادية، ابدئي علاج كل منطقة من 3 إلى 4 مرات. عند اعتياد بشرتك على العلاج، سيمكنك زيادة الجلسات من 4 إلى 6 مرات.

- 6 عند الانتهاء من علاج جميع المناطق، اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز. تستغرق الجلسة الكاملة حوالي 5 دقائق.

واعتماداً على نوع بشرتك، قد تشعرين بالدفع أو وخز بالجلد وقد تصبح البشرة حمراء قليلاً. هذا التأثير مؤقت فقط وينبغي أن يتلاشى في غضون 5 إلى 10 دقائق.

نصيحة: في المناطق التي يصعب فيها الاتصال الكامل بالجلد، مثل الجبين، جربي أساليب مختلفة لحمل الجهاز. مع تجربة الحركات العمودية والأفقية للعثور على أفضل أسلوب لتوفير الاتصال المناسب مع بشرتك. يمكنك تثبيت يدك وتحريك الرأس بدلاً منها.

تنبيه: إذا ساورك الشك بخصوص تلف الجهاز (بعد السقوط أو الارتطام)، فافحصي الرأس بعناية. إذا تلف الرأس، فاستبدليه. لا تستخدمي الرأس التالف لأنه سيسبب خدوش.



بعد العلاج

بعد العلاج، ضعي قناع مغذي، أو كريم النهار أو كريم الليل وتأكدي من استخدام واقي من الشمس عند الخروج. لا تستخدمي أي وسيلة أخرى للتقشير الميكانيكي أو الكيميائي لمدة 3 أيام. لا تخضعي لعملية تحليل كهربائي أو تنعيم للوجه أو تستخدمي مزيل للشعر في غضون 3 أيام بعد استخدام الجهاز. يمكنك وضع مستحضرات التجميل فوراً بعد العلاج.

تنبيه: لا تغمري الجهاز في الماء. لا تستخدمي الكيماويات لتنظيف الجهاز.

تحذير: يحظر على الإطلاق استخدام وسادات التطهير أو مواد التنظيف الكاشطة أو السوائل قابلة للاشتعال مثل البنزين أو الأسيتون لتنظيف المقبض أو الرؤوس.

مؤشر „البطارية منخفضة“

عندما تكون البطارية فارغة تقريبًا، سيومض ضوء الشحن الأصفر لمدة 4 ثوانٍ أثناء الاستخدام وبعد إيقاف تشغيل الجهاز. لا تزال البطارية تحتوي على ما يكفي من الطاقة لدورة كاملة مدتها 5 دقائق. عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، سينطفئ الجهاز تلقائيًا وسيومض ضوء الشحن الأصفر بسرعة كبيرة.

التجهيز للاستخدام

تأكد من شحن الجهاز لمدة 8 ساعات قبل استخدامه للمرة الأولى.

الإعداد

احرصي دائمًا على تنظيف وجهك ثم تجفيفه بلطف قبل استخدام الجهاز.

ملاحظة: الجهاز مخصص للاستخدام الجاف فقط. لا تستخدميه على الوجه الرطب أو في الحمام أو حوض الاستحمام.

نصائح الاستخدام

يأتي VisaCare مزودًا برأسين مختلفين:

- رأس عادي للاستخدام المنتظم.
- رأس حساس للاستخدام اللطيف.


ننصحك باستخدام الرأس الحساس خلال الجلسات الأولى لنرى كيفية تفاعل جلدك. إذا تكيّف الجلد بشكل جيد مع الرأس الحساس، فيمكنك تجربة الرأس „العادي“. تم وصف ردود الفعل الطبيعية والجلدية السلبية في موضع آخر من دليل المستخدم (انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها).

ملاحظة: استخدمي رمز الاستجابة السريعة الموجود على الغلاف الأمامي أو اتبعي الرابط لمشاهدة الفيديو المتاح عبر الإنترنت للحصول على تعليمات حول استخدام الجهاز بصورة صحيحة.

استخدام الجهاز

ملاحظة: استخدمي الجهاز مرتين أسبوعيًا. لا تستخدمي الجهاز بعدد مرات أكثر، لأن هذا قد يسبب تهيج الجلد.

1 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.



2 عند استخدام الجهاز لأول مرة، اختبري الرأس على ساعدك قبل استخدامه على الوجه. حركي الجهاز فوق بشرتك مرة واحدة ثم انتظري لمدة ساعة تقريبًا. إذا كان رد فعل الجلد محتمل، فيمكنك استخدام هذا الرأس على وجهك بأمان.

ملاحظة: تحقق بصريًا من الرأس باستمرار قبل الاستخدام لمعرفة ما إذا كان تالفًا. فالرأس التالف يחדش بشرتك. إذا تلف الرأس، فاستبدليه.

ملاحظة: لا تستخدمي الجهاز بدون الرأس لأن هذا لا يفيد بشرتك وقد يسبب في حدوث رد فعل جلدي غير مرغوب فيه.




الشحن

شحن الجهاز


ملاحظة: يمكنك استخدام الجهاز قبل شحن البطارية بالكامل. مع العلم بأنك لن تحسلي على أداء وفترة تشغيل مثالية في هذه الحالة.

ملاحظة: يستغرق الشحن عادة 8 ساعات تقريبًا. عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة تصل إلى 30 دقيقة.


- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
- 2 ادخلي القابس الصغير في مأخذ التوصيل بحامل الشحن ثم ادخلي المهاتف في مأخذ التوصيل الجداري.




- 3 ضع هذا الجهاز على حامل الشحن.



- يومض مصباح الشحن باللون الأبيض للإشارة إلى أن الجهاز يجري شحنه.



- عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، سيومض ضوء الشحن باللون الأبيض باستمرار. بعد 30 دقيقة تقريبًا، ينطفئ مصباح الشحن لتوفير الطاقة.



- احرصى على شحن الجهاز تماماً كل 3 أشهر على الأقل للحفاظ على عمر البطارية.
- يعزز VisaCare درجة امتصاص الكريما وأقنعة الوجه. وبسبب هذا الامتصاص المعزز، يمكن أن يحدث رد فعل سلبي الجلد. لذا ينصح بعدم تغيير نوع الكريم خلال أول 4-2 أسابيع من استخدام VisaCare. عند البدء في استخدام كريم جديد بعد هذه الفترة، اختبري هذا الكريم على مساحة صغيرة. كما يوصى بعدم الاستمرار في استخدام هذا الكريم في حالة حدوث رد فعل سلبي للجلد بعد وضعه على الجلد الذي تم استخدام VisaCare عليه. عند البدء في استخدام الجهاز، أو إعادة تشغيله بعد التوقف لأكثر من أسبوعين، فابدئي مجدداً باستخدام الرأس الحساس. وهذا سيسمح لبشرتك بالاعتماد مجدداً على استخدام للجهاز.

موانع وتحذيرات أخرى

تم تصميم هذا الجهاز لمعالجة أولى علامات الشيخوخة على الوجه. نظراً لأن طبقة الجلد تصبح أرق على مر السنين بسبب العوامل الخارجية والداخلية، فإن خشونة الجلد وعلامات تلف البشرة تصبح أكثر وضوحاً. لذا يركز هذا الجهاز على بشرة الوجه (باستثناء المنطقة الموجودة تحت العينين وفوقهما).

لا تستخدمى هذا الجهاز في الحالات التالية:

- إذا كان لديك التهابات جلدية، جروح مفتوحة، طفح جلدي، حروق عادية، حروق من الشمس، التهاب، أكزيما، صدفية، عدوى وردية، توسع بالشعيرات (الوردية أو عروق العنكبوت)، حساسية بالجلد، التهابات نشطة مثل الهربس أو حب الشباب النشط في المناطق التي يتم علاجها.
- إذا كان لديك شامات كبيرة، وشم، وحمات حمراء، أو تضعين مكياج دائم أو تعانين من أي تهيج بالجلد في المناطق التي يتعين علاجها.
- إذا كانت بشرتك لا تزال تتعافى من إجراء تجميلي، مثل تقشير كيميائي أو ميكانيكي، تسوية سطح البشرة بالليزر، التقشير بالليزر، أو العلاج الميزوثيرابي أو أي علاج آخر يتضمن على حشو جلدي في الأسبوعين الماضيين.
- إذا كنت تتناولين دواءً قد يؤثر على بشرتك، مثل المنشطات أو أدوية حب الشباب (أكوتان، إيسوتريتينوين أو روكوتان). استشيري طبيبك.
- إذا كان لديك بثور، لا تحاولي التخلص منها باستخدام هذا الجهاز. حيث يمكن أن تنتشر هذه البثور.
- إذا كان لديك ندبات، فاستشيري الطبيب العام أو طبيب الأمراض الجلدية قبل بدء استخدام الجهاز.
- كما يحظر استخدامه مع أي تركيب منزلية أخرى للعناية بالبشرة تحتوي على عنصر تقشير نشط.

نصائح عامة

- بعد كل جلسة، ينصح باستخدام واقي من الشمس بدرجة 30 أو أعلى على المناطق التي استخدمت الجهاز عليها، لمدة لا تقل عن 3 أيام.
- إذا كان لديك إصابة جلدية كبيرة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سرطان الجلد، سرطان الخلايا القاعدية، تقرن الجلد السفعي، كلف، نوبة حمامية مجموعية، البورفيرية، شذوذ في التخثر وتشوهات في الكولاجين مثل الجروح النخاعية، فرط تشكيل الندبات أو تاريخ مرضي بسوء التئام الجروح)، فاستشيري الطبيب قبل بدء استخدام الجهاز.
- إذا كنت تخططين للاستمتاع بالشمس (على سبيل المثال أثناء قضاء العطلات الصيفية) فنوصي بالتوقف عن استخدام الرأس الخشن ولا تستخدمى سوى رأس التنعيم قبل أسبوع من العطلات وطوال فترة التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

مهم

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر

- حافظي على إبقاء المهائئ جافاً. يحظر شحن هذا الجهاز في محيط رطب (على سبيل المثال بالقرب من حمام ممتلئ بالمياه أو دش أو بالقرب من بركة سباحة).



تحذير

- لشحن البطارية، استخدم فقط وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل (SSW-2600) المتوفرة مع الجهاز.



هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، ما لم يقدم لهم الشخص المسؤول عن سلامتهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز.

- ويجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.
- لا تستخدم الجهاز أو وحدة تزويد الطاقة إذا كانت تالفة أو مكسورة لتجنب الإصابات.
- يحتوي المهائئ على محول. لا تقطع المهائئ لاستبداله بمأخذ آخر حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- إذا تعرض المهائئ للتلف، فيجب استبداله دائماً بمهائئ من نوع أصلي لتفادي وقوع خطر.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الرأس مكسوراً أو به تشقق أو تلف أو أساخ. افحصي الرأس دائماً قبل الاستخدام. وإذا ساورك الشك، فاستبدلي الرأس.
- يوصى بعدم إدخال المواد المحتوية على المعادن في مأخذ توصيل القابض الصغير لتجنب حدوث قصر في الدائرة الكهربائية.
- يحتوي هذا الجهاز على مغناطيس. لذا، احرصي على إبعاد المغناطيس عن أجهزة تنظيم ضربات القلب. كما لا ينبغي على الأشخاص الذين لديهم أجهزة لتنظيم ضربات القلب أو أجهزة أخرى مزروعة في أجسادهم الوجود بالقرب من المغناطيس. كما يلزم الحصول على استشارة طبية متخصصة قبل استخدام هؤلاء الأشخاص للمغناطيس أو ملامستهم له.

تنبيه

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر بخلاف التدليك وإزالة طبقة الجلد العلوي الميت بلطف لتسريع دوران الجلد الطبيعي.
- لا تستخدم الجهاز أكثر من مرتين في الأسبوع، لأن هذا قد يسبب تهيج بالجلد.
- لا تستخدم الجهاز مع كريمات (المنفرة) أو مع مواد تقشير كيميائي أو ميكانيكي، فذلك قد يتسبب في تلف الجهاز والحاق الضرر بالبشرة.
- يلزم استخدام الجهاز وشحنه وتخزينه في درجة حرارة تتراوح ما بين 5 درجات مئوية/40 درجة فهرنهايت و35 درجة مئوية/95 درجة فهرنهايت.

مقدمة

تهانينا على شرائك من Philips ومرحباً بك إليها! لتستفيد بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/welcome.

ما المقصود من VisaCare وكيف يمكن أن يساعد بشرتك؟ العمر، قلة النوم، الإجهاد العاطفي أو العناصر البيئية، كل هذه الأمور يمكن أن تترك أثراً على بشرتك. عند بدء ملاحظة علامات الشيخوخة الأولى مصحوبة بعدم تعافي البشرة بسرعة بعد الآن، فاعلمي أن بشرتك تتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام. ولهذا السبب ابتكرنا VisaCare، حيث صممنا منهج جديد لمعالجة أولى علامات الشيخوخة، للحصول على بشرة مفعمة بالشباب من اليوم فصاعداً. وبناءً على بشرتك، يمكنك الشعور بتأثيرات فورية مثل زيادة نعومة الجلد وحيويته بعد جلسة واحدة أو بضع جلسات. ويمكن توقع تأثيرات مثل شد بشرة الوجه وتوحيد لون البشرة في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

كما يمكنك استخدام VisaCare أثناء استراحتك في المنزل للاستمتاع بجلد أكثر نعومة وحيوية. وبإتي VisaCare مع نظام ثنائي الوظيفة حيث يوفر لك التقشير والتدليك في نفس الوقت. ويعتبر هذا النظام أكثر فعالية وأسهل في الاستخدام من تقشير البشرة بيديك فقط. حيث أنه مصمم لتعزيز روتينك الحالي للعناية بالبشرة، استخدم VisaCare بعد تنظيف بشرتك وقبل وضع قناع مغذي، أو كريم النهار أو كريم الليل. بعد الاستخدام، ستكون بشرتك مستعدة لامتصاص مكونات القناع أو الكريم بدرجة أفضل. مستعدة للبدء؟ استخدم VisaCare في المنزل مرتين أسبوعياً للاستمتاع بنتائج حقيقية وواضحة.

كيف تعمل تقنية حك الجلد بدقة من Philips

يتوفر في VisaCare من Philips نظام DualAction Air Lift & Exfoliation، لتدليك البشرة وتقشيرها في نفس الوقت. وهذا يحفز عملية تجديد الجلد للحصول على بشرة مشدودة وأكثر نعومة ونضارة بشكل واضح.

- 1 كما أن رأس التقشير يجذب البشرة ويظهر الجلد الناعم لجعله أكثر نقاءً وقوة من خلال تحفيز عملية تجديد الخلايا الطبيعية، فهو يتخلص من الطبقة الخشنة بلطف، لينقي البشرة ويجعلها مستعدة لامتصاص الكريم المفضل لديك بدرجة أفضل بعد الاستخدام.
- 2 ف نظام TM Air Lift System يمنحك تدليك لطيف يعمل على تحفيز حركة الدورة الدموية بجانب إزالة خلايا الجلد الميت وتنشيط بشرتك.

وصف عام (الشكل 1)

- 1 فائتر
- 2 حلقة تقشير
- 3 رأس حك الجلد بدقة
- 4 زر التشغيل/الإيقاف
- 5 إشارة ضوء الشحن و"انخفاض طاقة البطارية"
- 6 مقبض
- 7 منفذ هواء
- 8 حامل شحن
- 9 رأس "عادي" للاستخدام المنتظم
- 10 رأس "حساس" للاستخدام اللطيف
- 11 المهايين
- 12 القابض الصغير
- الحقيبة (غير معروض)
- فرشاة تنظيف (غير معروض)



مشکل

راهکار

نمی‌دانم چه زمانی باید از سر
مخصوص «نرمال» استفاده کنم.

از زمانی که دیگر هنگام استفاده از سر «حساس» دیگر هیچ عوارض اضافی را تجربه نمی‌کنید، می‌توانید
سر «نرمال» را امتحان کنید. لطفاً توجه داشته باشید که در نخستین نوبت استفاده از یک سر مخصوص
جدید، ممکن است واکنش پوستی متفاوتی رخ دهد. مدتی به پوست خود فرصت دهید تا به سر جدید
عادت کند.



مشکل

راهکار

لطفاً بررسی کنید آیا دستگاه برای پوست شما مناسب است.	نمی دانم آیا دستگاه برای پوست من مناسب است.
مطمئن شوید پریزی که دستگاه را به آن وصل کردید برق دارد. بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی آداپتور یا ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد. بررسی کنید دستگاه به درستی روی پایه شارژ قرار گرفته باشد. اگر از پریز تعبیه شده در کابینت های دست شویی استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد برای فعال کردن پریز ابتدا لامپ را روشن کنید. اگر کماکان چراغ دستگاه روشن نمی شود یا دستگاه شارژ نمی گیرد، با مرکز خدمات مشتریان Philips در کشور خود تماس بگیرید.	دستگاه شارژ نمی شود.
این یک روش برای حفظ ایمنی است. دستگاه در حین شارژ شدن قابل استفاده نمی باشد. برای یک نوبت 5 دقیقه ای استفاده از دستگاه، اجازه دهید ابتدا حدود 1 ساعت شارژ شود.	وقتی دستگاه شارژ می شود نمی توان از آن استفاده کرد.
از این دستگاه فقط روی پوست خشک استفاده کنید. این دستگاه تنها بر روی پوست خشک از عملکرد بهینه برخوردار است.	وقتی از دستگاه روی پوست خیس استفاده می کنم، نتیجه دلخواه حاصل نمی شود.
استفاده این برنامه ممکن است به اندازه کافی خفیف پوست شود. ممکن است حین استفاده از دستگاه در قسمت مورد نظر احساس گرما و مورمور شدن نمایید. این عوارض عموماً ظرف چند دقیقه بعد برطرف می شوند و معمولاً احساس ناخوشایندی به همراه ندارند. ممکن است احساس کنید پوست تان خشک یا پولک مانند شده است و تا مدتی قرمزی یا تورم آن باقی بماند. در این صورت، ممکن است دستگاه را بیش از حد روی پوست تان فشار داده باشید یا اینکه به دفعات فراوان روی یک قسمت خاص پوست کشیده باشید. سعی کنید در نوبت بعد فشار کمتری وارد کنید یا به دفعات کمتری سر دستگاه را در ناحیه مربوطه بکشید. در برخی موارد نادر، ممکن است دستگاه سبب بروز کبودی یا خون مردگی، خراشیدگی یا تغییر الگوی رنگدانه های پوست شود. تقریباً همه واکنش های پوستی ظرف یک هفته برطرف می شوند و تغییر الگوی رنگدانه های پوست نیز بتدریج در چند هفته تا چند ماه بازیابی می گردد. برای جلوگیری از عوارض جانبی احتمالی، پس از استفاده دستگاه، از یک کرم مراقبت روزانه با ضریب محافظت اشعه مناسب یا یک کرم ضدآفتاب استفاده کنید. بدین ترتیب، از آفتاب سوختگی جلوگیری می شود. دستگاه با رعایت شرایط تشریح شده در دفترچه راهنما تست شده و ایمنی آن به تأیید رسیده است. تأثیر داروها یا محصولات آرایشی و عوارض جانبی آنها ممکن است در افراد مختلف به صورت متفاوت بروز نماید. از آنجا که همیشه هنگام استفاده از دستگاه جاری یا هر محصول دیگر احتمال بروز عارضه جانبی نادر یا بی سابقه وجود دارد، لطفاً در صورت تجربه هر تجربه جانبی غیر از موارد اشاره شده در بالا با مرکز پشتیبانی مشتریان Philips تماس بگیرید.	پوست من نسبت به دستگاه واکنش نشان می دهد.
بررسی کنید فیلتر مسدود نباشد. سر مخصوص را با شستشو زیر آب تمیز کنید. وقتی حلقه لایه برداری کثیف است، سر مخصوص را به مدت 5 تا 10 دقیقه در آب داغ با کمی مایع ظرف شویی قرار دهید. همچنین، می توانید از برس تمیز کننده نیز استفاده کنید. فیلتر سر مخصوص را به صورت بالعکس نیز تمیز کنید تا چرک و آشفال باقی مانده در فیلتر شسته شود. سر مخصوص دستگاه را با یک حوله بدون پرز خشک کنید یا اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود. بررسی کنید آیا وقتی سر دستگاه را از پوست جدا می کنید، می توانید قدرت مکش آن را احساس کنید. سر مخصوص را بردارید و دستگاه را روشن کنید. وقتی انگشتان را روی سوراخ قرار می دهید باید بتوانید حالت مکش را احساس کنید. اگر نمی توانید قدرت مکش آن را احساس کنید، ممکن است دستگاه خراب شده باشد. لطفاً با مرکز خدمات مشتریان Philips در کشور خود تماس بگیرید.	حرکت دادن دستگاه روی پوست برایم سخت است/احساس مکش نمی کنم/ به نظر می رسد عملکرد دستگاه نسبت به دفعات قبل ضعیف شده است.
برای پیدا کردن زاویه صحیح سر مخصوص با پیشانی به نحوی که تماس مناسب با پوست برقرار باشد، دستگاه را در حالت های مختلف در دست بگیرید و امتحان کنید. مطمئن شوید دستگاه را به آرامی روی پیشانی خود حرکت می دهید. یا می توانید سعی کنید دستتان را ثابت نگه دارید و بجای آن سرتان را حرکت دهید.	من نمی توانم قدرت مکش دستگاه را روی پیشانی خود حفظ کنم.

- مفهوم این نماد این است که این محصول دارای یک باتری داخلی قابل شارژ است و نباید همراه زیاده های معمول خانگی دفع نمود (EC/2006/66). لطفاً دستگاه را به مرکز بازیافت یا مرکز خدمات Philips ببرید تا متخصصین، باتری قابل شارژ را بیرون بیاورند. قوانین کشور خود را در خصوص جمع آوری جداگانه محصولات الکترونیکی و الکتریکی و باتری های قابل شارژ دنبال کنید. دفع صحیح از پیامدهای منفی برای سلامت انسان و محیط زیست جلوگیری می کند.




جداکردن باتری قابل شارژ

وقتی دستگاه را دور می اندازید فقط باتری های قابل شارژ را بیرون بیاورید. قبل از بیرون آوردن باتری ها، بررسی کنید دستگاه به پرز دیوار وصل نباشد و باتری ها کاملاً خالی باشند.


وقتی ابزارها را برای باز کردن وسیله در دست می گیرید و وقتی باتری قابل شارژ را دور می اندازید، احتیاط های ایمنی لازم را در نظر داشته باشید.

1 قاب پشت و جلوی دستگاه را با پیچ گوشتی جدا کنید و محفظه داخلی دستگاه را بیرون بیاورید.



2 قاب های بدنه داخلی را با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.

3 قطعات الکترونیکی را از محفظه داخلی (1) بیرون بیاورید و باتری قابل شارژ (2) را بیرون بیاورید.



ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از www.philips.com/support دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.

عیب یابی

این بخش عمده ترین مشکلاتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

3 سر مخصوص را با آب داغ (حداکثر 70 درجه سانتی گراد) و کمی مایع ظرف‌شویی تمیز کنید. وقتی حلقه لایه‌برداری کثیف است، سر مخصوص را به مدت 5 تا 10 دقیقه در آب داغ با کمی مایع ظرف‌شویی یا محلول الکل قرار دهید. با استفاده از برس نیز می‌توانید آن را تمیز کنید. فیلتر سر مخصوص را به صورت بالعکس نیز تمیز کنید تا چرک و آشغال باقیمانده در فیلتر شسته شود. سر مخصوص دستگاه را با یک حوله بدون پرز خشک کنید یا اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود. وقتی خشک شد دوباره آن را به دسته وصل کنید.



4 دسته را با یک دستمال خیس تمیز کنید.
5 سر مخصوص خشک شده را دوباره در دستگاه قرار دهید.
6 پایه شارژ را با دستمال تمیز کنید.
خطر: آداپتور و پایه شارژ را خشک نگه دارید. هرگز آنها را داخل آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نشویید.
برای رعایت بهداشت و جلوگیری از انسداد فیلتر، سر مخصوص را پس از هر بار استفاده تمیز کنید. تنها از مایع ظرف‌شویی یا محلول الکل (حداکثر 70 درصد) برای تمیز کردن سر مخصوص استفاده کنید.



نگهداری

دستگاه را در حالی که سر مخصوص آن متصل است، روی پایه شارژ قرار دهید یا در کیف مخصوص نگهداری کنید.

توجه: از قرار دادن سر مخصوص خیس در دستگاه یا در کیسه مخصوص خودداری کنید.

تعویض

برای اینکه بهترین نتایج ممکن حاصل شود، توصیه می‌کنیم سرهای مخصوص را هر شش ماه یک‌بار (یا زودتر در مواردی که ساختار ساینده تغییر شکل داده یا آسیب می‌بیند) تعویض نمایید. سرهای تعویضی را می‌توانید از طریق وب‌سایت ما تهیه کنید. سر مخصوص اصلی را می‌توانید بر اساس کد محصول تشخیص دهید. این کد بر روی قسمت داخلی سر مخصوص درج شده است.

سفارش لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.shop.philips.com/service دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با مرکز پشتیبانی مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (برای اطلاع از جزئیات تماس، به برگه ضمانت سراسر جهان مراجعه کنید).

بازیافت

- مفهوم این نماد این است که این محصول را نباید همراه زباله‌های معمول خانگی دفع نمایید (EU/2012/19).




6 بعد از کشیدن سر مخصوص روی همه قسمت‌ها، دکمه روشن/خاموشی را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. یک نوبت کامل استفاده دستگاه حدود 5 دقیقه طول می‌کشد.

بسته به نوع پوست‌تان ممکن است احساس کنید پوست‌تان گرم و مورمور شده و کمی نیز قرمز شود. این عارضه موقتی است و ظرف 5 تا 10 دقیقه برطرف می‌گردد.

تذکره: در قسمت‌هایی از پوست مانند پیشانی که برقراری تماس کامل سر دستگاه با پوست دشوارتر است، دستگاه را در جهت‌ها و حالت‌های مختلف امتحان کنید. با حرکت دادن سر دستگاه در جهت‌های عمودی و افقی، بهترین حالت تماس بین دستگاه و پوست را پیدا کنید. همچنین می‌توانید دست‌تان را ثابت نگه دارید و بچای آن سرتان را حرکت دهید.

احتیاط: اگر شک کردید دستگاه آسیب دیده است (مثلاً بعد از زمین افتادن یا ضربه دیدن)، سر آن را به دقت بررسی کنید. اگر سر مخصوص آسیب دیده است آن را تعویض کنید. از سر آسیب‌دیده استفاده نکنید، زیرا ممکن است دچار جراحت شوید.




پس از استفاده

پس از استفاده، یک ماسک تغذیه کننده، کرم مراقبت روزانه یا شبانه بکار ببرید و مطمئن شوید وقتی بیرون می‌روید، ضدآفتاب استفاده می‌کنید. پس از استفاده دستگاه، تا 3 روز از هیچ لایه‌بردار مکانیکی یا شیمیایی دیگر استفاده نکنید. در بازه 3 روزه پس از استفاده دستگاه، از انجام الکترولیز، واکس صورت یا موبر استفاده نکنید. بلافاصله بعد از استفاده دستگاه می‌توانید آرایش کنید.


احتیاط: دستگاه را در آب فرو نبرید. از مواد شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

هشدار: هرگز از سیم ظرف‌شویی، پودرها یا محلول‌های شوینده خورنده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن دسته یا سرهای مخصوص این دستگاه استفاده نکنید.

1 قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که خاموش می‌باشد.




2 سر مخصوص را از دستگاه خارج کنید.



استفاده از دستگاه

توجه: این دستگاه را دو بار در هفته استفاده کنید. بیش از دفعات ذکر شده از دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث بروز تحریکات و عوارض پوستی شود.

1 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.



2 وقتی قصد استفاده از دستگاه برای نخستین بار را دارید، سر مخصوص آن را ابتدا روی دستتان امتحان کنید و سپس روی صورت استفاده کنید. یک بار دستگاه را روی پوست خود حرکت دهید و سپس حدود یک ساعت منتظر بمانید. اگر طی این مدت، واکنش خفیف پوستی حاصله برطرف گردید، سر مخصوص را روی صورت خود استفاده کنید.



توجه: همیشه قبل از هر بار استفاده دستگاه، بررسی کنید سر مخصوص آن صدمه ندیده باشد. سر آسیب دیده ممکن است پوستتان را خراش دهد. اگر سر مخصوص آسیب دیده است آن را تعویض کنید.

توجه: دستگاه را بدون سر مخصوص آن استفاده نکنید زیرا نه تنها سودی برای پوستتان نخواهد داشت، بلکه ممکن است منجر به واکنش ناخواسته پوست شود.

3 سر مخصوص را در حالتی روی صورت قرار دهید که احساس کنید مکش انجام می‌دهد. دقت کنید سر مخصوص همیشه در تماس کامل با پوست قرار گیرد. با این حال، از فشار دادن محکم سر دستگاه روی سطح پوست خودداری نمایید.

4 سر مخصوص را به آرامی در جهات مستقیم روی پوست حرکت دهید. از چانه شروع کنید و سپس گونه ها، پیشانی و بینی را بکشید. مطمئن شوید سر مخصوص را روی همه قسمت‌های صورت می‌کشید.

تکته: با دست آزاد خود پوستتان را بگیرید و بکشید. دستگاه را دور از دست خود نگه دارید. این امر زمینه مکش مناسب دستگاه بویژه در شقیقه و گونه‌ها را فراهم می‌آورد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره شیوه حرکت دادن دستگاه بر روی پوست صورت، نقشه صورت درج شده در پشت دفترچه راهنما را ملاحظه کنید.


توجه: از حرکت دادن دستگاه روی خال‌ها، تاتوها، ماه‌گرفتگی‌ها یا آرایش دائمی خودداری کنید.

توجه: این دستگاه را روی پوست زیر یا بالای چشم استفاده نکنید، زیرا پوست این قسمت‌ها نازک و ظریف است. وقتی در نظر دارید دستگاه را در مجاورت چشم خود استفاده کنید، یکی از انگشتان دست مخالف خود را در گوشه پلک‌تان قرار دهید و دستگاه را دورتر از انگشتان‌تان به سمت شقیقه حرکت دهید.

توجه: وقتی سر مخصوص را روی پوست قرار می‌دهید، از نگه داشتن طولانی‌مدت آن در یک نقطه از پوست خودداری کنید.

5 بسته به نوع سر مخصوص مورد استفاده و وضعیت پوست خود، هر قسمت را 2 تا 4 بار بکشید. وقتی پوستتان به دستگاه عادت کرد، دفعات استفاده را به 4 تا 6 بار افزایش دهید یا از سر نرمال استفاده کنید. وقتی از سر نرمال استفاده می‌کنید، سر مخصوص را 3 تا 4 بار روی هر قسمت پوست بکشید. وقتی پوستتان به دستگاه عادت کرد، دفعات استفاده را به 4 تا 6 بار افزایش دهید.

- چراغ شارژ به رنگ سفید چشمک می‌زند و نشان می‌دهد که دستگاه در حال شارژ کردن است.



- وقتی شارژ باتری کامل باشد، چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری به طور مداوم به رنگ سفید روشن می‌ماند. بعد از مدت تقریبی 30 دقیقه چراغ شارژ خاموش می‌شود تا مصرف انرژی صرفه جویی شود.



نشانهگر «باتری ضعیف»

وقتی باتری تقریباً خالی است، حین استفاده و بعد از خاموش کردن دستگاه، چراغ شارژ به مدت 4 ثانیه به رنگ کهربایی چشمک می‌زند. باتری انرژی کافی برای یک نوبت کامل اپی‌لاسیون 5 دقیقه‌ای دارد. وقتی باتری کاملاً خالی شود، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود و چراغ شارژ باتری بسیار سریع به رنگ کهربایی چشمک می‌زند.

آماده‌سازی برای استفاده

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، مطمئن شوید آن را به مدت 8 ساعت شارژ کرده‌اید.

آماده‌سازی

قبل از استفاده دستگاه، صورت خود را شسته و به آرامی خشک کنید.

توجه: این دستگاه فقط برای پوست خشک طراحی شده است. از این دستگاه روی پوست خیس، زیر دوش یا در وان حمام استفاده نکنید.

توصیه‌های کار با دستگاه

به همراه VisaCare دو سر مخصوص متفاوت ارائه می‌شود:

- سر «نرمال» برای استفاده معمولی.
- سر «حساس» برای استفاده ملایم.

توصیه می‌شود در چند نوبت اول از سر «حساس» استفاده کنید تا از واکنش پوست خود نسبت به دستگاه مطلع شود. اگر واکنش پوست نسبت به سر «حساس» خوب بود، می‌توانید سر «نرمال» را نیز امتحان کنید. واکنش‌های پوست نرمال و نامطلوب در بخشی دیگری از این دفترچه راهنما (مشاهده، عیب‌یابی) تشریح شده‌اند.

توجه: برای مشاهده یک ویدیوی آنلاین درباره دستورالعمل‌های استفاده صحیح دستگاه، از کد QR درج شده روی قابِلِ جلو استفاده کنید یا پیوند ارائه شده را دنبال نمایید.

- اگر از یک مشکل پوستی جدی رنج می‌برید، قبل از استفاده دستگاه با پزشک خود مشورت کنید. این مشکلات شامل اما نه صرفاً محدود به عوارضی از قبیل ملانوما، کارسینومای سلول‌های قاعده‌ای پوست، کراتوز اکتینیک، ملانوما (لکه‌های صورت)، لوپوس اریتماتوز سیستماتیک، پورفیریا، مشکلات انعقاد خون و ناهنجاری‌های کلاژن مانند زخم‌های کلونید، تشکیل اسکار اضافی یا سابقه التیام دیر هنگام زخم می‌باشند.
- اگر در نظر دارید وقت خود را زیر آفتاب خوش بگذرانید (مانند تعطیلات تابستانی)، توصیه می‌کنیم دیگر از سر مخصوصی سفت‌کننده استفاده نکنید و تنها از سر مخصوص روشن‌کننده یک هفته قبل از تعطیلات و تا زمانی که در معرض تابش شدید آفتاب هستید استفاده کنید.

میدان‌های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با تمام استانداردها و قوانین کاربردی در رابطه با قرارگیری در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.


شارژ کردن

شارژ کردن دستگاه


توجه: قبل از اینکه باتری به طور کامل شارژ شود نیز می‌توانید از دستگاه استفاده کنید. با این حال، عملکرد و زمان عملیاتی آن در این حالت نرمال نخواهد بود.

توجه: شارژ به طور معمول حدود 8 ساعت طول می‌کشد. وقتی دستگاه کاملاً شارژ باشد، می‌تواند تا 30 دقیقه بدون سیم کار کند.

- 1 مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.
- 2 فیثی کوچک را در سوکت پایه شارژ قرار داده و آداپتور را به پریز دیواری وصل کنید.



- 3 دستگاه در پایه شارژ قرار دهید.



احتیاط

- از دستگاه برای هیچ منظور دیگری غیر از ماساژ دادن و برداشتن آرام لایه سلول‌های مرده سطح پوست به منظور تسریع روند بازپایی طبیعی پوست استفاده نکنید.
- بیش از دو بار در هفته از دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث بروز تحریکات و عوارض پوستی شود.
- از این دستگاه به صورت ترکیبی به همراه کرم‌های (لایه‌بردار) یا سایر لایه‌بردارهای شیمیایی یا مکانیکی استفاده نکنید زیرا ممکن است به دستگاه و پوست‌تان صدمه وارد شود.
- دستگاه را در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد استفاده، شارژ کرده و نگهداری کنید.
- برای افزایش طول عمر باتری، دستگاه را دست کم هر 3 ماه یک‌بار شارژ کنید.
- VisaCare جذب کرم‌ها و ماسک‌های صورت را بهبود می‌بخشد. به دلیل افزایش جذب ممکن است واکنش منفی در پوست بروز کند. توصیه می‌شود طی 2 تا 4 هفته نخست استفاده از VisaCare، کرم‌های مورد استفاده خود را تغییر ندهید. وقتی پس از این دوره می‌خواهید از یک کرم جدید استفاده کنید، ابتدا کرم را در یک ناحیه کوچک امتحان کنید. اگر هنگام استفاده از کرم جدید بر روی ناحیه‌ای که قبلاً از VisaCare استفاده کرده‌اید، واکنش منفی پوستی را مشاهده کردید، مصرف کرم را متوقف نمایید. وقتی شروع به استفاده از دستگاه می‌کنید یا وقتی پس از گذشت 2 هفته دوباره شروع به استفاده از آن می‌کنید، مجدداً با حساس شروع کنید. بدین ترتیب فرصت کافی برای پوست‌تان فراهم می‌شود تا به دستگاه عادت کند.

موارد منع استفاده و سایر هشدارها

این دستگاه برای ترمیم نخستین علائم پیری صورت طراحی شده است. از آنجا که لایه اپیدرمی پوست بواسطه عوامل داخلی و خارجی متعدد به مرور زمان نازک‌تر می‌شود، زبری پوست و نشانه‌های آسیب پوست به تدریج مشهودتر می‌شوند. استفاده اصلی این دستگاه روی پوست صورت است (بجز ناحیه زیر و بالای چشم‌ها).

در موارد زیر از استفاده دستگاه خودداری نمایید:

- در صورتی که محل موردنظر دارای عفونت‌های پوستی، زخم‌های باز، جوش، سوختگی، آفتاب‌سوختگی، التهاب، آگزما، پسوریازیس، روزاسه، تاندنژکتازی (کوپروز یا وریدهای منتشر)، پوست حساس، عفونت‌های فعال مانند هرپس یا گسترش آکنه فعال است.
- اگر در محل موردنظر خال‌های بزرگ، تاتو، ماه‌گرفتگی، آرایش دائمی یا تحریکات پوستی وجود دارد.
- در صورتی که پوست محل موردنظر هنوز از یک راهکار زیبایی قبلی مانند لایه‌برداری فیزیکی یا شیمیایی، جوان‌سازی لیزری، لیزر درمانی، فرکشنال، مزوتراپی یا سایر عملیات‌های درمانی که با فیلرهای پوستی در دو هفته گذشته انجام شده است، بهبودی کامل نیافته است.
- اگر از داروهایی مانند استروئیدها یا داروهای درمان آکنه (آکوتان، ایزوترتینوئین یا راکوتان) استفاده می‌کنید که ممکن است روی پوست تأثیرگذارند باشند. با پزشک خود مشورت کنید.
- به هیچ وجه سعی نکنید زگیل‌های پوستی را با این دستگاه از بین ببرید. زیرا ممکن است زگیل‌ها پخش شوند.
- اگر در محل موردنظر جای زخم (اسکار) وجود دارد، قبل از استفاده دستگاه با پزشک یا متخصص پوست مشورت کنید.
- به صورت ترکیبی به همراه هر نوع سیستم مراقبت خانگی پوست دیگر که حاوی یک جزء لایه‌بردار فعال است.

توصیه‌های کلی

- توصیه می‌شود پس از هر نوبت استفاده از یک کرم ضدآفتاب با ضریب محافظت (SPF) معادل 30 یا بالاتر روی نواحی موردنظر و دست‌کم به مدت 3 روز استفاده کنید.

12 فیش کوچک

- کیف (نشان داده نمی‌شود)
- برسی تمیز کننده (نشان داده نمی‌شود)

مهم

این راهنمای کاربر را به دقت قبل از استفاده از وسیله بخوانید و آن را برای استفاده‌های بعدی نزد خودتان نگهدارید.

خطر

- آداپتور را خشک نگه دارید. این دستگاه را در محیط‌های مرطوب شارژ نکنید (مثلاً نزدیک یک وان پر از آب، دوش حمام یا یک استخر پر از آب).



هشدار

- برای شارژ کردن باتری، فقط از منبع تغذیه مخصوص (SSW-2600) استفاده کنید که همراه با دستگاه ارائه شده است.



- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا کسانی که تجربه و دانش کافی ندارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعمل کافی برای استفاده از دستگاه توسط مسئول این افراد ارائه شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- در صورتی که دستگاه یا منبع تغذیه صدمه دیده یا خراب است، برای جلوگیری از بروز جراحات از آنها استفاده نکنید.
- آداپتور حاوی مبدل است. بنابراین هرگز آداپتور را قطع نکرده و با یک دوشاخه دیگر تعویض نکنید. این کار بسیار خطرناک است.
- اگر آداپتور آسیب دید، برای جلوگیری از هرگونه خطری، آن را با یک آداپتور اصل در نمایندگی محصول تعویض کنید.
- اگر سر مخصوص شکسته، ترک خورده، آسیب دیده یا کثیف است، از دستگاه استفاده نکنید. همیشه قبل از استفاده، وضعیت سر مخصوص را بررسی کنید. در صورت تردید در رابطه با وضعیت سر مخصوص، آن را تعویض نمایید.
- برای جلوگیری از بروز اتصال، اجسام دارای روکش فلزی را وارد فیش کوچک نکنید.
- در این دستگاه یک آهن‌ریا تعبیه شده است. آهن‌ریاها را دور از باتری‌های ضریان‌ساز قلب نگهدارید. افرادی که در قلب آنها باتری کار گذاشته شده است یا دارای ایمپلنت‌هایی در سایر قسمت‌های بدن هستند نباید آهن‌ریاها را در مجاورت آنها قرار دهند. هر کاربر باید قبل از کار با دستگاه و تماس با آهن‌ریاها آن با پزشک متخصص مشورت کند.

به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم و به دنیای محصولات Philips خوش آمدید! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

VisaCare چیست و چگونه می‌توانید به پوست‌تان کمک کند؟ سن، بی‌خوابی، استرس عاطفی یا شرایط محیطی ممکن است بر روی پوست‌تان تأثیرات نامطلوب داشته باشند. وقتی متوجه نخستین علائم پیری در پوست خود می‌شوید یا احساس می‌کنید دیگر پوست‌تان به همان سرعت سابق التیام نمی‌یابد، زمان مراقبت و توجه بیشتر به پوست فرا رسیده است. به همین دلیل است که VisaCare را توسعه داده‌ایم که رویکردی شگفت‌انگیز برای رفع نخستین علائم پیری پوست است و پوستی جوان شده هم در حال حاضر و هم در آینده برایتان به ارمغان می‌آورد. بسته به ویژگی‌های پوست خود ممکن است بلافاصله پس از نخستین نوبت یا پس از چند نوبت استفاده از دستگاه، پوستی ملایم‌تر و جوان‌شده را تجربه کنید. تأثیراتی مانند قوام بیشتر و یکنواختی رنگ پوست را می‌توان 4 تا 6 هفته بعد انتظار داشت.

VisaCare را می‌توانید هر زمان که راحت هستید در منزل استفاده کنید و از پوستی ملایم‌تر، سفت‌تر و با طراوت‌تر بهره‌مند شوید. VisaCare از یک سیستم دوکاره برخوردار است که هر دو عمل لایه‌برداری و ماساژ پوست را همزمان انجام می‌دهد. این سیستم نسبت به حالتی که صرفاً لایه‌برداری دستی پوست انجام گیرد، به مراتب کارآمدتر و قابل کنترل‌تر است. VisaCare برای بهبود رویکردهای مراقبت پوست فعلی شما طراحی شده است، آن را پس از پاکسازی پوست و قبل از استفاده ماسک تغذیه‌کننده، کرم مراقبت روزانه یا کرم مراقبت شبانه بکار ببرید. پس از استفاده، پوست شما آماده جذب بهتر ماسک یا کرم خواهد شد. آماده شروع استفاده هستید؟ دستگاه VisaCare را دو بار در هفته در منزل استفاده کنید تا نتایج واقعی و ملموس حاصل گردد.

نحوه عملکرد فناوری میکرودرم ابریژن Philips چگونه است

دستگاه Philips VisaCare از یک سیستم دوکاره ایر لیفت و لایه‌بردار برخوردار است که هر دو عمل لایه‌برداری و ماساژ پوست را همزمان انجام می‌دهد. بدین ترتیب بازسازی مجدد پوست تحریک شده و در نهایت پوستی با قوام بیشتر، نرم‌تر و درخشان‌تر ایجاد خواهد شد.

- 1 سر مخصوص لایه‌بردار با تحریک فرایند تازه‌سازی طبیعی سلول‌ها، پوست را نوسازی کرده و حاصل آن انعطاف‌پذیری بیشتر، بافتی نرم‌تر و در عین حال با قوام بیشتر خواهد بود. این دستگاه هر نوع سفتی غیرمعمول و حالت فلسی پوست را بطرف نموده و با بهسازی پوست آن را آماده جذب بهتر کرم دلخواه شما می‌کند.
- 2 فناوری TMAir Lift System با عملکرد ماساژ ملایم و تحریک‌کننده جریان خون بافتی را بهبود بخشیده و در عین حال، سلول‌های مرده پوست را برداشته و سطح پوست را جوان می‌سازد.

توضیحات کلی (شکل ۱)


- 1 صافی
- 2 حلقه لایه‌برداری
- 3 سر مخصوص میکرودرم ابریژن
- 4 دکمه روشن/خاموش
- 5 چراغ شارژ و نشانگر ضعیف بودن باتری
- 6 دسته
- 7 دریچه خروجی هوا
- 8 پایه شارژ
- 9 سر «نرمال» برای استفاده معمولی
- 10 سر «حساس» برای استفاده ملایم
- 11 آداپتور













© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.1877.3