


**PHILIPS**

VisaCare

SC6240









English 6  
简体中文 17  
繁體中文 27  
한국어 36

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one session or a few sessions. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After use, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

## How Philips Microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after use.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

## General description (Fig. 1)

- 1 Filter
- 2 Exfoliation ring
- 3 Microdermabrasion tip
- 4 On/off button
- 5 Charging light and 'battery low' indication
- 6 Handle
- 7 Air outlet
- 8 Charging stand
- 9 'Normal' tip for regular use
- 10 'Sensitive' tip for mild use
- 11 Adapter
- 12 Small plug

- Pouch (not shown)
- Cleaning brush (not shown)

## Important


Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

## Danger



- Keep the adapter dry.
- Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

## Warning



- To charge the battery, only use the detachable supply unit (SSW-2600) provided with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

## Caution

- Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.

- Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, as this may cause damage to the appliance and your skin.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

## Contraindications and other warnings

This device has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

### Do not use this appliance:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

### General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.
- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## Charging

### Charging the appliance

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.

Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the appliance is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.





3 Put the appliance in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

## 'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the appliance. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

## Preparing for use

Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it for the first time.

### Preparation

Always clean your face and gently dry it before you use the appliance.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

### Application tips

VisaCare comes with two different tips:

- 'Normal' tip for regular use.
- 'Sensitive' tip for mild use.

We advise you to use the 'Sensitive' tip during the first sessions to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 'Sensitive' tip, you can try the 'Normal' tip. Normal and adverse skin reactions are described elsewhere in this user manual (see 'Troubleshooting').

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the appliance.

## Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Do not use the appliance more often, as this may cause skin irritation.



- 1 Press the on/off button to switch on the appliance.



- 2 When you use the appliance for the first time, test the tip on your forearm before you use it on your face. Move the appliance over your skin once and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.

Note: Always visually check the tip before use to see if it is damaged. A damaged tip scratches your skin. If the tip is damaged, replace it.

Note: Do not use the device without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

- 3 Put the tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the tip and the area to be treated. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.
- 4 Gently move the tip in straight lines. Start on the chin, and then move to the cheeks, forehead and nose. make sure you treat all areas.

Tip: Use your free hand to stretch and hold the skin. Move the device away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

See facial map in the back of the user manual for detailed instructions on how to move the appliance across your face.

Note: Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Note: Do not use the appliance on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the appliance on the fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the device away from the finger towards the temple.



Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.

5 Depending on the type of tip and the condition of your skin, start to treat each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 times or start to use the normal treatment tip. When you use the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to 4-6 times.

6 When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the appliance. A complete session takes approximately 5 minutes.

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.


**Caution: If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), examine the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause scratches.**

## After treatment


After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.

**Caution: Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean the appliance.**


**Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.**



1 Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.



2 Remove the tip from the appliance.



3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes. You can use the brush to clean it. Make sure you clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.



4 Clean the handle with a damp cloth.

5 Place the dry treatment tip back onto the appliance.

6 Wipe the charging stand with a damp cloth.

**Danger:** Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.

Clean the treatment tip after each use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing up-liquid or an alcohol solution (max 70%) to clean the treatment tip.

## Storage

Store the appliance with the tip attached in the charging stand or pouch.

**Note:** Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

## Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the tips every six months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement tips are available on our website. The tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the tip.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

# Recycling


- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Removing the rechargeable battery


**Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.**

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.**

- 1 Remove the back and front panel of the appliance with a screwdriver and take out the inner housing of the appliance.



- 2 Remove the clips from the inner body using a screwdriver.
- 3 Remove the electronics from the inner housing (1) and detach the rechargeable battery (2).



## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

# Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	Please check if the appliance is suitable for your skin.
The appliance does not charge.	Make sure the socket to which you connect the appliance is live. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country.
The appliance does not work when it is charging.	This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute session.
I don't get optimal results when I use the appliance on wet skin.	Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on dry skin.
My skin is reacting to usage of the appliance.	Using this appliance may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the appliance during the next session or pass the appliance over the area fewer times. In rare cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the session. This helps to avoid sunburn. The appliance has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.

<b>Problem</b>	<b>Solution</b>
It is difficult to slide the appliance over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions.	Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the appliance when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.
I have trouble maintaining the suction on my forehead.	Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.
I do not know when to start using the ' Normal' tip.	As soon as you do not experience side effects from using the 'Sensitive' tip, you may try the ' Normal' tip. Please note that the first time you use a new tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

## 介绍

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

什么是 VisaCare？它如何帮助您护理肌肤？年龄增长、睡眠不足、精神紧张或环境因素都可能对肌肤造成损害。如果您察觉肌肤开始衰老，无法快速修复，就需要对肌肤进行加倍护理和关爱了。因此，我们研发了 VisaCare，这款全新高效设备可在肌肤出现衰老时为您解决肌肤问题，令您永葆青春容颜。根据您的皮肤情况，经过一次或数次护理之后，您即可感受到更细滑、更有活力的肌肤。经过 4-6 周的护理，即可使肌肤更紧绷、肤色更均匀。

您可以在舒适的家中使用 VisaCare，享受更细滑、更紧绷的活力肌肤给您带来的愉快体验。VisaCare 具有双重功效系统，可同时去角质并进行按摩。与仅用手进行去角质护理相比，这一系统所达到的效果更好，可控性更强。VisaCare 专为加强您的日常护肤习惯而设计，请在清洁肌肤后以及敷用滋养面膜、涂抹日霜或晚霜之前使用。护理后，您的肌肤可以更好地吸收面膜或润肤霜的精华。准备好开始了吗？每周在家中使用 2 次 VisaCare，护理效果真切可见。

## 飞利浦微晶磨皮技术工作原理

飞利浦 VisaCare 具有 Air Lift & Exfoliation 双重功效系统，可同时进行按摩和去角质。这有利于促进磨皮过程深入肌肤，享有更紧致、更光滑和更靓丽的肌肤。

- 1 去角质仪器头可焕发肌肤本真，促进天然细胞新生过程，令细滑肌肤更紧致、更细腻。轻轻移动产品，可去除粗糙皮肤、皮屑，并改善肤质，更有利于您的肌肤在护理后更好地吸收您喜爱的润肤霜。
- 2 Air Lift System™ 可施加轻柔的、刺激按摩操作，在促进血液循环的同时去除死皮细胞，焕发肌肤活力。

## 基本说明（图 1）

- 1 过滤网
- 2 去角质环
- 3 微晶磨皮仪器头
- 4 开/关按钮
- 5 充电指示灯和“电池电量不足”指示
- 6 手柄
- 7 出风口
- 8 充电座
- 9 用于普通护理的“普通”护理仪器头
- 10 用于柔和护理的“敏感”护理仪器头
- 11 适配器
- 12 小插头
- 存储袋（未显示）
- 清洁刷（未显示）

## 注意事项


使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

## 危险



- 保持电源部件干燥。
- 警告符号注释：禁止用在打开的水龙头下进行清洗。
- 请勿在潮湿环境中（如装满水的浴缸、开着的淋浴器或装满水的游泳池附近）为本产品充电。

## 警告



- 要给电池充电，请仅使用本产品随附的可拆卸电源部件 (SSW-2600)。
- 产品不建议由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照顾好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 如果本产品或电源部件出现损坏或毁坏，请勿再使用，以免受伤。
- 适配器中包含一个变压器。请勿剪下适配器更换其他插头，否则将导致严重后果。
- 如果适配器已损坏，则务必更换原装型号适配器，以免发生危险。
- 如果仪器头已断裂、破裂、损坏或脏污，请勿继续使用本产品。使用前，请务必检查仪器头。如有问题，请进行更换。
- 请勿将含金属的材料插入小插头的插孔，以免发生短路。
- 本产品内含磁铁。请确保心脏起搏器远离磁铁。戴有心脏起搏器或体内植入有其他设备的人士应远离磁铁。上述人士使用或接触磁铁时，应向专家寻求医疗建议。

## 警告

- 本产品只能用于按摩和轻柔去除上层角质层，加速肌肤新陈代谢，请勿将设备用于任何其他用途。
- 产品的使用频率不要超过每周 2 次，否则可能会刺激皮肤。
- 请勿将产品与（磨砂）膏霜或化学或机械去角质设备配合使用，这可能会损坏设备并损伤肌肤。
- 请在 5° C/40° F 到 35° C/95° F 之间的温度下为本产品充电、使用和存放本产品。
- 至少每 3 个月为产品进行一次完全充电，以保持电池寿命。
- VisaCare 可促进润肤霜和面膜的吸收。这一增强作用可能会引起皮肤不良反应。建议在使用 VisaCare 的最初 2-4 周不要更换润肤霜。在此阶段后使用新的润肤霜，要在较小的皮肤区域上对该润肤霜进行测试。如果在 VisaCare 护理的皮肤上使用润肤霜时出现不良反应，请不要再继续使用该润肤霜。刚开始使用设备或中断超过 2 周后重新开始护理，请使用敏感仪器头。这将让您的皮肤再次适应该设备。

## 禁忌及其他警告

本设备专为解决肌肤出现衰老时的问题而研发。随着年龄的增长，表层肌肤会因外在和内在因素而变薄，粗糙的肌肤和光损伤的痕迹会越来越明显。本设备的目标护理区是面部肌肤（不包括眼部下方和上方区域）。

### 切勿在以下情况使用本产品：

- 要护理的区域存在皮肤感染、开放性伤口、皮疹、烧伤、晒伤、发炎、湿疹、牛皮癣、酒糟鼻、毛细血管扩张（红血丝或蜘蛛状血管病）、敏感性皮肤、感染症（如疱疹或粉刺痤疮）。
- 要护理的区域存在大痣、纹身、酒色斑、持久化妆或任何皮肤过敏。
- 肌肤仍处于外观修整过程（如在过去 2 周内进行过化学或机械去角质、激光磨皮、点阵激光护理、电波拉皮护理或任何其他填充塑型护理）的恢复期。
- 如果您正在服用类固醇或痤疮药物（维甲酸、异维 A 酸）等可能会影响肌肤的药物，请咨询医生。
- 如果肌肤上有瘰子，请勿尝试用本设备去除，这可能会造成瘰子扩散。
- 如果肌肤上有疤痕，请先咨询医生或皮肤科专家再开始使用设备。
- 与任何其他包含活性去角质成份的家用肌肤护理系统配合使用。

### 一般建议

- 每次护理后，建议在设备护理过的区域至少使用 3 天防晒用品（防晒指数 (SPF) 为 30 或更高）。
- 如果您有明显的皮肤问题（包括但不限于黑色素瘤、基底细胞癌、光化性角化病、黄褐斑、全身性红斑狼疮、卟啉病、凝血异常及胶原异常，如瘢痕疙瘩、过多瘢痕或不良创面愈合史），请先咨询医生再开始使用设备。
- 如果您打算享受阳光（如夏季假日）并且要经常晒太阳，建议您在度假前 1 周停止使用紧致仪器头，而仅使用亮白仪器头。

## 电磁场 (EMF)

本飞利浦设备符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。


## 充电


### 为产品充电

注意：您可以在电池未充满电时使用本产品。但是将无法获得最佳性能和运行时间。


注意：充电通常约需 8 小时。当产品充满电时，它可在不接电源的情况下使用长达 30 分钟。

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入充电座，将适配器插入电源插座。





3 将本产品置于充电座中。



- 充电指示灯呈白色闪烁，表示产品正在充电。



- 电池充满电时，充电指示灯将呈白色持续亮起。大约 30 分钟后，充电指示灯熄灭以节省能源。

## “电池电量低”指示

使用期间和关闭产品后，当电池电量即将耗尽时，充电指示灯会呈琥珀色闪烁 4 秒。电池电量足以完成 5 分钟的护理。当电池电量完全耗尽时，设备将自动关闭，充电指示灯会呈琥珀色快速闪烁。建议您在使用后立即为产品充电

## 使用准备

首次使用之前，确保为产品充电 8 小时。

### 准备

使用本产品前，请务必清洁面部，并轻柔地擦干水份。

注意：本产品只能干用。不得在湿润的面部或在淋浴或沐浴时使用。

### 使用仪器头

VisaCare 配有两种不同的仪器头：


- 用于普通护理的“普通”护理仪器头。
- 用于柔和护理的“敏感”护理仪器头。

首次护理时，建议您使用“敏感”护理仪器头，以了解肌肤的反应。如果肌肤对“敏感”护理仪器头反应良好，则可以尝试使用“普通”护理仪器头。有关正

常与不良肌肤反应，已在本用户手册（请参见“故障种类和处理方法”）的其他部分进行了介绍。

注意：请使用封面的二维码或跟踪链接以观看在线视频，以了解有关如何正确使用该产品的说明。

## 使用本产品



注意：每周使用 2 次本产品。请勿频繁使用本产品，否则可能导致皮肤过敏。

1 按开/关按钮启动产品。

2 首次使用该产品时，请先在前臂上测试仪器头，然后再进行面部护理。将产品贴在皮肤上移动一次，然后等待约 1 小时。如果皮肤反应减弱，便可以放心地在面部使用仪器头了。

注意：使用之前，请务必查看仪器头是否损坏。损坏的仪器头会划伤肌肤。如已损坏，请进行更换。

注意：请勿在不安装仪器头的情况下使用设备，因为这样对肌肤无益，而且可能会导致不利的肌肤反应。

3 将仪器头贴于面部，您可以感觉到吸力。确保护理头始终完全接触护理部位的皮肤。但是，请勿将仪器头过于用力地按压在皮肤上。

4 轻柔地直线移动仪器头。从下巴开始，然后移至两颊、前额和鼻子。确保对所有区域进行护理。

提示：用另一只手绷紧皮肤并按住。将设备向远离手的方向移动。这样可以轻松获得适当的吸力，尤其是在太阳穴和两颊处。

有关如何在您的脸部移动产品的详细说明，请参阅用户手册背面的面部移动图。

注意：请勿在大痣、纹身、酒色斑或持久化妆区域移动产品。

注意：请勿使用本产品对眼睛下方和上方肌肤进行护理，因为这些部位的肌肤很薄且娇嫩。使用本设备对眼睛侧面的细纹进行护理时，将另一只手的手指放在眼眼角，朝太阳穴方向（远离手指）移动产品。

注意：在肌肤上移动护理仪器头时，不要停留在某一个位置。

5 根据仪器头类型和您的肌肤条件，请从对每个区域进行 2-4 次护理开始。如果您的肌肤习惯了这种护理，则提高至 4-6 次，或开始使用普通护理仪器头。如果您使用普通护理仪器头，请从对每个区域进行 3-4 次护理开始。肌肤适应该护理后，提高到 4-6 次。



6 护理完所有区域后，按开/关按钮关闭产品。一次完整的护理过程大约需时 5 分钟。

根据您的肌肤类型，您可能会感觉到发热和麻刺感，并且肌肤可能会轻微发红。这只是暂时反应，5-10 分钟内便会消失。

提示：在很难保持完全肌肤接触的区域（如前额），可尝试以不同的方式握持产品。尝试垂直和水平移动，以找到与肌肤恰当接触的最佳方式。您也可以让手保持不动，而移动头部。


**警告：**如果怀疑产品已损坏（如在跌落或碰撞后），请仔细检查仪器头。如已损坏，请进行更换。请勿使用损坏的仪器头，否则可能会导致肌肤刮伤。

## 护理之后


护理之后，请敷用滋养面膜、涂抹日霜或晚霜，请确保在外出时使用防晒用品。3 日内请勿使用任何其他化学或机械去角质设备。使用本产品后 3 日内请勿进行电解脱毛、面部蜡疗或使用脱毛膏。护理后可立即使用化妆品。

**警告：**切勿将本产品浸入水中。切勿使用化学品清洁本产品。


**警告：**切勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁手柄或探头。



1 开始清洁之前，确保产品电源已关闭。



2 从产品上取下仪器头。



3 在水龙头下用热水（最高 70°C）加少许洗涤剂清洁仪器头。如果去角质环变脏，让仪器头在加入洗涤液的热水中或酒精溶液中浸泡 5-10 分钟。您可以使用清洁刷进行清洁。清洁时，请确保将仪器头的滤网倒置，冲掉滤网中的所有污垢。用无绒毛巾擦干仪器头或者让其晾干。干燥后可将其装回手柄。



- 4 用湿布清洁手柄。
- 5 将晾干的护理仪器头装回产品中。
- 6 用湿布擦拭充电座。

**危险：** 保持适配器和充电座干燥。切勿将其浸入水中或放在水龙头下冲洗。

出于卫生考虑和防止滤网堵塞，每次使用后都要清洁护理仪器头。只能使用洗涤剂或酒精溶液（最大浓度 70%）清洁护理仪器头。

## 存放

将产品（装有仪器头）存放在充电座或软袋中。

**注意：** 不要将潮湿的护理仪器头安装在产品上或存放在软袋中。

## 更换

为获得最佳效果，建议每六个月更换一次仪器头，如果磨蚀性结构变形或损坏，则应提前更换。可在我们的网站上购买替换仪器头。可通过产品代码来识别仪器头。可在仪器头的内侧找到该代码。

## 订购配件

要购买附件或备件，请访问 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅全球保修卡了解详细联系信息）。


## 回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池：请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。

## 拆下充电电池

**仅在丢弃本产品时方可取出充电电池。卸下电池之前，请确保产品与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。**

**当您使用工具打开产品时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。**



1 用螺丝刀卸下产品的前面板和后面板，然后取出本设备的内壳。

2 用螺丝刀将卡夹从内部机体上卸下。

3 将电子元件从内壳 (1) 上卸下，然后将充电电池 (2) 拆除。

## 保修和支持

如需信息或支持，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读国际保修卡。

## 故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
我不知道本产品是否适合我的皮肤。	请确认本产品是否适合您的皮肤。
产品不能充电。	确保产品所连接的插座供电正常。检查产品上标示的电压是否与当地的供电电压相符。检查是否已将产品正确地置于充电座中。如果您使用浴室中的插座，则可能需要通过开灯来接通插座电源。如果产品的指示灯始终未亮起或设备始终无法充电，请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。
产品充电时无法工作。	这是一项安全措施。产品充电时无法工作。让产品充电约 1 小时，即可完成 5 分钟的护理。
在湿润的肌肤上使用本产品时无法获得最佳效果。	只能在干燥的肌肤上使用本产品。本产品仅在干燥的肌肤上才能发挥最佳效果。

## 问题

## 解决方法

使用产品后，我的皮肤有不适应反应。

使用本产品护理后短时间内可能会导致肌肤轻度发红。使用过程中，您可能会感觉到发热和麻刺感。这些反应通常会在几分钟内消失，通常会有愉悦感。您可能会感觉皮肤发干或起皮屑、长时间发红或肿胀。此情况可能是由于您将产品过于用力地按于面部或同一区域护理次数过多。下次护理时尝试减小施力或减少在同一区域移动产品的次数。在极少数情况下，产品可能会造成擦伤或起泡、划伤或色素沉着变化。几乎所有肌肤反应均会在 1 周内消失，色素沉着变化会在数周或几个月内减轻。为避免可能出现的副作用，请在护理后使用具有防晒功能的日霜或防晒霜。这有助于避免晒伤。产品已通过测试，并确认按照用户手册中的说明使用时是安全的。药物或产品及其副作用对每个人的影响会有不同。因为使用本设备或任何其他产品总有可能会出现罕见的或以前未知的副作用，如果您遇到上文中未提及的副作用，请联系飞利浦客户服务中心。

很难在肌肤上滑动产品/未感觉到吸力/效果似乎不如以前护理后的效果。

检查过滤网是否堵塞。在水龙头下冲洗仪器头。如果去角质环变脏，让仪器头在加入洗涤液的热水中浸泡 5-10 分钟。您可以使用清洁刷进行清洁。确保在清洁过滤网时将仪器头倒置，冲掉过滤网中的污垢。用无绒毛巾擦干仪器头或者让其晾干。检查在仪器头卸下后是否可以感觉到产品的吸力：卸下仪器头，然后打开产品。将手指放在小孔处应该能感觉到吸力。如果未感觉到吸力，则产品可能已损坏。请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。

很难在前额上保持吸力。

尝试以不同的方式握持产品，找到仪器头与前额间的正确角度，从而获得良好的肌肤接触。确保在前额上缓慢移动产品。您可以尝试让手保持不动，而移动头部。

我不知道何时开始使用“普通”护理仪器头。

如果在使用“敏感”护理仪器头时未出现副作用，便可以尝试使用“普通”护理仪器头。请注意，首次使用新仪器头时，肌肤可能会出现其他反应。肌肤需要一段时间来适应新仪器头。

## PHILIPS

产品 : 飞利浦微晶紧致嫩肤仪  
 型号 : SC6240  
 额定电压 : 220V~  
 额定频率 : 50Hz  
 额定输入功率: 7.5 W  
 生产日期 : 请见产品本体  
 产地 : 匈牙利



制造商: 飞利浦电子香港有限公司  
 香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦(中国)投资有限公司  
 上海市天目西路218号1602-1605  
 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
 GB4706.15-2008 制造

保留备用

发行日期: 17/1/2018

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI) )	多溴联苯 (PBB)
转换插头	X	O	O	O	O
适配器 印刷的 电路板	X	O	O	O	O
充电站的金属 触点	X	O	O	O	O
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。					
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。					
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。					

## 簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。

什麼是 VisaCare？為什麼可讓您的肌膚煥發光采？年齡、失眠、情緒壓力或環境因素都會影響肌膚。一旦發現肌膚有初老跡象，復原速度不再像以前一樣的時候，您需要更加呵護並注意您的肌膚。因此我們研發「VisaCare」這個精彩的療程裝置，能撫平肌膚初老的痕跡，讓您每一天都擁有輕彈美肌。視肌膚狀況而定，一次療程或幾次療程後將會立即感到肌膚變得更光滑緊緻。4 到 6 週內肌膚就會恢復彈性，膚色更均勻，效果看得見。

您可以在家舒舒服服地使用 VisaCare，讓肌膚更光滑、更緊緻，重獲活力。VisaCare 具備雙重功效系統，去角質的同時還能按摩肌膚。比起光是用雙手，它不僅更有效率，還非常好操控。精心的設計使日常清潔程序更到位，請在洗完臉之後，於敷臉或擦上日霜或晚霜之前使用 VisaCare。使用完畢後，您的皮膚將能更有效地吸收面膜或乳液的精華。準備開始使用了嗎？一週兩次在家使用 VisaCare，享受看得見的美肌效果。

## 飛利浦微晶煥膚儀技術的運作原理

飛利浦 VisaCare 提供兼具雙重功效的空氣拉提和去角質系統，可同時去角質並按摩肌膚。這能夠刺激肌膚的煥膚程序，讓肌膚更加緊緻、平滑、明亮。

- 1 去角質探頭可讓肌膚再生並去除老廢角質，讓肌膚更顯平滑、緊緻，同時也能刺激自然細胞的再生程序，讓肌膚更年輕。它能溫和清除粗糙和剝落角質，讓肌膚煥然新生，同時也讓肌膚可以在療程之後更容易吸收您最愛的乳霜。
- 2 Air Lift System™ 提供溫和的按摩效果，刺激血液循環，同時去除死皮細胞，讓肌膚煥發光采。

## 一般說明 (圖 1)

- 1 濾網
- 2 微晶去角質環
- 3 微晶煥膚儀探頭
- 4 開關按鈕
- 5 充電指示燈與「電量不足」指示
- 6 握柄
- 7 出風口
- 8 充電座
- 9 經常性使用的「一般」探頭
- 10 溫和使用的「敏感」探頭
- 11 電源轉換器
- 12 小插頭
- 收納袋 (未顯示)
- 清潔刷 (未顯示)

## 重要事項


在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

## 危險



- 電源供應裝置請保持乾燥。
- 請勿在潮濕的環境下為本產品充電 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池附近)。

## 警示



- 如需為電池充電，僅可使用本產品隨附的可拆式電源供應裝置 (SSW-2600)。
- 本產品不適合供下列人士 (包括孩童) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有人負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 孩童使用本產品須有人監督，以免孩童將本產品當成玩具。
- 如果產品本身或電源供應裝置損壞或破損，則請勿使用以免受傷。
- 電源轉換器內含一個變壓器。請勿切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 如果轉換器損壞，請務必使用原型號的轉換器更換，以免發生危險。
- 如果探頭破損、裂開、損壞或髒污，則請勿使用本產品。請務必在使用前先檢查探頭。如有疑慮，請更換探頭。
- 請勿將金屬物品插入小插頭，以避免短路。
- 本產品含有磁鐵。磁鐵切勿靠近心律調整器。體內裝有心律調整器或其他植入裝置者不應接近磁鐵。此類人士如要操作或接觸磁鐵，必須先諮詢專業的醫療人員。

## 警告

- 本產品可以按摩和輕輕去除肌膚表層的老廢角質，加速一般換膚速度，除此之外請勿用於其他用途。
- 本產品每週最多只能使用兩次，以免刺激皮膚。
- 使用本產品時請勿塗抹磨砂霜或搭配化學或物理煥膚，以免造成產品損壞和肌膚受傷。
- 請於室溫 5° C/40° F 到 35° C/95° F 間使用、充電並存放本產品。
- 至少每 3 個月為產品充電一次，以維持電池壽命。
- VisaCare 能加強乳霜與面膜的吸收效果。但也因此可能會導致皮膚產生不良反應，建議在剛開始使用 VisaCare 的 2 到 4 週內，不要更換慣用的乳霜產品。這段時間過後，開始換用新的乳霜時，請先在小範圍的部位進行試用。如果在 VisaCare 進行療程的皮膚上使用某乳霜，造成了不良反應，請停止使用該款乳霜產品。開始使用裝置或停用超過 2 週後重新開始療程時，請再次從敏感探頭開始使用。如此能讓您的皮膚重新適應裝置。

## 禁忌和其他警告

本裝置旨在解決臉部的初老跡象，肌膚表層會隨時間因外在和內在因素而變薄，肌膚粗糙和老化跡象也會越來越明顯。本裝置主要用於臉部肌膚 (不含眼周部分)。

### 如有以下情況，則請勿使用本產品：

- 如果皮膚療程部位有感染、開放性傷口、出疹、燙傷、曬傷、發炎、濕疹、牛皮癬、玫瑰斑、毛細血管擴張(紅血絲或蜘蛛狀血管)、敏感膚質、活動性感染(如皰疹或好發面皰粉刺)。
- 如果皮膚療程部位有大黑痣、刺青、酒泉斑、永久紋繡或任何引起皮膚刺激的情況。
- 如果您的皮膚過去兩週內仍在美容恢復期，例如剛進行化學或物理煥膚、雷射磨皮、飛梭雷射、美塑療法或任何搭配皮下充填劑等其他療法之後。
- 如果您正在服用會影響肌膚的藥物，例如類固醇或面皰粉刺治療藥物(Accutane、Isotretinoine 或 Roaccutane)，請先諮詢您的醫師。
- 請勿嘗試使用本裝置來清除突疣，以免造成擴散。
- 如果皮膚上有傷疤，請在使用本裝置之前先向您的醫師或皮膚科醫師諮詢。
- 搭配其他含活性煥膚成份的家用護膚設備。

### 一般建議

- 每次使用完畢後，建議至少 3 天在療程部位上使用 SPF 30 或更高係數的防曬產品。
- 如果有重大的皮膚狀況(包括但不限於黑色素瘤、基底細胞癌、光化性角化症、黃褐斑、全身性紅斑性狼瘡、紫質症、凝血功能異常及膠原蛋白異常，如癩痕疙瘩、蟹足腫、過度癩痕形成或傷口癒合能力異常病史者)，請在使用本裝置之前先向您的醫師諮詢。
- 如果您打算享受陽光(例如夏季假期)，建議您在假期的前一週或只要皮膚有持續暴露於陽光下的可能，請停止使用緊緻探頭，僅使用亮白探頭。

## 電磁波 (EMF)

本飛利浦裝置符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。


## 充電


### 為產品充電

注意：充飽電之前也可以使用本產品，不過其效能與操作時間可能有限。

注意：充電一般約需 8 小時。本產品充飽電後，可以無線使用長達 30 分鐘。

- 1 確定關閉本產品的電源。
- 2 將小插頭插入充電座插座，並將轉換器插入牆上插座。





3 將產品置於充電座中。



- 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。



- 當電池充飽電力後，充電指示燈會持續亮白光。大約 30 分鐘後，充電指示燈會熄滅以節省能源。

## 「電量不足」指示

電池即將用盡時，充電指示燈會在使用期間和關閉產品電源之後閃爍琥珀色燈 4 秒。此時電池仍有足夠電力完成 5 分鐘的療程。電力完全用盡時，本裝置會自動關閉電源，而充電指示燈會加速閃爍琥珀色燈。

## 使用前準備

第一次使用本產品前，請務必先為本產品充電達 8 小時。

### 準備工作

使用本產品之前，務必清潔並溫和擦乾臉部。

注意：本產品僅供乾用。請勿在濕潤臉部或在淋浴或泡澡時使用。

### 探頭應用

VisaCare 附贈兩種不同的探頭：

- 經常性使用的「一般」探頭。
- 溫和使用的「敏感」探頭。

建議您在第一次療程時，先使用「敏感」探頭，以了解肌膚反應。如果肌膚對「敏感」探頭反應良好，就可試試「一般」探頭。本使用手冊(見「疑難排解」)都有詳加說明肌膚正常和不正常反應。

注意：使用封面的 QR 條碼或依照連結觀賞線上影片，以瞭解如何正確使用本產品。

## 使用本產品

注意：每週使用本產品兩次即可。請勿過度頻繁使用本產品，以免刺激皮膚。



1 按下開關按鈕，開啟產品電源。

2 第一次使用本產品時，請先在前臂上試用探頭，然後才在臉上使用本產品。在皮膚上推移本產品一次，然後等待約一小時。如果有肌膚反應，且在一小時內消失，您就可以安心在臉上使用本探頭。

注意：每次使用前，請先務必目視檢查探頭有無損壞。損壞的探頭有可能會刮傷您的肌膚。若探頭受損，請馬上更換。

注意：請勿在未裝上探頭的情況下使用本裝置，以免對肌膚起不了保養作用或引起不當反應。

3 將探頭放在臉上，即可感覺到吸力。請確定探頭務必隨時完全觸及施用部位的肌膚。不過，請勿用力將探頭抵住臉部肌膚。

4 以直線方式輕輕移動探頭。從下巴開始，然後移動到臉頰、額頭及鼻子。確保治療到所有部位。

提示：使用另一隻手拉緊皮膚，然後把本裝置往反方向推移，如此能讓吸力恰到好初，尤其要注意太陽穴和臉頰等部位的吸力。

若要瞭解如何適當地在臉上推移產品，請參閱使用手冊背面的臉部分區圖，取得詳細說明。

注意：請勿在大黑痣、刺青、酒泉斑或永久紋繡上使用本產品。

注意：請勿將本產品用於眼部周圍的肌膚，此處皮膚較薄，且較脆弱。針對眼睛側邊的細紋進行療程時，請用一根手指拉緊眼皮一角，然後將裝置從手指移動到太陽穴處。

注意：將療程探頭置於皮膚上時，請勿讓探頭停留不動。

5 視探頭類型與您的肌膚狀況而定，一開始先在每個部位治療 2-4 次。當皮膚適應療程後，逐漸增加到 4-6 次，或改用一般療程探頭。剛開始使用一般療程探頭的時候，先在每個部位治療 3-4 次。待皮膚逐漸適應後，把頻率增加到 4-6 次。



6 完成所有部位的療程之後，請按下開/關按鈕關閉本產品電源。完整療程時間約 5 分鐘。

視您的膚質而定，可能會感到溫熱和刺痛感，而且皮膚可能會變得稍紅。這是暫時現象，5 到 10 分鐘內應會消除。

提示：針對較難完整接觸皮膚的部位 (如額頭)，您可以試著變換握持本產品的方式。試試垂直及水平移動，找到最容易與皮膚貼合的方式。您也可以讓手停住不動，換頭部移動。


**警告：**如果發現產品可能有損壞 (例如掉落或碰撞後)，請仔細檢查探頭。若探頭受損，請馬上更換。請勿使用損壞的探頭，以免刮傷。

## 療程結束後


療程結束後，可敷上滋潤面膜、日霜或晚霜，外出時請務必擦上防曬乳液。3 天內請勿使用任何其他的物理或化學去角質。使用本產品後 3 天內請勿進行電解、面部蜜蠟除毛療程或使用脫毛劑。治療之後可立即上妝。

**警告：**請勿將本產品浸泡在水中。請勿使用化學清潔劑清潔本產品。


**警告：**切勿使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔握柄或探頭。



1 在您開始進行清潔之前，請確定將產品的電源關閉。



2 請取下本產品的探頭。



3 在水龍頭下以熱水 (最高 70° C) 和些許清潔劑清洗探頭。如果微晶去角質環太髒，請將探頭浸泡在含清潔劑的熱水或酒精溶液中 5 到 10 分鐘。您可以使用刷子來清潔。清潔療程探頭的濾網時，探頭務必朝下，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。請以柔軟無絨的毛巾擦乾探頭，或使其自然風乾。待探頭完全乾燥後，再裝回握把上。



- 4 用濕布清潔握柄。
- 5 將乾燥的療程探頭放回產品上。
- 6 用濕布擦拭充電座。

**危險：**轉接頭和充電座需保持乾燥。切勿浸入水中或置於水龍頭下沖洗。

基於衛生考量，每次使用後應清潔療程探頭，防止濾網阻塞。僅限使用清潔劑或酒精溶液（最高 70%）來清潔療程探頭。

## 收納

收納本產品時，將探頭裝在充電座上或放入收納袋中。

**注意：**請勿將潮濕的療程探頭收納在產品上或收納袋中。

## 更換

為達最佳效果，建議您每六個月更換一次探頭。若發現磨蝕性結構變形或損壞時，則應提早更換。您可以在我們的網站上訂購更換探頭。產品代碼可用於識別您的探頭類型。您可以在探頭內側找到此代碼。

## 訂購配件

若要購買配件或備用零件，請造訪 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)，或洽詢您的飛利浦經銷商。您也可以聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心（詳細聯絡資料請參閱全球保證書）。

## 回收



- 此符號表示本產品不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2012/19/EU)。




- 此符號表示本產品含有內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2006/66/EC)。請將產品攜至政府指定的回收站或飛利浦服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

## 取出充電式電池

**請僅在棄置本產品前取出充電式電池。取出電池前，請確認裝置已從牆上插座拔出，且電池電力已完全耗盡。**

**使用工具打開裝置或棄置充電式電池時，請採取任何必要的安全預防措施。**



- 1 使用螺絲起子拆除產品的背面和正面護板，然後取出產品的內部外殼。
- 2 以螺絲起子從機體內部拆下固定夾。
- 3 從內部外殼 (1) 拆下電子零件，然後拆下充電電池 (2)。

## 保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或參閱全球保固說明書。

## 疑難排解

本章概述了使用本產品最常遇到的問題。如果無法利用以下資訊解決遇到的問題，請造訪 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 瀏覽常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

問題	解決方法
我不知道此產品是否適合我的肌膚使用。	請檢查本產品是否適合您的肌膚。
產品無法充電。	請確認產品連接的插座是否正常供電。檢查本產品上所標示的電壓是否符合當地電壓。檢查本產品是否正確裝在充電座上。如果使用的是浴室櫥櫃的插座，可能必須打開電源燈才能啟動插座供電。如果本產品上的指示燈仍未亮起，或如果本產品仍然無法充電，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。
產品正在充電，但無法運作。	此為安全措施。本產品不適合在充電進行中使用。欲進行 5 分鐘的療程，請讓本產品充電約 1 小時。
在濕潤的皮膚上使用本產品的效果不佳。	僅可在乾燥肌膚上使用本產品，才能產生最好的效果。

## 問題

## 解決方法

我的肌膚在使用本產品後會產生反應。

進行本產品療程後可能會馬上出現輕微紅腫。您可能會在使用時感到溫熱刺痛，這些症狀通常會在幾分鐘內消除，通常不會感到不適。如果肌膚出現乾燥或脫皮、持續紅腫或腫脹的情況，可能是因為使用本產品時的力道過大，或在同一部位推移太多次。下次療程時，請試著降低力道或推移次數。在極少數的情況下，本產品可能會造成瘀青或水泡、刮傷或色素沈澱變化。所有的皮膚反應幾乎都會在一週內消失，色素沈澱變化則會在幾週或幾個月內淡化。為了避免可能產生的副作用，請在療程後使用有防曬功能的日霜或防曬乳液，以免曬傷。本產品已經過測試，確認按照使用手冊操作安全無虞。每個人對藥物或裝置及其可能的副作用反應不盡相同。由於使用本產品或其他任何產品還是可能會有罕見或未知的副作用，如遇上未提及的副作用，請聯絡飛利浦客戶服務中心。

本產品在我的肌膚上不易滑動/我感覺不到吸力/每次療程後的效果都不如上次。

請檢查濾網是否阻塞。請在水龍頭下清洗探頭。如果微晶去角質環太髒，請將探頭浸泡在含清潔劑的熱水中 5 到 10 分鐘。您可以使用清潔刷來清潔。清潔療程探頭的濾網時，探頭務必朝下，以沖洗殘留在濾網內的髒汙。請以柔軟無絨的毛巾擦乾探頭或使其自然風乾。取下探頭，以檢查是否感覺到本產品的吸力：取下探頭，然後開啟本產品電源。將手指放在洞口，應能感覺到吸力。如果感覺不到吸力，則本產品可能已損壞，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

在額頭上滑動時吸力不穩。

試著用不同的方式握持本產品，以找到探頭最能貼合額頭肌膚的正確角度。請務必在額頭上緩緩推移本產品。您也可以嘗試手停住不動，換頭部移動。

我不知道何時要開始使用「一般」療程探頭。

只要使用「敏感」探頭之後未出現任何副作用，就可以開始嘗試「一般」探頭。請注意，第一次使用新的療程探頭時，可能會有不同的皮膚反應。請給肌膚一段時間適應新的探頭。

## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 최대한 누리시려면 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서 제품을 등록하십시오.

비자케어는 무엇이며 피부를 어떻게 관리해 줄까요? 노화, 수면 부족, 정신적인 스트레스 또는 환경적인 요인들로 인해 피부가 손상될 수 있습니다. 피부 노화의 조짐이 보이기 시작하고 더 이상 피부가 빨리 회복되지 않는다고 느껴진다면 피부 관리에 각별한 관심과 노력을 기울여야 할 때입니다. 이것이 바로 필립스가 시간이 지나도 변치 않는 동안 피부를 위해 노화의 첫 징후를 해결해 줄 새로운 접근 방식인 비자케어를 개발한 이유입니다. 현재 피부 상태에 따라 한 세션 또는 몇 세션만으로도 피부가 매끄러워지고 재생되는 효과를 바로 느낄 수 있습니다. 4~6주 내에 피부 탄력 및 피부톤 개선 효과를 볼 수 있습니다.

비자케어를 사용하여 집에서도 편안하게 피부 윤기, 탄력, 재생 효과를 누릴 수 있습니다. 비자케어에는 각질 제거와 마사지를 동시에 수행하는 듀얼 액션 시스템이 적용되어 있습니다. 이 시스템은 손으로 피부 각질을 제거할 때 보다 더욱 효과적이며 조절 기능이 뛰어납니다. 현재의 스킨케어 방식을 보완하도록 설계된 비자케어를 피부 세안 후 영양 마스크 팩, 데이 크림 또는 나이트 크림을 바르기 전에 사용하면 피부가 마스크 팩 또는 크림을 더 잘 흡수할 수 있는 상태가 됩니다. 사용할 준비가 되셨나요? 집에서 일주일애 두 번 비자케어(VisaCare)를 사용하는 것만으로도 눈에 보이는 효과를 느낄 수 있습니다.

## 필립스 미세박피 기술이 작동하는 방식

필립스 비자케어에는 듀얼 액션 에어 리프트 및 각질 제거 시스템이 적용되어 있어 각질 제거와 마사지를 동시에 수행합니다. 이러한 자극으로 박피가 진행되어 더욱 윤기와 탄력이 있고 빛나는 피부로 바뀌어줍니다.

- 1 각질 제거용 팁이 자연스러운 세포 재생 과정을 촉진하여 더욱 매끄럽고 윤기 나며 탄력 있는 피부로 거듭나게 합니다. 또한 거칠고 각질 있는 피부를 부드럽게 닦아내 피부가 정돈되고 스킨케어 제품을 더 잘 흡수할 수 있는 상태로 만들어 줍니다.
- 2 에어 리프트 시스템™이 부드럽게 피부를 마사지하고 혈액 순환을 촉진하는 동안 죽은 세포가 제거되어 피부가 활력을 되찾을 수 있습니다.

## 구성품 명칭(그림 1)

- 1 필터
- 2 각질 제거 링
- 3 미세박피 팁
- 4 전원 버튼
- 5 충전 표시등 및 '배터리 부족' 표시등
- 6 핸들
- 7 공기 배출구
- 8 충전대
- 9 주기적인 사용을 위한 '일반' 팁
- 10 부드러운 사용을 위한 '민감성 피부' 팁
- 11 어댑터
- 12 전원 플러그
- 파우치(그림 없음)
- 청소용 브러시(그림 없음)

## 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

### 위험



- 전원 공급 장치를 건조한 상태로 보관하십시오.
- 습한 환경(예: 물이 채워진 세면대나 작동 중인 샤워기 또는 수영장 근처)에서 제품을 충전하지 마십시오.

### 경고



- 배터리를 충전하려면 제품과 함께 제공된 분리형 전원 공급 장치(SSW-2600)만 사용해야 합니다.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품 또는 전원 공급 장치가 손상되거나 고장난 경우 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 어댑터에는 변압기가 내장되어 있습니다. 위험할 수 있으므로, 어댑터를 잘라내고 다른 플러그로 교체하지 마십시오.
- 어댑터가 손상된 경우 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 팁이 파손, 손상 또는 오염되었거나 깨진 경우 제품을 사용하지 마십시오. 사용하기 전에 항상 팁을 확인하십시오. 이상이 있을 시 팁을 교체하십시오.
- 누전을 방지하기 위해 전원 플러그 콘센트에 금속이 포함된 물질을 삽입하지 마십시오.
- 이 제품에는 자기성 물질이 포함되어 있습니다. 자기성 물질을 심장박동기로부터 멀리하십시오. 신체에 심장박동기 또는 기타 장치가 이식된 사람은 자기성 물질 가까이에 있지 않아야 합니다. 이러한 경우 자기성 물질을 다루거나 접촉하기 전에 의학 전문가와 상의하십시오.

### 주의

- 피부 재생 주기의 속도를 높이기 위해 마사지와 표면의 죽은 각질을 살짝 제거하는 것 이외의 다른 용도로 제품을 사용해서는 안 됩니다.
- 피부 자극을 일으킬 수 있으므로 제품을 일주일에 2번을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 제품 및 피부가 손상될 수 있으므로 제품을 스크럽 크림이나 화학 필링 또는 기계 필링과 함께 사용하지 마십시오.
- 제품은 5° C ~ 35° C(40° F ~ 95° F)에서 사용, 충전 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 배터리 수명을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번씩 제품을 완전히 충전하십시오.

- 비자케어는 크림과 마스크 팩의 흡수를 촉진시키며, 이러한 흡수력 개선으로 인해 피부에서 거부 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서 비자케어를 사용하기 시작하는 첫 2~4주 동안은 크림을 바꾸지 않는 것이 좋습니다. 해당 기간 이후 새 크림을 사용하는 경우 피부의 작은 부위에 먼저 테스트해 보십시오. 비자케어로 테스트를 한 피부에 새 크림을 발랐을 때 거부 반응이 있으면 이 크림은 사용하지 마십시오. 기기를 처음 사용하거나 2주 이상 쉬었다가 재사용하는 경우 다시 민감성 피부 팁을 사용하십시오. 이렇게 하여 피부가 기기에 다시 적응하도록 합니다.

## 금지 사항 및 기타 경고

이 기기는 피부 노화의 첫 징후를 개선하기 위해 개발되었습니다. 시간이 지나면서 내적/외적 요인으로 인해 피부 표면이 얇아지면서 피부가 거칠어지고 자외선으로 인한 손상이 보다 두드러집니다. 본 기기는 눈가를 제외한 얼굴 피부에 사용하도록 만들어졌습니다.

**다음과 같은 경우 제품을 사용하지 마십시오.**

- 시술할 부위에 피부 감염, 개방창, 발진, 화상, 햇볕 화상, 염증, 습진, 건선, 주사비, 모세혈관확장증(couperose 또는 spider veins), 민감성 피부, 포진 또는 여드름 등의 감염 증상이 있는 경우
- 시술할 부위에 큰 사마귀, 문신, 검붉은 모반, 영구 화장 또는 기타 피부 자극 증상이 있는 경우
- 화학 또는 기계 박피, 레이저 박피, 프랙셔널 레이저 또는 메조테라피 시술이나 기타 피부 필러가 사용된 시술을 포함한 미용 시술을 받은 후 2주의 회복 기간이 경과하지 않은 경우
- 스테로이드 또는 여드름 약품(아큐탄, 이소트레티노인 또는 로아큐탄) 등 피부에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용 중인 경우 의사와 상의하십시오.
- 본 기기로 사마귀를 제거하려고 시도할 경우 오히려 사마귀가 더 퍼질 수 있습니다.
- 흉터가 있는 경우에는 기기 사용 전 의사 또는 피부 전문가와 상의하십시오.
- 박피 성분이 포함된 기타 가정용 스킨케어 시스템을 사용 중인 경우

### 일반 사항

- 본 기기를 사용하여 세션을 완료할 때마다 시술 부위에 최소 3일간 SPF(자외선 차단 지수) 30 이상의 제품을 바르는 것이 좋습니다.
- 심각한 피부 질환(흑색종, 기저 세포암, 자외선 각화증, 기미, 전신 홍반성 낭창, 포르피린증, 비정상적 응고, 켈로이드 상처와 과도한 흉터 형성 등의 콜라겐 이상, 상처 치유 악화 경험이 포함되지만 이에 국한되지 않음)이 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상의하십시오.
- 여름 휴가지 등에서 햇빛에 노출되거나 극심한 자외선 노출이 염려되는 경우 휴가를 떠나기 일주일 전부터 탄력 회복 팁의 사용을 중단하고 미백 팁만 사용하는 것이 좋습니다.

## EMF(전자기장)

이 기기는 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.


# 충전

## 제품 충전


참고: 배터리가 완전히 충전되기 전에도 제품 사용이 가능하지만 이 경우 최적의 성능과 작동 시간이 보장되지 않습니다.

참고: 일반적으로 충전 소요 시간은 약 8시간입니다. 제품이 완전히 충전되면 최대 30분간 무선으로 사용할 수 있습니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 소형 플러그를 충전대의 소켓에 꽂고 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다.



- 3 제품을 충전대에 올려놓으십시오.



- 충전 중에는 충전 표시등에 흰색 불이 깜박입니다.



- 배터리가 완전하게 충전되면 충전 표시등에 흰색 불이 켜진 상태로 유지됩니다. 약 30분 후 에너지를 절약하기 위해 충전 표시등이 꺼집니다.



## '배터리 부족' 표시등

제품 사용 중 또는 제품의 전원을 끈 후에 배터리가 부족하면 충전 표시등이 황색으로 4초간 깜빡입니다. 이 경우에도 5분 세션을 완료할 수 있는 충분한 전력이 남아 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 기기의 전원이 자동으로 꺼지고 충전 표시등이 황색으로 빠르게 깜빡입니다.

## 사용 준비

제품을 처음 사용하는 경우 사용하기 전에 제품을 8시간 동안 충전하십시오.

### 준비

세안 후 가볍게 물기를 닦은 후 제품을 사용하십시오.

참고: 이 제품은 건식 사용만 가능합니다. 본 제품을 젖은 얼굴이나 목욕 또는 샤워 중에 사용하지 마십시오.

### 사용 팁

비자케어에는 다음 2가지 팁이 제공됩니다.

- 주기적인 사용을 위한 '일반' 팁
- 부드러운 사용을 위한 '민감성 피부' 팁

첫 세션 시 피부 반응을 살피기 위해 '민감성 피부' 팁을 사용하는 것을 추천합니다. '민감성 피부' 팁에 피부가 잘 적응할 경우 '일반' 팁을 사용하시기 바랍니다. 일반적인 피부 반응 및 피부 부작용에 대한 내용은 사용 설명서 (보기 '문제 해결')에 나와 있습니다.

참고: 전면의 QR 코드를 사용하거나 링크를 따라가면 제품의 올바른 사용법에 관한 동영상상을 온라인으로 시청하실 수 있습니다.

## 제품 사용

참고: 제품을 1주일에 두 번만 사용하십시오. 더 자주 사용할 경우 피부 자극을 유발할 수 있습니다.

1 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.



2 제품을 처음 사용하는 경우 먼저 팔에 팁을 테스트한 후에 얼굴에 사용하십시오. 제품을 피부에 테스트한 후 약 1시간 정도 기다립니다. 피부 반응이 사라지면 얼굴에 팁을 사용해도 안전합니다.



참고: 사용 전 팁의 손상 여부를 항상 확인하십시오. 손상된 팁을 사용하면 피부에 상처가 날 수 있습니다. 팁이 손상된 경우 교체하십시오.

참고: 팁이 없는 상태에서 기기를 사용하지 마십시오. 이 경우 피부에 아무런 도움이 되지 않으며 이상 반응을 초래할 수 있습니다.

- 3 흡입력이 느껴질 정도로 팁을 얼굴에 밀착시킵니다. 팁과 관리하려는 부위의 피부가 완전히 밀착되도록 하십시오. 그러나 피부 표면에 팁을 너무 세게 누르지 마십시오.
- 4 팁을 직선으로 부드럽게 움직입니다. 턱부터 시작해 볼, 이마 및 코 부분으로 이동하면서 모든 부위를 시술합니다.

**도움말:** 한 손으로 피부를 잡아 당긴 채 기기를 손과 반대 방향으로 움직이면 관자놀이와 볼 등의 부위를 적절하게 흡입할 수 있습니다.

제품 사용 방법에 대한 자세한 지침은 사용 설명서 뒷면의 페이스얼 케어 그림을 참조하십시오.

**참고:** 큰 사마귀, 문신, 검붉은 모반 또는 영구 화장 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.

**참고:** 눈가와 같이 얇고 섬세한 부위에는 제품을 사용하지 마십시오. 제품을 눈 옆의 잔주름에 사용할 경우 한 손가락을 눈꺼풀 끝에 놓고 기기를 손가락에서부터 관자놀이 방향으로 사용하십시오.

**참고:** 제품을 피부에 사용할 때 시술 팁이 한 부위에 멈춰 있도록 두지 마십시오.

- 5 팁의 유형과 피부 상태에 따라 각 부위를 2~4회 시술합니다. 피부가 시술에 익숙해지면 횟수를 4~6회로 늘리거나 일반 시술 팁을 사용하십시오. 일반 시술 팁을 사용할 경우 각 부위를 3~4회 시술합니다. 피부가 시술에 익숙해지면 횟수를 4~6회로 늘립니다.
- 6 얼굴 전체의 시술을 마친 후에는 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끕니다. 한 세션은 약 5분이 소요됩니다.

피부 유형에 따라 열감이나 따끔거리는 느낌이 나고 약간의 홍조가 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 5~10분 후에 가라앉습니다.

**도움말:** 이마와 같이 피부를 완전히 밀착하기 어려운 부위에는 제품을 다양한 방법으로 움직여 보십시오. 수직 또는 수평으로 움직여 피부와 가장 적절히 밀착되는 방법을 찾아보십시오. 손을 고정하고 머리를 움직여 볼 수도 있습니다.

**주의:** 낙하 또는 충돌로 인해 제품이 손상된 것으로 의심되는 경우에는 팁을 주의 깊게 살펴보십시오. 팁이 손상된 경우 교체하십시오. 피부에 상처가 날 수 있으므로 손상된 팁을 사용하지 마십시오.



## 치료 후

시술 후에는 영양 마스크 팩, 데이 크림이나 나이트 크림을 바르고, 외출 시에는 반드시 선크림을 바르십시오. 시술 후 3일 간은 화학 필링 또는 기계 필링을 포함하여 어떤 방식으로든 각질을 제거하지 마십시오. 제품 사용 후 3일 간은 전기 분해 요법, 얼굴 약식을 피하고 제모 크림을 사용하지 마십시오. 시술 후 바로 화장할 수 있습니다.

**주의:** 제품을 물에 담그지 마십시오. 화학 약품으로 제품을 세척하지 마십시오.


**경고:** 손잡이 또는 팁을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.



1 세척을 시작하기 전에 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.



2 제품에서 팁을 분리하십시오.



3 소량의 세제를 푼 따뜻한 수돗물(최대 70° C)로 팁을 세척하십시오. 각질 제거 링이 더러운 경우 세제를 푼 따뜻한 물 또는 알코올 용액에 팁을 5~10분 동안 담가 두십시오. 브러시를 사용하여 각질 제거 링을 세척할 수 있습니다. 필터 세척 시에는 팁을 뒤집어야 필터 내 먼지가 깨끗이 씻깁니다. 팁을 보풀이 없는 천으로 닦거나 자연 건조하십시오. 건조되면 손잡이 위에 다시 놓아 두십시오.



- 4 젖은 천을 사용하여 손잡이를 닦으십시오.
- 5 말린 시술 팁을 제품에 다시 장착하십시오.
- 6 젖은 천으로 충전대를 닦으십시오.

위험: 어댑터 및 충전대에 물이 묻지 않도록 주의하십시오. 물에 담그거나 행구지 마십시오.

위생적인 사용과 필터 막힘을 방지하기 위해 사용한 후에는 시술 팁을 항상 세척하십시오. 시술 팁 세척 시 세제액 또는 알코올 용액(최대 70%)을 사용하십시오.

## 보관

제품에 팁을 끼우고 충전대 또는 파우치에 보관하십시오.

참고: 시술 팁을 반드시 건조한 후에 제품 또는 파우치에 보관하십시오.

## 교체

최상의 효과를 위해 6개월 마다(마모된 부분이 변형되거나 손상된 경우 더 일찍) 팁을 교체하는 것이 좋습니다. 교체용 팁은 필립스 웹 사이트에서 구입할 수 있습니다. 교체용 팁은 제품 코드로 식별됩니다. 제품 코드는 팁 안쪽에 기재되어 있습니다.

## 액세서리 주문

액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면 [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)를 방문하거나 필립스 대리점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다(연락처 정보는 제품 보증서 참조).

## 재활용



- 이 기호는 본 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 됨을 의미합니다(2012/19/EU).




- 이 기호는 본 제품에 가정용 쓰레기(2006/66/EC)와 함께 폐기하면 안 되는 충전식 배터리가 포함되어 있음을 나타냅니다. 제품을 지정된 재활용 수거 장소 또는 필립스 서비스 센터에 가져가 충전식 배터리를 전문적으로 처리하는 것이 좋습니다.
- 전기 및 전자 제품과 충전식 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

## 충전식 배터리 분리


제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 배터리를 분리하기 전에 제품을 벽면 콘센트에서 분리했고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를 폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오.



- 1 드라이버를 사용하여 제품의 후면 패널 및 전면 패널을 분리하고 내부 케이스를 꺼냅니다.

## 44 한국어



- 2 드라이버로 안쪽 본체에서 클립을 분리하십시오.
- 3 내부 하우징에서 전자 장치를 분리하고(1) 충전식 배터리를 분리하십시오(2).

## 품질 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하거나 국제 보증 리플릿을 참조하십시오.

## 문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

### 문제점

### 해결책

이 제품이 내 피부에 적합한지 모르겠습니다.

제품이 피부에 적합한지 확인하십시오.

제품이 충전되지 않습니다.

제품을 연결한 전원에 전력이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오. 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오. 제품을 받침대에 제대로 올려놓았는지 확인하십시오. 욕실의 콘센트를 사용하는 경우 욕실 전등을 켜야 콘센트에 전류가 흐르는 경우가 있습니다. 여전히 제품의 표시등이 켜지지 않거나 제품이 충전되지 않는 경우 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

충전하는 동안에는 제품이 작동하지 않습니다.

안전을 위해 충전 시에는 제품이 작동하지 않도록 설계되었습니다. 제품을 약 1시간 정도 충전하여 5분간의 세션을 완료할 수 있습니다.

피부가 젖은 상태에서 제품을 사용하면 효과가 좋지 않습니다.

피부에 물기가 없는 상태에서만 제품을 사용하십시오. 피부에 물기가 없는 상태에서만 제품이 최적으로 작동합니다.

**문제점**

**해결책**

제품 사용 후 피부에 자극이 일어납니다.

시술 직후 피부가 약간 붉어질 수 있습니다. 사용 중 열감이나 따끔거리는 느낌을 받을 수 있습니다. 이러한 증상은 몇 분 이내에 사라지며 일반적으로 불쾌감이 느껴지지 않습니다. 피부가 건조하거나 거칠어지거나, 홍조 또는 부기가 지속될 수 있습니다. 이는 제품을 피부에 너무 세게 눌렀거나 같은 부위에 너무 많이 사용했기 때문입니다. 다음 세션시에는 제품을 살짝 대거나 같은 부위의 시술 횟수를 줄여 보십시오. 제품 사용으로 인해 드물게 멍이나 물집, 긁힘이나 색소 침착이 발생할 수 있습니다. 대부분의 피부 반응은 일주일 내 사라지며 색소 침착은 몇 주 또는 몇 개월 이내에 줄어듭니다. 부작용을 피하려면 세션 후 자외선 차단 기능이 있는 데이 크림을 바르십시오. 그러면 자외선으로부터 피부를 보호할 수 있습니다. 본 제품은 사용 설명서에 따라 사용 시 안정성이 테스트 및 검증되었습니다. 약품 또는 제품 및 그에 따른 부작용은 개인마다 다릅니다. 따라서 본 제품이나 다른 제품 사용 시 드문 부작용 또는 새로운 부작용이 발생할 수 있습니다. 위에 언급되지 않은 부작용이 나타나면 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오.

제품을 피부에 대고 밀기가 어렵습니다./흡입력이 느껴지지 않습니다./이전 세션보다 효과가 떨어진 것 같습니다.

필터가 막혀 있는지 확인하십시오. 팁을 수돗물로 헹구십시오. 각질 제거 링이 더러운 경우 세제를 쓴 따뜻한 물에 팁을 5~10분 동안 담가 두십시오. 세척 브러쉬를 사용하여 각질 제거 링을 세척할 수 있습니다. 필터 세척 시에는 팁을 뒤집어야 필터 내 먼지가 깨끗이 씻깁니다. 팁을 보풀이 없는 천으로 닦거나 자연 건조하십시오. 팁을 분리한 후 흡입력을 느낄 수 있는지 확인하십시오. 팁을 분리하고 제품의 전원을 켜십시오. 구멍에 손가락을 대면 흡입력이 느껴져야 합니다. 흡입력이 느껴지지 않으면 제품이 고장난 것일 수 있습니다. 해당 국가의 필립스 고객상담실에 문의하십시오.

이마에서 흡입력이 지속되지 않습니다.

올바른 피부 접촉을 위해 이마에서 팁의 올바른 각도를 찾도록 제품을 다양한 방법으로 움직여 보십시오. 이마 위로 제품을 천천히 이동해 보십시오. 손을 고정하고 머리를 움직여 볼 수도 있습니다.

'일반' 팁은 언제 사용해야 하는지 모르겠습니다.

'민감성 피부' 팁을 사용했을 때 부작용이 없었다면 '일반' 팁을 사용해도 됩니다. 새로운 팁을 처음 사용할 경우 또 다른 피부 반응이 생길 수 있습니다. 피부가 새 팁에 적응할 시간이 필요합니다.

**제조번호 부여기준** : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.











© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.1868.5