

PHILIPS

kannettava
lääkesumutin

InnoSpire Go

Kätevä hoito

Hoito vie 4 minuuttia**

Sisäinen ladattava akku



HH1342



Nopea, tehokas ja hiljainen

Saat enemmän aikaa elämääsi

Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen InnoSpire Go -sumutin lyhentää hoitoaikaa, jolloin sinulle tai lapsellesi jää enemmän aikaa olla yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Sisäinen ladattava akku

- Jopa 30 hoitokertaa

Nopea hoito

- Lyhentää hoitoaikaa 25 %:lla* Hoito vie 4 minuuttia**
- Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille

Kätevä kaksiosainen laite

- Tyylikäs ja yksinkertainen
- Puhdistus ja ylläpito on helppoa ja nopeaa

Lähes äänetön

- Lääkkeen voi ottaa missä tahansa

Kohokohdat

Sisäinen pitkäkestoinen akku



Ladattava akku kestää 30 hoitokertaa (120 minuutin käytön) yhdellä latauksella.

Helppokäyttöinen



Aloita hoito painamalla painiketta. Hoidon lopuksi laite antaa ääni- ja valomerkkejä ennen kuin sammuu automaattisesti.

Nopea hoito



Kliinisesti testattu Aerogen Vibronic -lääkesumutin nopeuttaa hoitoa muuttamalla nestemäisen lääkkeen hienoksi sumuksi värähtelevän verkon avulla.

Kätevä kaksiosainen laite



InnoSpire Go:n suukappale on helppo irrottaa, puhdistaa ja huoltaa. Kolme helppoa vaihetta täyttöön, lääkehoitoon ja puhdistukseen.

Monipuolinen



InnoSpire Go on suunniteltu hengitystiesairauksiin usein määrätyille aerosolilääkkeille.

Lähes äänetön hoito



Pientä, kannettavaa ja huomaamatonta sumutinta voi käyttää missä tahansa niin, että sinä tai lapsesi voitte jatkaa päivittäisiä puuhianne missä olettekin.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Koko: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Paino: 111 g

Akkutyyppi: Litiumioni

Aerosolin tiedot

Salbutamoli 2,5 ml: MMAD μm : 3.99, Treatment time (min:sec): 4.18, Residual volume ml: 0.3

Salbutamoli 2,5 ml: Inhaloitavien alle 5 μm :n hiukkasten osuus: 64,4 %

Ipratropiiniibromidi 2 ml: MMAD μm : 3.93, Treatment time (min:sec): 3.44, Residual volume ml: 0.2

Ipratropiiniibromidi 2 ml: Inhaloitavien alle 5 μm :n hiukkasten osuus: 65,3 %

Budesonidi 2 ml: Inhaloitavien alle 5 μm :n hiukkasten osuus: 52,1 %

Budesonidi 2 ml: MMAD μm : 4.84, Treatment time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

Huolto

Käsikappaleen takuu: 2 years

Suukappaleen takuu: 1 year

