

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



**Philips Sonicare
DiamondClean
300 SERIES**

PHILIPS

1	Important	3
2	What's in the box	6
3	Before first use	7
4	Using your Sonicare	8
5	Getting used to your Sonicare	10
6	Travelling with your Sonicare	11
7	Cleaning your Sonicare	12
8	Storing your Sonicare	13
9	Environment	14
10	Guarantee and service	15

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the plugged-in charging base away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charging base or charging travel case in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charging base or charging travel case is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Never use the charging base or charging travel case if it is damaged in any way. If the charging base, the charging travel case, the cord or the plug is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle), stop using it. This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and service').
- Do not use the charging base or charging travel case outdoors or near heated surfaces.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution


- Do not use the toothbrush in the bath or shower.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not clean the brush head in the dishwasher.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- Supervise children while they are brushing until they have established good brushing habits.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

2



- A** Brush head
- B** Handle with ergonomic shape
- C** Recessed power on/off button
- D** Hidden brushing mode display
- E** Charge indicator
- F** Hygienic travel cap


- G** Charger glass (specific types only)
- H** Charging stand (specific types only)
- I** Charging base
- J** Charging travel case (specific types only)
- K** USB wall adapter (specific types only)
- L** USB cord (specific types only)

3

Before first use

Charge your Sonicare - Charge for 24 hours before first use. The charge indicator flashes green until the Sonicare is fully charged. Rapid yellow flashing indicates that the battery is low (fewer than 3 uses left). Your Sonicare has been designed to last up to 3 weeks on a single charge.

Read 'Travelling with your Sonicare' for additional charging methods. The charger glass is designed to properly charge only one handle at a time. Do not place metallic objects in the charger glass, as this may affect the charging process and may cause the charging base to overheat. This charging base is not compatible with previous Sonicare models.







4

Using your Sonicare



Brushing - Move the brush head slowly and gently across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Do not scrub like a manual toothbrush. Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare do the brushing for you. The Quadpacer is an interval timer that beeps and briefly pauses to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle.

Your Sonicare has 5 modes:

- Clean** - The ultimate in plaque removal (standard mode).
- White** - Whitening mode of 2 minutes to remove surface stains, plus an additional 30 seconds to brighten and polish your front teeth.
- Polish** - Quick 1-minute mode to brighten and polish your front teeth.
- Gum care** - Complete mode combines Clean mode with an additional minute to gently stimulate and massage your gums to improve gum health.
- Sensitive** - Extra gentle mode for sensitive teeth and gums.



Clean	→ 2 min.
White	→ 2:30 min
Polish	→ 1 min.
Gum care	→ 3 min.
Sensitive	→ 2 min.




5

Getting used to your Sonicare

Easy-start - The Sonicare may feel ticklish upon first use. To help you ease into the Sonicare experience, the Easy-start feature gradually increases the sonic power over the first 14 brushings. Brushing must last at least 1 minute to properly advance through this ramp-up cycle.

Easy-start may be deactivated - Place the handle in the plugged-in charging base or charging travel case - Push and hold the on/off button for 2 seconds; 1 beep indicates the Easy-start feature has been deactivated; 2 beeps indicate the feature has been reactivated. Clinical studies must be performed with the Sonicare fully charged and the Easy-start feature deactivated.









6

Travelling with your Sonicare

Charge via wall socket - Place the handle in the charging travel case, plug the USB cord into the USB wall adapter and plug the USB wall adapter into a wall socket. The charge indicator on the handle flashes green until the Sonicare is fully charged.


Charge via USB - Remove the USB cord from the USB wall adapter and insert the USB plug into any USB port. Only use the USB wall adapter and USB cable provided.



7

Cleaning your Sonicare


Clean the Sonicare periodically. Rinse the handle and the brush head. Wipe down all surfaces with a soft cloth and mild soap, if desired. Do not use sharp objects to clean. Only the charger glass is top rack dishwasher-safe. Do not clean brush head, handle, charging base or charging travel case in the dishwasher.



8

Storing your Sonicare

If you are not going to use the Sonicare for an extended period of time, unplug the charging base, clean all parts and store them in a cool, dry place away from direct sunlight.










9

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. Dispose of the rechargeable battery at an official collection point for batteries. By doing this, you help to preserve the environment.

Only remove the rechargeable battery at the end of the product's life. This process is not reversible! Make sure the rechargeable battery is empty. Observe basic safety precautions. **To remove the rechargeable battery from the handle:** Place the handle on a solid surface and lightly tap the housing about 2.5cm from the bottom edge with a hammer. Turn the handle 90 degrees and repeat until the bottom cap separates from the handle.



10

Guarantee and service



If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

1	중요 사항	17
2	구성품	20
3	소닉케어 충전 방법	21
4	소닉케어 사용 방법	22
5	소닉케어 시작하기	24
6	소닉케어 휴대	25
7	소닉케어 세척	26
8	소닉케어 보관	27
9	환경	28
10	품질 보증 및 서비스	29

1

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 전원이 연결된 충전대는 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 욕조, 세면대 등 물이 가까이 있는 곳에 두거나 보관하지 마십시오. 그리고 충전대 또는 여행용 충전 케이스를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 세척 후에는 충전대 또는 여행용 충전 케이스를 완전히 건조시킨 후 전원에 연결하십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 손상된 충전대 또는 여행용 충전 케이스는 사용하지 마십시오. 충전대, 여행용 충전 케이스, 코드 또는 플러그가 손상된 경우 위험할 수 있으므로 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 제품에 손상된 부분(칫솔모, 칫솔 손잡이)이 나타나면 사용을 중단하십시오. 이 제품에는 서비스되는 부품이 없습니다. 제품이 손상되면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오(‘품질 보증 및 서비스’란 참조).
- 충전대 또는 여행용 충전 케이스를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의


- 목욕이나 샤워 중에 사용하지 마십시오.
- 최근 2개월 내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일 이상도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장애 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 보조 기구 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 소닉케어를 사용하십시오.
- 본 제품은 치아와 잇몸, 그리고 혀만 세정할 수 있도록 만들어졌으므로 다른 용도에는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 의사와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.

- 눅거나 휘어진 칫솔모는 사용을 중단하십시오. 마모 증상이 나타나면 칫솔모를 교체하거나 3개월마다 정기적으로 교체하십시오.
- 칫솔모를 식기세척기에서 세척하지 마십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 어린이의 경우 올바른 양치 습관이 형성될 때까지 지도해 주십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 이용하고 나서 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어내십시오. 플라스틱 부분이 손상될 수 있습니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

2



- A** 칫솔모
- B** 인체공학적 형태의 손잡이
- C** 매입형 전원 버튼
- D** 숨겨진 칫솔질 모드 디스플레이
- E** 충전 표시등
- F** 휴대용 위생 캡

- G** 충전기 유리 (특정 모델만 해당)
- H** 충전대 (특정 모델만 해당)
- I** 충전대
- J** 여행용 충전 케이스 (특정 모델만 해당)
- K** USB 벽면 어댑터 (특정 모델만 해당)
- L** USB 코드 (특정 모델만 해당)

3

소닉케어 충전 방법


처음 사용하기 전에 24시간 동안 충전하십시오. 소닉케어가 완전히 충전될 때까지 충전 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 배터리가 부족하면 노란색으로 빠르게 깜박입니다(사용 가능 시간 3시간 미만).

소닉케어는 한 번의 충전으로 최대 3주간 사용하도록 디자인되었습니다.

충전 방법에 대한 자세한 내용은 '소닉케어 휴대'를 확인하시기 바랍니다.

한 번에 하나의 손잡이만 충전하도록 충전기 유리컵을 설계했습니다. 충전기 유리컵에 금속성 물체를 두지 마십시오. 충전 과정에 영향을 미칠 수 있고 충전대가 과열될 수 있습니다.

이 충전대는 기존의 소닉케어 모델과 호환되지 않습니다.



4

소닉케어 사용 방법

칫솔질 - 치아를 가로질러 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 천천히 부드럽게 움직여서 긴 칫솔모가 치아 사이 사이에 닿게 합니다. 수동 칫솔을 사용할 때처럼 칫솔로 문지르지 마십시오. 소닉케어를 더욱 효과적으로 사용하려면 칫솔모를 치아에 세게 문지르지 마시고, 가볍게 미끄러지듯 사용하십시오.

쿼드페이서는 신호음과 짧은 일시 중지 동작으로 입 안의 네 부분을 칫솔질을 할 수 있도록 알려주는 간격 타이머입니다. 선택한 칫솔질 모드에 따라 쿼드페이서는 칫솔질 중 각각 다른 간격의 신호음을 울립니다.

소닉케어는 5가지 모드를 제공합니다.





일반세정 - 탁월한 플라그 제거 효과(표준 모드)가 있습니다.

미백 - 2분의 미백 모드 작동으로 치아 표면의 착색을 제거하며, 30초 더 작동하면 앞니를 환하고 윤택 있게 만들어 줍니다.



폴리쉬 - 1분의 짧은 모드로 환하고 빛나는 앞니를 만들어 줍니다.

잇몸 관리 - 일반세정 모드에 1분을 추가하여 잇몸을 부드럽게 자극 및 마사지하여 잇몸을 건강하게 하는 완벽한 모드입니다.

민감 세정 - 민감한 치아와 잇몸을 위해 더욱 부드럽게 세정해 줍니다.



Clean	→ 2 min.
White	→ 2:30 min
Polish	→ 1 min.
Gum care	→ 3 min.
Sensitive	→ 2 min.




5

소닉케어 시작하기

이지 스타트 - 소닉케어를 처음 사용할 때 간지러움을 느낄 수 있습니다. 이지 스타트는 소닉케어에 익숙해지도록 최초 14회 양치하는 동안 강력한 음파를 서서히 높입니다. 이 점증 사이클을 원활히 작동하기 위해서는 매번 최소 1분의 칫솔질을 하셔야 합니다.

이지스타트 해제 여부 확인 - 손잡이를 전원이 연결된 충전대 또는 여행용 충전 케이스에 두고 2초 동안 전원 버튼을 누르십시오. 신호음이 한 번 울리면 이지스타트 기능이 해제된 것이고 두 번 울리면 이지스타트 기능이 설정된 것입니다.

임상 연구 시에는 반드시 소닉케어를 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 해제해야 합니다.









6

소니케어 휴대

벽면 콘센트를 통한 충전 - 손잡이를 여행용 충전 케이스에 두고 USB 코드를 USB 벽면 어댑터에 연결한 후 USB 벽면 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다. 소니케어가 완전히 충전될 때까지 손잡이의 충전 표시등이 녹색으로 깜빡입니다.


USB를 통한 충전 - USB 벽면 어댑터에서 USB 코드를 뽑은 후 USB 플러그를 아무 USB 포트에 꽂습니다. 제공된 USB 벽면 어댑터와 USB 케이블만 사용할 수 있습니다.



7

소닉케어 세척


소닉케어를 정기적으로 세척하십시오. 손잡이와 칫솔모를 헹구십시오. 원하는 경우 모든 표면을 부드러운 천과 중성 비누로 닦아내십시오. 날카로운 물체를 사용하여 세척하지 마십시오. 단, 충전기 유리는 식기세척기의 맨 윗층에 놓고 세척할 수 있습니다. 칫솔모, 손잡이, 충전대 또는 여행용 충전 케이스는 식기세척기로 세척하지 마십시오.



8

소닉케어 보관

소닉케어를 장기간 사용하지 않으려면 충전대의 전원 코드를 뽑고 모든 부품을 청소한 다음 직사광선이 없는 건냉한 장소에 보관하십시오.










9

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 충전식 배터리를 지정된 배터리 분리 수거함에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

반드시 제품 수명이 다한 후에 충전식 배터리를 분리하십시오. 이 과정은 되돌릴 수 없습니다! 충전식 배터리가 방전되었는지 확인하고 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오.

손잡이에서 충전식 배터리를 분리하려면 손잡이를 단단한 표면에 놓고, 해머로 덮개를 아래쪽 가장자리에서 2.5cm 정도 살짝 누르십시오. 손잡이를 90도 돌리고 하단 캡이 손잡이에서 분리될 때까지 반복하십시오.





보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

보증 제한

전세계 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌꺼짐, 긁힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상



www.philips.com/Sonicare

©2012 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved.
PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV.
DiamondClean Easy-start, Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo
are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.
Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.



100% recycled paper
100% papier recyclé

4235.020.4988.2