



Philips NL9206AD-4
Drachten

CE

PHILIPS
AVENT

4213.354.1014.2



GB: IMPORTANT – Always sterilise before use, either in a Philips AVENT Steam Steriliser, chemical solution or by boiling for 5 minutes. Display case not suitable for sterilisation. Always consult health professional for breastfeeding advice.

PL: UWAGA – Zawsze przed użyciem wydezynfekować w sterylizatorze parowym Philips AVENT, roztworze sterylizującym lub gotując we wrzącej wodzie przez 5 min. Nie sterylizować plastikowego opakowania. Osłonkę nakładać na suchą, czystą pierś. Używać po konsultacji z położną/lekarzem pediatrą.

RU: ВАЖНО – Перед использованием всегда стерилизуйте или в паровом стерилизаторе Philips AVENT или методом химической стерилизации или кипячением в течение 5 минут. Футляр не подлежит стерилизации. По вопросам грудного вскармливания консультируйтесь у специалистов.

SI: POMEMBNO – Pred uporabo sterilizirajte v Philips AVENT sterilizatorju, kemično ali s prekuhavanjem najmanj 5 minut. Embalažna škatlica ni primerna za sterilizacija. Vedno vprašajte zdravstvenega strokovnjaka za nasvet o dojenju.