




飞利浦新安怡
乳头矫正器

对装



SCF152/02

乳头内陷的简单解决方案

方便而有效

乳头扁平或内陷可能给希望用母乳喂养的女性带来问题。乳头矫正器可将乳头轻柔地吸拉到一个套管状的小塑料杯中。

乳头内陷的简单解决方案

- 实验表明
- 非手术 - 采用轻柔的吸拉方式
- 简单精巧

何时使用乳头矫正器

- 在内陷或扁平的乳头上使用

PHILIPS
AVENT

规格

原产地

- 英国

包装内物品

- 抛弃式乳垫：2 件
- 乳头矫正器：2 件

发育阶段

- 阶段：0 至 6 个月，孕期

设计

- 设计周到

操作简易

- 易于隐藏在衣服下：轻推注射器即可释放真空

易于清洗

- 在热肥皂水中清洗

功能

- 矫正内陷的乳头：使用轻柔吸力

材料

- 乳垫：已经皮肤医学测试，天然材料

产品亮点

非手术 - 采用轻柔的吸拉方式

经过几周连续佩戴后，乳头将保持挺立。非常适合在怀孕前使用。但也可以在孕期前六个月使用，这样可以实现持久矫正的目的。如有任何并非天生、而是最近出现的乳头内陷现象，在使用乳头矫正器之前应立即请医生检查。建议不要在孕期最后阶段使用。

实验表明

乳头矫正器：非手术矫正乳头内陷的工具，DD McGeorge FRCS（整形），英国整形外科杂志，1993 年 12 月。

