



**Philips
Patch anti-douleur
BlueTouch**

Technologie innovante LED bleue

Pour douleurs dorsales
musculaires
Sans fil

Doit être utilisé avec une sangle



PR3092/00

Soulage naturellement le mal de dos

Traitement novateur de la douleur par LED bleues

Le BlueTouch Philips permet de soulager naturellement le mal de dos. Les LED bleues stimulent le processus d'auto-rétablissement du corps ; la douleur régresse sensiblement. Le BlueTouch Philips est disponible en pharmacie sans ordonnance.

Une première mondiale contre le mal de dos

- Traitement exclusif de la douleur par LED bleues
- Nouveaux traitements sans médicaments
- Soulagement : chaleur et processus naturel du corps

Application simple, pratique et discrète

- Sangles dorsales pour un confort optimal
- Courtes durées de traitement, trois niveaux d'intensité
- Portable et discret : à intégrer aux habitudes quotidiennes

Pour le quotidien : longue durée de vie, sans danger

- Utilisation sûre
- Nettoyage simple

Faites l'essai

- Essayez-le : délai de rétractation de 30 jours
- Les premiers effets anti-douleur sont observés au bout de 5 utilisations

PHILIPS

Points forts

Première mondiale

L'utilisation de LED bleues pour soulager le mal de dos est une première mondiale dans le domaine des nouveaux traitements. Le BlueTouch Philips permet de soulager la douleur de manière complètement naturelle : la lumière émise par les LED bleues stimule les processus de soulagement de la douleur propres au corps. Le BlueTouch a été spécialement développé pour une utilisation sur le haut et/ou le bas du dos. Avec son mode d'action naturel, il représente une alternative aux traitements médicamenteux. Le BlueTouch Philips est disponible sans ordonnance en pharmacie.

Alternative aux médicaments

Le principal avantage du traitement par LED bleues est qu'il est naturel. La lumière bleue stimule les propres processus du corps. Lorsque la lumière des LED bleues atteint la peau, les réserves de molécules d'oxyde nitrique (NO) du corps sont libérées et transportées vers le muscle siège de la douleur. Cette petite molécule a un grand effet : les douleurs dorsales sont soulagées de manière naturelle, sans les effets secondaires observés avec les traitements médicamenteux.

Chaleur et oxyde nitrique

En plus du soulagement observable apporté par la chaleur, la lumière des LED bleues stimule la production d'oxyde nitrique (NO) dans le corps. Ainsi, le transfert d'oxygène et de nutriments vers le muscle est amélioré, tandis que la transmission des signaux de douleur est réduite. Les muscles peuvent se relaxer et les douleurs diminuent. Le NO est réputé antioxydant, cytoprotecteur et anti-inflammatoire. Ainsi, il permet d'éviter que les muscles et les nerfs ne s'endommagent et que vous ne vous blessiez à nouveau. Le BlueTouch Philips ne fait pas que soulager : il a également une utilité préventive.

Sangles dorsales

Grâce à ses sangles dorsales confortables et individuellement réglables, le BlueTouch Philips peut être porté sous des vêtements en toute discrétion. Fabriquées avec des textiles de qualité supérieure, elles ont été spécialement développées pour le haut et le bas du dos. Insérez simplement le BlueTouch dans l'ouverture de la sangle dorsale fournie, puis placez-la contre votre corps, et attachez-la à l'aide des fixations en Velcro. Ainsi, le port de votre BlueTouch est confortable à tout moment, à la maison comme en déplacement.

Durée du traitement

Vous pouvez utiliser le BlueTouch Philips jusqu'à deux fois par jour. La durée de chaque traitement

dépend du niveau d'intensité sélectionné. En Mode 1 (léger), utilisez l'appareil pendant 30 minutes maximum, en Mode 2 (moyen), pendant 20 minutes, et en Mode 3 (intense), pendant 15 minutes. Sélectionnez le niveau d'intensité en fonction de vos préférences. Ils offrent une intensité lumineuse et une température différentes. Grâce à l'action des LED bleues, le BlueTouch peut soulager efficacement les douleurs dorsales, lorsque qu'il est utilisé tous les jours.

Portable et discret

Intégrez facilement le traitement de vos douleurs dorsales à vos habitudes quotidiennes avec le BlueTouch Philips. L'appareil fonctionne avec des piles, et donc sans câbles, ce qui vous permet de vous déplacer en toute liberté pendant le traitement. D'une taille compacte, le BlueTouch peut être porté discrètement sous les vêtements. Ainsi, vous pourrez vaquer à vos activités quotidiennes, que ce soit au bureau, à la maison ou dans la rue, pendant votre traitement.

Sécurité

L'utilisation du BlueTouch Philips est absolument sans danger. La lumière des LED bleues stimule uniquement les processus naturels du corps pour soulager la douleur. Il n'y a donc pas d'effets secondaires comme ceux que l'on peut observer avec les traitements médicamenteux. Dès que vous allumez l'appareil, les LED s'allument en mode de feedback basse puissance. Le BlueTouch ne passe en pleine puissance que lorsque le capteur de l'appareil est en contact avec la peau. Il s'éteint automatiquement après le traitement. Un capteur de température surveille en outre la température de votre peau.

Nettoyage simple

Le BlueTouch Philips est facile à nettoyer : essuyez simplement la surface avec un chiffon doux humidifié, ou une brosse très douce. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le placez pas sous l'eau courante. La sangle dorsale passe à la machine à laver à 30 °C.

Délai de rétractation de 30 jours

Essayez le BlueTouch Philips ! Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat.

Des résultats au bout de 5 jours d'utilisation

Selon les études, les premiers effets anti-douleur sont généralement observés au bout de 5 jours d'utilisation du BlueTouch.

Caractéristiques

Traitement naturel de la douleur

- Le BlueTouch contre le mal de dos: Soulagement observable de la douleur
- Patch à LED novateur: 40 LED bleues haute technologie
- Absolument naturel: Sans produits chimiques

Zones d'application

- Pour le mal de dos: modéré, musculaire chronique
- Région lombaire: Colonne vertébrale et région lombaire
- Haut du dos: Épaules et cervicales

Facile à utiliser

- Courte durée d'utilisation: De 15 à 30 min deux fois par jour
- Mode 1 (léger): Deux fois par jour pendant 30 min
- Mode 2 (moyen): Deux fois par jour pendant 20 min
- Mode 3 (élevé): Deux fois par jour pendant 15 min

Spécificités

- Tension nominale: 100-240 V
- Fréquence nominale: 50-60 Hz
- Puissance nominale: 15 W
- Classe: Appareil médical de classe IIa
- Classification: Groupe de risque 1
- Pénétration par l'eau: IP22
- Dose quotidienne maximale: < 90 J/cm²
- Type de batterie: Li-Ion
- Longueur d'ondes de la lumière émise par les LED bleues: 453 nm

Connexions

- Adaptateur secteur: 100-240 V

Prises

- Micro USB: Charge avec câble micro-USB

Fonctionnement

- Taux d'humidité relative: de 30 % à 90 %
- Température: de +10 °C à +35 °C

Rangement

- Taux d'humidité relative: 30 à 90 % (aucune condensation)
- Température: de -20 °C à +35 °C

Poids et dimensions

- Poids du BlueTouch: 0,168 kg
- Dimensions du patch (l x H x P): 353 x 229 x 66 mm
- Dimensions des sangles (l x H x P): 229 x 179 x 30 mm

Sécurité

- BlueTouch: Certifié CE et sans danger
- Mode feedback basse puissance: En contact avec l'air
- Capteur de surchauffe: Arrêt automatique
- Arrêt à la fin du traitement: Automatique



Date de publication
2015-12-18

Version: 7.1.2

EAN: 08 71829 16545 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com