

PHILIPS

sonicare

Zobstarpu -
uzlādējama

AirFloss

1 uzgalis



HX8211/02



Vai nepatīk tīrīt ar zobu diegu? Izmantojiet AirFloss.

Likvidē aplikumu vietās, kur to nespēj zobu birste

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss ir vienkāršs paņēmieni zobstarpu tīrīšanai. AirFloss var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un tam ir unikāla gaisa un mikropilienu tehnoloģija, kas palīdz likvidēt aplikumu grūti aizsniedzamās vietās.

Tīri zobi 30 sekundēs

- Iztīra visu muti tikai 30 sekundēs
- Novietojiet. Nospiediet. Notīriet!

Palīdz izkopt veselīgus ieradumus

- Viegls veids, kā uzlabot zobstarpu tīrību

Uzlabo mutes veselību


- Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem
- Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Vienkārša lietošana

- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Ērts ergonomisks rokturis
- Zobu starpu tīr. uzgalis nodrošina pareizu novietojumu


Izceltie produkti

Gaisa un mikropilienu tehn.



Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Viegls sākums



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus. Pēc trīs mēnešu ilgas AirFloss izmantošanas 96% cilvēku, kas pirms tam neregulāri tīrīja zobus ar zobu diegu, turpināja izmantot AirFloss četras vai vairāk reizes nedēļā.


30 sekunžu tīrīšana



Izmantojot AirFloss, visas mutes tīrīšana ilgst tikai 30 sekundes. Vienkārši vienreiz nospiediet pogu vienai tīrīšanas darbībai, pēc tam pārejiet pie nākamās zobstarpas un atkārtojiet. Lai izmantotu jauno automātiskās

strūklas funkciju, turiet pogu nospiestu un pārvietojiet zobstarpu tīr. uzgali. Ierīce izdos strūklu ik pēc sekundes.

Labāka smaganu veselība



Klīniski apstiprināts, ka Sonicare AirFloss uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Viegli uzpildāms nodalījums




Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un nospiediet pogu. Nodalījumā ietilpst pietiekami daudz šķidruma divām lietošanas reizēm.

Zobu starpu tīr.




Plānā izliktā sprausla un zobu starpu tīr. uzgali ļauj viegli atrast pareizo pozīciju. Vienkārši virziet gar zoba virsmu smaganu līnijas tuvumā, līdz uzgali iesēžas gropē starp zobiem.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi noskalojot aplikumu, ko nevar iztīrīt ar zobu birsti, Sonicare AirFloss palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem.

Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem



Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem

Ergonomisks rokturis

Izstrādāta ērtai lietošanai šaurās vietās, AirFloss ir ērts ergonomisks rokturis un neslidoša virsma.

Specifikācijas

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Mirgošana norāda zemu baterijas līmeni

Baterijas darbmūžs: Līdz 3 nedēļām pēc pilnas uzlādes

Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Tehniskā specifikācija:

Baterija: Uzlādējams

Darbības laiks: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Komplektā iekļautie piederumi

AirFloss rokturis: 1

AirFloss uzgalis: 1

Lādētājs: 1 daudzspriegumu lādētājs

Uzgaļu tureklis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz pat 5X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Autom. strūklas funkcija: Iztīra visu muti 30 sek.

Uzgaļi: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mainiet ik pēc 6 mēn

Dizaina specifikācijas

Krāsa(s): Balta ar zaļiem akcentiem

