



飞利浦新安怡  
乳头矫正器

单个装



SCF152/01

## 乳头内陷的简单解决方案

方便而有效

乳头扁平或内陷可能给希望用母乳喂养的女性带来问题。乳头矫正器可将乳头轻柔地吸拉到一个套管状的小塑料杯中。

### 乳头内陷的简单解决方案

- 实验表明
- 非手术 - 采用轻柔的吸拉方式
- 简单精巧

### 何时使用乳头矫正器

- 在内陷或扁平的乳头上使用

PHILIPS  
AVENT

## 规格

### 原产地

- 英国

### 包装内物品

- 抛弃式乳垫：2 件
- 乳头矫正器：1 件

### 发育阶段

- 阶段：0 至 6 个月，孕期

### 设计

- 设计周到

### 操作简易

- 易于隐藏在衣服下：轻推注射器即可释放真空

### 易于清洗

- 在热肥皂水中清洗

### 功能

- 矫正内陷的乳头：使用轻柔吸力

### 材料

- 乳垫：已经皮肤医学测试，天然材料

## 产品亮点

### 非手术 - 采用轻柔的吸拉方式

经过几周连续佩戴后，乳头将保持挺立。非常适合在怀孕前使用。但也可以在孕期前六个月使用，这样可以实现持久矫正的目的。如有任何并非天生、而是最近出现的乳头内陷现象，在使用乳头矫正器之前应立即请医生检查。建议不要在孕期最后阶段使用。

### 实验表明

乳头矫正器：非手术矫正乳头内陷的工具，DD McGeorge FRCS（整形），英国整形外科杂志，1993 年 12 月。



发行日期 2018-07-03

版本：12.3.1

12 NC: 0000 000 00000  
EAN: 05 01290 90029 43

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)