

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Bezoperacyjne rozwiązanie

Sposób na płaskie lub wklęsłe
brodawki

1 nakładka Nipplette i 2 wkładki
laktac.

 Product Picture

SCF152/01



Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe

Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Nipplette™ pomaga mamom karmiącym piersią z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami sutkowymi. To wyjątkowy i rewolucyjny przyrząd do bezoperacyjnej korekcji. Jest łatwy w użyciu i zapewnia trwałe rezultaty. Efekt korekcji można uzyskać już po kilku tygodniach stosowania.

Łatwe korzystanie i wygoda

- Dodatkowe informacje
- Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe
- Prosta obsługa

Bezoperacyjna korekcja – delikatne ssanie

- Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi

Prostota i dyskrecja – do każdego rozmiaru brodawki

- Najlepiej stosować przed zajściem w ciążę lub w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży.

Zalety

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki

Problem wklęsłych lub płaskich brodawek sutkowych, który często wywołuje stres i utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10% kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku problemów można skorzystać z prostego, komfortowego rozwiązania — nakładki Nipplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne karmienie piersią bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych*. Nakładka składa się z przezroczystego pojemnika w kształcie naparstka z uszczelką przymocowanego do zaworu i tłoka strzykawki.

Kiedy stosować Nipplette

Nipplette należy stosować przed zejściem w ciążę i nosić przez osiem godzin na dobę — w dzień lub w nocy*. Jeśli piersi nie są zbyt wrażliwe, można również korzystać z urządzenia przez pierwsze sześć miesięcy ciąży, co pozwoli uzyskać trwałą korekcję. Po narodzinach dziecka można używać Nipplette przez kilka minut przed każdym karmieniem. Nakładka wyciągnie brodawkę sutkową, umożliwiając dziecku łatwe przysysanie się do piersi i ułatwiając karmienie piersią w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie. Po zakończeniu karmienia piersią efekt korekcji może się cofnąć. W takim przypadku można wrócić do doraźnego stosowania Nipplette.

Wykorzystuje delikatne ssanie

Zalóż pojemnik na otoczkę brodawki sutkowej i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką naciśnij na tłok 5-mililitrowej strzykawki, aby zlikwidować próżnię i wyciągnąć brodawkę. Możesz kontrolować siłę zasysania. Po wyciągnięciu sutka odłącz strzykawkę od zaworu, a Nipplette dyskretnie schowaj pod biustonoszem. Zalecamy stosowanie nakładki jeszcze przed zejściem w ciążę*.

Klinicznie potwierdzony sukces

Badania kliniczne* dotyczące stosowania Nipplette potwierdziły uzyskanie trwałej korekcji płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych niezależnie od tego, czy wykształciły się one w okresie dojrzewania, czy w wyniku operacji zmniejszenia piersi. Wszystkie biorące udział w badaniu kobiety, które nie przeszły takiej operacji, z powodzeniem mogły karmić swoje dzieci piersią. Stałą korekcję można zwykle uzyskać po ciągłym stosowaniu nakładki przez okres od jednego do trzech miesięcy.

Dodatkowe informacje

Nipplette nie będzie działać przy pełnym wypływie mleka. Jednak do tego czasu dziecko powinno nauczyć się skutecznie chwycić brodawkę sutkową.

Dane techniczne

Łatwość czyszczenia

Czyścić w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń

Projekt

Dyskretny kształt

Materiał

Wkładki laktacyjne: Produkt przetestowany dermatologicznie

Nipplette: Polipropylen

Zawartość zestawu

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Nipplette: 1 szt.

Prosta obsługa

Możliwość łatwego schowania pod ubraniem:

Wystarczy nacisnąć na tłok strzykawki, aby zlikwidować próżnię

Funkcje

Sposób na płaskie brodawki: Wykorzystuje delikatne ssanie

Etapy rozwoju

Etap: Przed ciążą, 0–6 miesięcy, Początkowy etap karmienia piersią

