

PHILIPS

AVENT

Avent Nipplette csomag

1db nipplette, 2db melltartóbetét

Lapos/befelé forduló
mellbimbók esetén

1 Nipplette és 2 melltartóbetét

 Product Picture

SCF152/01



Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz Klinikailag bizonyított eredmények*

A Nipplette™ segítséget nyújt a szoptatáshoz a lapos vagy befelé forduló mellbimbóval rendelkező anyukák számára. Ez az egyedülálló és forradalmi eszköz egyszerű, nem sebészeti és tartós megoldást nyújt. Néhány hét folyamatos viselés után a mellbimbó véglegesen kiemelkedik.

Könnyű és kényelmes

- További információ
- A lapos vagy befelé forduló mellbimbókhoz való eszköz
- Egyszerű eljárás

Nem sebészeti megoldás – gyengéd szívómozdulatok

- Klinikailag bizonyított eredmények

Egyszerű és diszkrét – bármilyen méretű mellbimbóhoz megfelelő

- Ideálisan a terhesség előtt vagy annak első 6 hónapjában használandó

Fénypontok

Lapos/befelé forduló mellbimbók esetén

A befelé forduló vagy nem kiálló mellbimbók a nők akár 10%-ánál is előfordulhatnak, pszichológiai szorongást okozva, és megnehezítve a szoptatást az anya és a csecsemő számára egyaránt. A csecsemő szívó mozgásának ki kell emelnie a mellbimbót. Ha ez nem történik meg, a Nipplette™ egyszerű és kényelmes megoldás, amely segíthet. Az eszköz lehetővé teszi a lapos vagy befelé forduló mellbimbókkal rendelkező nők számára a kényelmes szoptatást – invazív sebészeti beavatkozás nélkül*. Egy zárópajzzsal ellátott átlátszó bimbóformából áll, amely egy szelepphez és egy fecskendőcsatlakozóhoz van rögzítve.

Mikor javasolt a használata?

Ideális esetben a Nipplette eszközt a terhesség előtt kell használni, azt nappal vagy éjszaka 8 órás időszakokban viselve*. Ha a mellbimbók nem túl érzékenyek, akkor a terhesség első hat hónapja alatt is viselhető az állandó korrekció elérése érdekében, vagy a baba születését követően pár percig minden szoptatás előtt. A Nipplette kihúzza a mellbimbót, lehetővé téve a baba számára a megfelelő szájtartás egyszerű felvételét, és segítve a szoptatás beindulását az első néhány napban. Az állandó kozmetikai korrekció a szoptatás befejezése után végezhető el; ilyen esetben a Nipplette időnként újra alkalmazható.

Gyengéd szívómozdulatok

A kelyhet egy kézzel a mellbimbóudvar fölé kell tartani, majd a levegőt ki kell szívni egy 5 ml-es fecskendő segítségével, hogy a mellbimbó beszívódjon a kehelybe. A felhasználó saját maga szabályozza a szívóerőt, és a kívánt mértékben húzhatja a mellbimbót, amennyire az még kényelmes. A mellbimbó kihúzását követően a felhasználó óvatosan leválasztja a fecskendőt a szelepről, és diszkrét módon tovább viselheti a Nipplette eszközt a melltartójában a mindennapi tevékenységei során. Lehetőség szerint kezdetben viselje minél többet.*

Klinikailag bizonyított siker

A Nipplette eszközzel végzett klinikai tesztek* bizonyították a lapos vagy befelé forduló mellbimbók sikeres és tartós korrekcióját, függetlenül attól, hogy az állapot már pubertás óta fennállt, vagy mellkisebítő műtét eredménye volt. A mellműtéten át nem esett, a szoptatás miatt aggódó terhes nők mindegyike sikeresen tudott szoptatni. A tartós korrekció általában egy-három hónap folyamatos használat után érhető el.

További információ

A Nipplette nem működik, amikor a tejellátás már teljesen beindul. Azonban akkorra a baba már sikeresen megtanulta a mellbimbó helyes szájba vételét.

Műszaki adatok

Könnyű tisztít.

Meleg, szappanos vízben tisztítsa: Yes

Kialakítás

Diszkrét kialakítás: Yes

Anyag

Melltartóbetét: Bőrgyógyászatilag tesztelt
Nipplette: Polypropylene

A következőt tartalmazza:

Eldobható melltartóbetét: 2 db

Nipplette: 1 db

Könnyű használat

Könnyen elrejthető a ruházat alatt: Push syringe to release vacuum

Funkciók

Megoldás a lapos mellbimbókhoz: Use gentle suction

Fejlődési szakaszok

Fázis: Terhesség előtt, 0–6 hó, Szoptatás kezdeti szakasza

