

PHILIPS

Conector de tubo y
codo de Wisp

Estándar

HH1008



Se conecta al frontal de la mascarilla

Conecte el tubo y el codo giratorio de Wisp al frontal de la mascarilla. También puede deslizar el tubo de la mascarilla por la correa coronal del arnés antes de colocarse el arnés. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Codo rotatorio

Destacados

Codo rotatorio

El codo rotatorio de 360° presenta un diseño que permite una liberación rápida y una exhalación silenciosa

Especificaciones

Service

Garantía: 90 días

Diseño

Liberación rápida: Codo rotatorio de 360°

Specifications

Tubing material: Elastómero de poliéster termoplástico

Elbow/Swivel material:: Policarbonato

