

# PHILIPS

Nébulisateur par  
compression pédiatrique

Sami the Seal

Appareil de table pour usage à  
domicile

Traitement en 6 à 8 minutes\*

\*avec une dose de 2,5 ml de  
salbutamol

HH1304



## Rendre le traitement plus ludique

Le nébulisateur par compression pédiatrique à l'effigie de Sami le phoque a été pensé pour ressembler à un véritable animal et encourager les enfants à suivre leur traitement.

### Technologie SideStream éprouvée

- Administration médicamenteuse efficace
- Administration régulière d'aérosol de haute qualité

### Conçu spécialement pour les enfants

- Efficace, fiable et facile à utiliser
- Mignon et performant

### Durées de traitement courtes

- Traitement en 6 à 8 minutes\*

### Pour les médicaments fréquemment prescrits

- Compatible avec les médicaments fréquemment prescrits

## Points forts

### Rendre le traitement plus ludique



Le nébulisateur par compression pédiatrique à l'effigie de Sami le phoque associe efficacité et fiabilité dans un design mignon pour enfant afin que vous et votre enfant puissiez bénéficier d'une expérience de traitement encore plus ludique. Le compresseur est lesté afin d'apporter une stabilité supplémentaire.

### Masque pédiatrique à l'effigie de Tucker la tortue



Nos mignons masques à l'effigie de Tucker la tortue sont composés d'un matériau souple et doux qui épouse les contours du visage de votre enfant pour un confort optimal. Il présente également un système de ventilation qui permet d'éloigner le médicament des yeux de votre enfant.

### Traitement rapide et efficace



Notre nébulisateur SideStream est spécialement conçu pour que les durées de traitement de votre enfant soient les plus courtes possibles. Le nébulisateur à l'effigie de Sami assurant un débit d'air continu dans le tube, l'air supplémentaire est alors aspiré par le haut du nébulisateur, ce qui crée un flux rapide d'aérosols à inhaler pour votre enfant. Les traitements peuvent ne pas dépasser 6 minutes\*

### Technologie de nébulisateur éprouvée



Administration régulière de traitement par aérosol de haute qualité. La technologie SideStream est conçue pour répondre à une utilisation fréquente et répétée, et s'avère

capable d'administrer de manière efficace l'aérosol qui se trouve dans le nébulisateur de votre enfant jusqu'à son remplacement.

### Différentes configurations



Le nébulisateur bleu foncé SideStream à usage unique peut être utilisé pendant deux semaines avant d'être remplacé. Le nébulisateur à usage unique assure une délivrance régulière à chaque utilisation et peut être utilisé avec les médicaments respiratoires les plus fréquemment prescrits.

### Polyvalent



Le nébulisateur à l'effigie de Sami le phoque est conçu pour être utilisé avec les médicaments les plus fréquemment prescrits pour les maladies respiratoires les plus courantes.

# Caractéristiques

## Design

**Reliable and appealing:** Pour les enfants

## Operating parameters

**Maximum pressure:** 29 à 43,5 psi (1 499,7 à 2249,5 mmHg)

**Operating mode:** Continu

**Performance average flow rate:** 6 l/min à

10 psig (1 277 mmHg)

**Thermal fuse:** Température de fonctionnement : 130 °C

## Product details

**Weight:** 1,6 kg (3,5 livres)

**Size:** 226 mm x 155 mm x 267 mm

**Warranty:** 5 ans

**Treatment time (6-8 minutes\*):** \*avec une dose de 2,5 ml de salbutamol

**Electrical requirements:** 120 Vca - 60 Hz

**Power:** 120 VA

