

# PHILIPS

Sistema de nebulizador pediátrico

Sami the Seal

Dispositivo doméstico de sobremesa

Tratamiento en 6 - 8 minutos\*

HH1304



# Destacados

## La terapia también puede ser divertida



El sistema de nebulizador con compresor pediátrico Sami the Seal combina potencia y fiabilidad en un diseño atractivo para los niños, para que la experiencia del tratamiento sea más llevadera para los niños y para sus padres. El peso del compresor se concentra en su base para mejorar la estabilidad.

## Mascarilla pediátrica Tucker



Nuestra divertida mascarilla con el personaje Tucker the Turtle está fabricada con un material blando y flexible que se adapta al rostro del niño para que el ajuste sea cómodo. También incorpora un diseño de ventilación para evitar que los medicamentos lleguen a los ojos.

## Tratamiento eficaz y rápido



El nebulizador SideStream se ha diseñado especialmente para que los tiempos de tratamiento sean lo más cortos posible. Mientras el sistema Sami the Seal expulsa aire por el tubo, se extrae el aire adicional por la parte superior del nebulizador para crear un flujo rápido de medicación en forma de aerosol y que así el niño pueda inhalarlo. Los tratamientos pueden realizarse en tan solo 6 minutos\*

## Tecnología de nebulizador ya probada



Emisión uniforme de terapia en aerosol de alta calidad. SideStream se ha diseñado para soportar un uso frecuente y repetido y continuará suministrando la medicación a través del nebulizador de forma eficaz hasta que sea hora de reponerla.

## Múltiples configuraciones



El nebulizador desechable SideStream de color azul oscuro se puede utilizar durante 2 semanas antes de su sustitución. Con el nebulizador desechable se ofrece una administración uniforme del medicamento en todo momento. Además, se puede emplear con los fármacos respiratorios de prescripción más habitual.

## Versatilidad



Sami the Seal se ha diseñado para su uso con la mayor parte de los aerosoles que se prescriben para las patologías respiratorias más habituales.

# Especificaciones

## Diseño

Reliable and appealing: Child-friendly

## Operating parameters

Maximum pressure: 29-43.5 psi

## Parámetros de funcionamiento

Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10 psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

## Detalles del producto

Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

Power: 120 VA

## Product details

Weight: 3.5 lbs

Size: 226mm x 155mm x 267mm

Warranty: 5 years

Treatment time (6-8 minutes\*): \* 2.5ml Salbutamol dose

