

PHILIPS

Pædiatrisk
forstøversystem

Sami the Seal

Stationær enhed til
hjemmebrug

Behandling udført på 6 - 8
minutter*

*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol

HH1304



Gør det sjovt at få behandling

Sami the Seal pædiatrisk forstøversystem formet som en venlig dyrefigur for at opmuntre dit barn til at tage sin behandling med forstøvet medicin.

Gennemprøvet SideStream-teknologi

- Effektiv indgift af lægemidler
- Producerer aerosoler af ensartet høj kvalitet

Specielt designet til børn

- Effektiv, pålidelig og venlig
- Sød og effektiv

Korte behandlingstider

- Behandling udført på 6 - 8 minutter*

Til almindeligt ordineret medicin

- Kompatibel med almindeligt ordinerede medikamenter

Vigtigste nyheder

Gør det sjovt at få behandling



Sælen Samis kompressorforstøversystem kombinerer styrke og pålidelighed med et børnevenligt design og en sød figur for at give dig og dit barn en mere brugervenlig behandlingsoplevelse. Kompressoren er vægtet i bunden for at give ekstra stabilitet.

Tucker pædiatrisk maske



Vores søde figurmaske med skildpadden Tucker er fremstillet af et blødt, fleksibelt materiale, der former sig om dit barns ansigt for at give komfort og pasform. Den har desuden indbygget et udluftningsdesign, der hjælper med at føre medicin væk fra dit barns øjne.

Hurtig og effektiv behandling



Vores SideStream-nebulisator er specielt designet til at gøre dit barns behandlingstider så korte som muligt. Efterhånden som sælen Sami presser luft gennem slangen, bliver yderligere luft suget ind gennem toppen af nebulisatoren og skaber en hurtig

gennemstrømning af luftbåren medicin, som barnet kan inhalere. Behandlingerne kan vare så lidt som 6 minutter*

Gennemprøvet nebulisatorteknologi



Ensartet indgift af aerosolbehandling i høj kvalitet. SideStream er designet til holde til hyppig og gentagen brug og kan levere dit barns nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil det er tid til udskiftning.

Flere konfigurationer



Den mørkeblå SideStream engangsnebulisator kan bruges i 2 uger før udskiftning. Engangsnebulisatoren giver en ensartet indgift af lægemidler gang på gang, og den kan bruges med de fleste almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

Alsidighed



Sælen Sami er designet til brug med de fleste almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

Specifikationer

Design

Reliable and appealing: Child-friendly

Driftsparametre

Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10 psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

Operating parameters

Maximum pressure: 29–43.5 psi

Product details

Weight: 3.5 lbs

Size: 226mm x 155mm x 267mm

Warranty: 5 years

Treatment time (6–8 minutes*): * 2.5ml Salbutamol dose

Produktoplysninger

Electrical requirements: 120VAC–60 Hz

Power: 120 VA

