

# PHILIPS

## IPL 脉冲光脱毛仪

### Lumea Essential

仅适合身体使用

照射小腿 15 分钟

使用寿命超过十万次闪光

超长电源线



SC1991/80



## 抑制毛发再生的突破性方案

在家中自行使用，即可保持柔滑肌肤

怎样脱毛不会再生？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。

#### 持久柔滑

- 享受柔滑肌肤每一天
- 轻松高效

#### IPL 技术脱毛

- 专为在家中安全使用而打造

#### 轻柔高效，即使敏感肌肤也可以使用

- 5 种可调节的光能设置
- 适合身体使用
- 更大的身体配件，脱毛更快速
- 可根据您的皮肤类型进行调节

#### 紧凑的有线设计

- 不需要替换部件，无隐性花费



asimpleswitch.com

# 产品亮点

## 享受柔滑肌肤每一天



飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，使毛发自然脱落并抑制毛发再生。定期使用可令您每天纵享柔滑肌肤。

## 轻松高效



我们的临床研究显示，每两周使用一次，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤光滑无毛。为保持良好效果，可根据需要重复照射。照射间隔期可能因个人的毛发再生情况而异。

## IPL 技术



飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与国际皮肤科专家紧密合

作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

## 5 种光能设置



飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

## 适用部位



请放心用它来去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、敏感区域、两臂和腹部。

## 更大的身体配件，4 平方厘米




适用于更大面积的身体配件，可快速照射腿部等面积较大的部位。

## 不需要替换部件



飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯泡或凝胶。

## 适合的毛发和皮肤类型



飞利浦 Lumea 可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。飞利浦 Lumea 和其他光照脱毛方法一样，对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效。飞利浦 Lumea 也不适用于深色皮肤。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 技术规格

高性能灯泡: 提供多于十万次闪光

## 安全性和可调节设置

集成式安全系统: 防止意外闪光

5 种光能设置: 可根据您的皮肤类型进行调节

集成紫外线滤光器: 防止皮肤受到紫外线伤害

## 适用部位

身体部位: 手臂, 腿部, 腹部, 比基尼区域, 腋下

## 附件

适用于身体的配件 (4 平方厘米): 适合颈部以下使用

## 照射时间

小腿: 8 分钟

腋下: 1 分钟

敏感区域: 1 分钟

## 包含

使用说明: 快速入门指南, 用户手册

存储: 旅行软袋

适配器: 24 伏/1500 毫安

## 功率

电压: 100-240 伏

## 服务

保修: 2 年全球保修

## 照射模式

有线/无线使用: 有线

步进和闪光: 适于照射弯曲部位

