



Philips InnoSpire Go
bärbar nätnebulisator

Handhållen behandling

Behandling i 4 minuter**
Inbyggt laddningsbart batteri



HH1342

Snabb, effektiv och tystgående

Utformad så att du ska få mer kvalitetstid

InnoSpire Go-nebulisatorn är snabb, effektiv och enkel att använda. Den är utformad för att förkorta behandlingstiden, vilket ger dig eller ditt barn mer tid för speciella ögonblick tillsammans med familj och vänner.

Snabb behandling

- Minskar behandlingstiden med 25 %* Behandling i 4 minuter**
- För vanligt förekommande läkemedel

I princip helt tyst

- Tillförsel av läkemedel var som helst

Enkel konstruktion i två delar

- Rengöring och underhåll görs snabbt och enkelt
- Smidig, enkel design

Inbyggt laddningsbart batteri

- Ger upp till 30 behandlingar

PHILIPS

Funktioner

Inbyggt batteri med lång användningstid



Det laddningsbara batteriet ger upp till 30 behandlingar (120 minuters användning) mellan varje laddning.

Enkel användning



Starta behandlingen med en knapptryckning. Ljud- och ljussignaler anger när behandlingen är slutförd, innan den stängs av automatiskt.

Snabb behandling



Kliniskt bevisad Aerogen Vibronic-behandlingsenhet med vibrerande nätnebulisator som förvandlar flytande läkemedel till en fin spray, för snabb behandling.

Enkel konstruktion i två delar



Munstycket är lätt att ta av vilket gör det enkelt att använda, rengöra och underhålla InnoSpire Go. Fyll, behandla och rengör i tre enkla steg.

Mångsidig



InnoSpire Go är utformad för användning med vanligt förekommande aerosola läkemedel för sjukdomar i andningsorganen.

I princip helt tyst behandling



En liten, bärbar och diskret nebulisator som kan användas var som helst, så att du eller ditt barn kan utföra alla dagliga aktiviteter, var ni än befinner er.

Specifikationer

Specifikationer

- Batterityp: Litiumjon
- Storlek: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
- Vikt: 111 g

Service

- Garanti för handenhet: 2 år
- Garanti för munstycke: 1 år

Aerosol information

- Ipratropiumbromid 2 ml: MMAD μm : 3,93, Behandlingstid (min:sek): 3,44, Återstående volym i ml: 0,2
- Ipratropiumbromid 2 ml: Inandningsbar del % partiklar $< 5 \mu\text{m}$: 65,3 %
- Salbutamol 2,5 ml: MMAD μm : 3,99, Behandlingstid (min:sek): 4,18, Återstående volym i ml: 0,3
- Salbutamol 2,5 ml: Inandningsbar del % partiklar $< 5 \mu\text{m}$: 64,4 %
- Budesonid 2 ml: Inandningsbar del % partiklar $< 5 \mu\text{m}$: 52,1 %
- Budesonid 2 ml: MMAD μm : 4,84, Behandlingstid (min:sek): 3,34, Återstående volym i ml: 0,3



Publiceringsdatum
2018-07-26

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 26593
EAN: 87 12581 75428 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

** vid användning av 2,5 ml salbutamol
* jämfört med föregångaren Aeroneb Go