



Philips InnoSpire Go
Nébuliseur à maille
portable

Traitement manuel

Traitement en 4 minutes**
Batterie intégrée



HH1342

Rapide, efficace et silencieux

Conçu pour vous laisser profiter pleinement de la vie

Rapide, efficace et facile à utiliser, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la durée de traitement et offrir à vous ou à votre enfant plus de temps pour partager de bons moments en famille et entre amis.

Traitement rapide

- Réduction de 25 %* de la durée du traitement* Traitement en 4 minutes**
- Pour les médicaments fréquemment prescrits

Très silencieux

- Administration de médicaments n'importe où

Construction simple, en deux parties

- Rapidité et simplicité du nettoyage et de l'entretien
- Conception simple et élégante

Batterie intégrée

- Capacité maximale : 30 traitements

PHILIPS

Points forts

Batterie longue durée intégrée



La batterie rechargeable permet d'administrer jusqu'à 30 traitements (120 minutes d'utilisation) entre chaque charge.

Utilisation facile



Démarrez le traitement en appuyant simplement sur un bouton. Des signaux sonores et visuels en indiquent la fin, puis l'appareil s'éteint automatiquement.

Traitement rapide



Nébuliseur à maille vibratoire Aerogen Vibronic à l'efficacité cliniquement prouvée permettant de transformer des médicaments liquides en un fin brouillard afin d'accélérer le traitement.

Construction simple, en deux parties



L'embout buccal amovible facilite l'utilisation, le nettoyage et l'entretien d'InnoSpire Go. Effectuez les étapes de remplissage, de traitement et de nettoyage en toute simplicité.

Polyvalent



InnoSpire Go est conçu pour être utilisé avec les aérosols fréquemment prescrits en cas de maladies respiratoires.

Traitement très silencieux



Petit, portable et discret, ce nébuliseur peut être utilisé n'importe où, afin que vous ou votre enfant puissiez profiter des activités quotidiennes de la vie, où que vous soyez.

Caractéristiques

Spécificités

- Type de batterie: Lithium-ion
- Taille: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
- Poids: 111 g

Entretien

- Garantie de l'appareil: 2 ans
- Garantie de l'embout buccal: 1 an

Données relatives aux aérosols

- 2 ml de bromure d'ipratropium: DAMM (μm) : 3,93, Durée de traitement (min:s) : 3:44, Volume résiduel (ml) : 0,2
- 2 ml de bromure d'ipratropium: Fraction respirable (% de particules $< 5 \mu\text{m}$) : 65,3 %
- 2,5 ml de salbutamol: DAMM (μm) : 3,99, Durée de traitement (min:s) : 4:18, Volume résiduel (ml) : 0,3
- 2,5 ml de salbutamol: Fraction respirable (% de particules $< 5 \mu\text{m}$) : 64,4 %
- 2 ml de budésonide: Fraction respirable (% de particules $< 5 \mu\text{m}$) : 52,1 %
- 2 ml de budésonide: DAMM (μm) : 4,84, Durée de traitement (min:s) : 3:34, Volume résiduel (ml) : 0,3



Date de publication
2018-07-26

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 26593
EAN: 87 12581 75428 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

**Utilisation de 2,5 ml de salbutamol

* Comparaison avec son prédécesseur, Aeroneb Go